

| CODIFICA A4H | COD ACC<br>DEDALUS | PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                              | CVP       | TAT | UDM     | METODO                   | PROVETTA                          | MATRICE                 | SEDE      | URGENZA | NOTE                                                                                     | TARIFFA |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N900120      | 17OHP-7036         | 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)                                                                                                                                                                                                    | 90.01.2_0 | 8   | ng/mL   | CLIA                     | T. Giallo 3mL                     | Siero                   | Int.      | NO      | Centrifugare e separare 2–8 °c                                                           | 13,55   |
| N903522      | 17OHPC-7037        | 17 OH-PROGESTERONE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)                                                                                                                                                                              | 90.35.2_2 | 7   | ng/mL   | CLIA                     | T. Giallo 3mL                     | Siero                   | Int.      | NO      | Centrifugare e separare 2–8 °c                                                           | 31,38   |
| N9083A8_GIP  |                    | ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI VARI MULTIPLEX. ALMENO CINQUE MICRORGANISMI DI UNO O PIÙ GRUPPI DI MICROGANISMI. INCLUSO: ESTRAZIONE,                                  | 90.83.A_8 | 6   |         | PCR                      | Contenitore dedicato              |                         | Int.      | NO      |                                                                                          | 96,15   |
| N9083A8_EMOP |                    | ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI VARI MULTIPLEX. ALMENO CINQUE MICRORGANISMI DI UNO O PIÙ GRUPPI DI MICROGANISMI. INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE. NAS | 90.83.A_8 | 6   |         | PCR                      | Contenitore dedicato              |                         | Int.      | NO      |                                                                                          | 96,15   |
| N900210      | UA5H-6207          | ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO (5-HIAA) [dU]                                                                                                                                                                                             | 90.02.1_0 | 8   | mg/24h  | HPLC                     | Provetta urine 10 ml+HCL          | Urine 24h +HCl          | Syn-631   | NO      | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta     | 16,33   |
| N900252      | LAT-1231           | ACIDO LATTICO                                                                                                                                                                                                                            | 90.02.5_2 | 6   | mg/dL   | Enzimatico               | T. Viola 3mL                      | Plasma EDTA             | Syn-305   | NO      | Separare e congelare                                                                     | 6,95    |
| N900363      | VMA-6202           | ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [DU]                                                                                                                                                                                                          | 90.03.6_3 | 7   | mg/24h  | HPLC                     | Provetta urine 10 ml+HCL          | Urine 24h +HCl          | Syn-629   | NO      | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. indicare diuresi e durata della raccolta.    | 19,55   |
| N900412      | COPAVS-7489        | ADIURETINA [VASOPRESSINA] (ADH)                                                                                                                                                                                                          | 90.04.1_2 | 5   | pmol/L  | IF-Trace                 | T. Rosso 3mL                      | Siero                   | Syn-2157  | NO      | (Sostituisce ADH,VASOPRESSINA,ADIURETINA) Separare e congelare                           | 12,5    |
| N900364      | ADRE-7430          | ADRENALINA [P]                                                                                                                                                                                                                           | 90.03.6_4 | 2   | pg/mL   | HPLC                     | T. Viola 3mL                      | Plasma EDTA             | Syn-7870  | NO      | Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare. | 19,55   |
| N900366      |                    | ADRENALINA [U]                                                                                                                                                                                                                           | 90.03.6_6 | 2   | µg/ 24h | HPLC                     | Provetta urine 10 ml+HCL          | Urine 24h +HCl          | Syn-787   | NO      | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta     | 19,55   |
| N900513      | ALBU-843           | ALBUMINA [U]                                                                                                                                                                                                                             | 90.05.1_3 | 1   | mg/L    | Turbidimetrico           | Provetta urine 10 ml              | Urine Estemporanee      | Int.      | NO      |                                                                                          | 1,27    |
| N900520      | ALD-1060           | ALDOLASI [S]                                                                                                                                                                                                                             | 90.05.2_0 | 6   | u/L     | Enzimatico-Uv            | T. Rosso 3mL                      | Siero                   | Syn-303   | NO      |                                                                                          | 1,04    |
| N900532      |                    | ALDOSTERONE [S] (CLINOSTATISMO)                                                                                                                                                                                                          | 90.05.3_2 | 6   |         | CLIA                     | T. Viola 3mL                      | Plasma EDTA             | Int.      | NO      |                                                                                          | 16,9    |
| N900533      |                    | ALDOSTERONE [S] (ORTOSTATISMO)                                                                                                                                                                                                           | 90.05.3_3 | 6   | ng/L    | CLIA                     | T. Viola 3mL                      | Plasma EDTA             | Int.      | NO      |                                                                                          | 16,9    |
| N900534      | UALDO-6194         | ALDOSTERONE [U] 24H                                                                                                                                                                                                                      | 90.05.3_4 | 8   | pg/mL   | CLIA                     | Provetta urine 10 ml+Acido Borico | Urine 24h +Acido Borico | Syn-625   | NO      | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta     | 16,9    |
| N900540      |                    | ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]                                                                                                                                                                                                                  | 90.05.4_0 | 6   |         | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                     | siero                   | Int.      | NO      |                                                                                          | 3,94    |
| N900554      | AFP-7470           | ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [LIQ. AMNIOTICO]                                                                                                                                                                                               | 90.05.5_4 | 1   | IU/mL   | ElettroChemiluminescenza | T. Verde 3mL                      | Plasma Eparinato        | Int.      | NO      |                                                                                          | 8,57    |
| N900610      | MP-3600            | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]                                                                                                                                                                                                           | 90.06.1_0 | 5   | g/L     | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                      | Siero                   | Syn-105   | NO      |                                                                                          | 6,14    |
| N900632      | A2M-3605           | ALFA 2 MACROGLOBULINA [S]                                                                                                                                                                                                                | 90.06.3_2 | 10  |         | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                      | Siero                   | Syn -1311 | NO      |                                                                                          | 6,14    |
| N900643      | UAMY-6200          | ALFA AMILASI [U] 24H                                                                                                                                                                                                                     | 90.06.4_3 | 1   | U/L     | Enzimatico-Colorimetrico | Provetta urine 10 ml              | Urine Estemporanee      | Int.      | NO      |                                                                                          | 1,45    |
| N900713      |                    | ALLUMINIO [U]                                                                                                                                                                                                                            | 90.07.1_3 | 10  | µg/g    | Assorbimento Atomico     | Provetta dedicata Metal Free      | Siero                   | Syn-7191  | NO      | Richiedere la provetta dedicata al laboratorio analisi                                   | 9,26    |
| ADD          | ADD-1284           | AMILASI DRENAGGIO PANCREATICO DX                                                                                                                                                                                                         |           | 7   | U/L     | Enzimatico-Colorimetrico | Provetta urine 10 ml              | Urine Estemporanee      | Int.      | NO      |                                                                                          |         |
| ADDL         |                    | AMILASI DRENAGGIO PANCREATICO DX LATERALE                                                                                                                                                                                                |           | 7   | U/L     | Enzimatico-Colorimetrico | Contenitore dedicato              | Drenaggio               | Int.      | NO      |                                                                                          |         |
| ADDM         |                    | AMILASI DRENAGGIO PANCREATICO DX MEDIALE                                                                                                                                                                                                 |           | 7   | U/L     | Enzimatico-Colorimetrico | Contenitore dedicato              | Drenaggio               | Int.      | NO      |                                                                                          |         |

|          |             |                                                           |            |    |          |                              |  |                      |                       |            |    |                                                                                                       |       |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|----|----------|------------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ADSL     |             | AMILASI DRENAGGIO PANCREATICO SX LATERALE                 |            | 7  | U/L      | Enzimatico-Colorimetrico     |  | T. Verde 3mL         | Drenaggio             | Int.       | NO |                                                                                                       |       |
| ADSM     |             | AMILASI DRENAGGIO PANCREATICO SX MEDIALE                  |            | 7  | U/L      | Enzimatico-Colorimetrico     |  | Contenitore dedicato | Drenaggio             | Int.       | NO |                                                                                                       |       |
| NG3035   |             | ANAL. GEN. DPYD. MUTAZIONI/POLIMORFISMI NOTI              | G3.03_5    | 5  |          | Pcr Real Time                |  | T. Viola 3mL         | Sangue Intero EDTA    | Int.       | NO | 65                                                                                                    |       |
| NG1916   | MTHFRA-9127 | ANAL. GEN. VARIANTE A1298C GENE MTHFR                     | G1.91_6    | 5  |          | PCR Real Time                |  | T. Viola 3mL         | Plasma EDTA           | Syn-601240 | NO | Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista) | 60    |
| NG1915   | MTHFRC-9125 | ANAL. GEN. VARIANTE C677T GENE MTHFR                      | G1.91_5    | 5  |          | PCR Real Time                |  | T. Viola 3mL         | Plasma EDTA           | Syn-60124  | NO | Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista) | 60    |
| NG1913   | LEIDEN-9124 | ANAL. GEN. VARIANTE G1691A FATTORE V DI LEIDEN            | G1.91_3    | 5  |          | PCR Real Time                |  | T. Viola 3mL         | Plasma EDTA           | Syn-60540  | NO | Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista) | 60    |
| NG1914   | FATTII-9126 | ANAL. GEN. VARIANTE G20210A DELLA PROTROMBINA             | G1.91_4    | 5  |          | PCR Real Time                |  | T. Viola 3mL         | Plasma EDTA           | Syn-60542  | NO |                                                                                                       | 60    |
| NG19115  | JAK2-6000   | ANAL. GEN. VARIANTE V617F GENE JAK2. TEST QUALITATIVO     | G1.91_15   | 5  |          | PCR Real time                |  | T. Viola 3mL         | Sangue Intero EDTA    | Syn-1262   | NO |                                                                                                       | 60    |
| N900810  | ANDROG-7311 | ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE                               | 90.08.1_0  | 10 |          | RIA                          |  | T. Rosso 3mL         | Siero                 | Syn-1485   | NO |                                                                                                       | 14,59 |
| N900820  | ANGIO-1614  | ANGIOTENSINA II                                           | 90.08.2_0  | 7  |          | RIA                          |  | T. Viola 3mL         | Plasma EDTA Congelato | Syn-6241   | NO | Separare e congelare                                                                                  | 17,66 |
| N9008322 |             | ANTIBIOTICI - VANCOMICINA [S] (POST DOSE)                 | 90.17.C_23 | 6  | µg/mL    | Immunometrico                |  | T. Rosso 3mL         | siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 12,05 |
| N9047A0  |             | ANTIC.ANTI SM (AG DI SMITH)                               | 90.47.A_0  | 10 |          | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        |                       | Int.       | NO |                                                                                                       | 12,68 |
| N904652  | LAC1-3026   | ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) DRVV TEST                 | 90.46.5_2  | 12 | Ratio    | Coagulometrico               |  | T. Azzurro 3.6mL     | Plasma Citrato        | Int.       | NO | Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo                                  | 4,1   |
| N9047C0  |             | ANTICORPI ANTI SSB                                        | 90.47.C_0  | 10 |          | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 12,68 |
| N904720  |             | ANTICORPI ANTI A/B                                        | 90.47.2_0  | 6  |          | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 11,65 |
| N904730  | ENA-4022    | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)         | 90.47.3_0  | 15 | RU/mL    | EIA                          |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,26  |
| N904964  | B2GLG-7483  | ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I (IGG)               | 90.49.6_4  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,2   |
| N904965  | B2GLM-7484  | ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I (IGM)               | 90.49.6_5  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,2   |
| N904754  | FOSFA-4048  | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGA)                         | 90.47.5_4  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,2   |
| N904752  | FOSFG-4046  | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG)                         | 90.47.5_2  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,2   |
| N904753  | FOSFM-4047  | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGM)                         | 90.47.5_3  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,2   |
| N904810  | APCA-4033   | ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)         | 90.48.1_0  | 10 | EIA U/mL | Immunofluorescenza Indiretta |  | T. Rosso 3mL         | Siero                 | Syn-1355   | NO |                                                                                                       | 10,65 |
| N904823  |             | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)         | 90.48.2_3  | 7  | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 14,59 |
| N904833  |             | ANTICORPI ANTI DSDNA (METODO IFI SU CRITHIDIA LUCILIAE)   | 90.48.3_3  | 5  |          | IFA                          |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,26  |
| N904832  | DNA-4001    | ANTICORPI ANTI DSDNA (METODO IMMUNOMETRICO)               | 90.48.3_2  | 5  | IU/mL    | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 9,26  |
| N904930  | TCI-3360    | ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]      | 90.49.3_0  | 1  |          | Agglutinazione               |  | T. Viola 3mL         | Sangue Intero EDTA    | Int.       | NO | Due provette firmate                                                                                  | 8,35  |
| N905259  | x           | ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO [SG]                    | 90.52.5_9  | 9  | ru/mL    | ELISA                        |  | T. Rosso 3mL         | Siero                 | Syn-1242   | NO |                                                                                                       | 10,83 |
| N904950  | AGAG-4016   | ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG) PER CIASCUNA DETERMINAZIONE | 90.49.5_0  | 15 | CU       | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO |                                                                                                       | 10,3  |
| N904970  | GAD1-9503   | ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)            | 90.49.7_0  | 7  | IU/ml    | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Int.       | NO | Congelare se non fatto in giornata                                                                    | 11    |
| N905050  | ICA-7403    | ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)                   | 90.50.5_0  | 20 |          | Immunofluorescenza Indiretta |  | T. Rosso 3mL         | Siero                 | Syn-125    | NO |                                                                                                       | 11    |
| N905110  | ACINS-7402  | ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)                            | 90.51.1_0  | 6  | kua/L    | CLIA                         |  | T. Giallo 3mL        | Siero                 | Syn-6522   | NO | Separare e congelare                                                                                  | 9,49  |

|            |             |                                                        |            |    |       |                               |               |                    |          |    |                                                         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------|----|---------------------------------------------------------|
| N9052510   | EMA-4023    | ANTICORPI ANTI IPOFISI                                 |            | 7  |       | Immunofluorescenza            | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO |                                                         |
| N904770    |             | ANTICORPI ANTI JO1                                     | 90.47.7_0  | 10 |       | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 12,68                                                   |
| N905130    | MAG-9513    | ANTICORPI ANTI MAG                                     | 90.51.3_0  | 15 |       | EIA                           | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-1584 | NO | Separare e congelare se non inviate in giornata<br>9,44 |
| N904890    |             | ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE             | 90.48.9_0  | 5  |       | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 12,6                                                    |
| N905150    | LKMA-4021   | ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)       | 90.51.5_0  | 6  |       | Immunofuorescenza Indiretta   | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-1350 | NO | 9,49                                                    |
| N905210    | AMA-4030    | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)                        | 90.52.1_0  | 15 |       | Immunofluorescenza            | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 9,61                                                    |
| N905220    | ASMA-4028   | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)                   | 90.52.2_0  | 15 |       | Immunofluorescenza            | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 9,49                                                    |
| N905230    | AML-4026    | ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)                 | 90.52.3_0  | 10 |       | Immunofluorescenza Indiretta  | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-1360 | NO | 23,33                                                   |
| N905240    | ANA-4020    | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)                            | 90.52.4_0  | 7  |       | Immunofluorescenza            | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 9,84                                                    |
| N905310    | OVAIO-7457  | ANTICORPI ANTI OVAIO                                   | 90.53.1_0  | 9  |       | Immunofluorescenza Indiretta  | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-834  | NO | 33,69                                                   |
| N905390    | ACET-7204   | ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA (ACH)            | 90.53.9_0  | 10 |       | RIA                           | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-643  | NO | 31,9                                                    |
| N904780    |             | ANTICORPI ANTI RNP                                     | 90.47.8_0  | 10 |       | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 12,68                                                   |
| N9053A3    |             | ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IGA      | 90.53.A_3  | 7  | UR/ml | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 7,12                                                    |
| N9053A2    |             | ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IGG      | 90.53.A_2  | 7  | UR/ml | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 7,12                                                    |
| N904790    |             | ANTICORPI ANTI Scl-70                                  | 90.47.9_0  | 10 |       | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 12,68                                                   |
| N9113125   |             | ANTICORPI ANTI TBE - IGG [S]                           | 91.13.1_25 | 5  | INDEX | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 8,3                                                     |
| N9113126   |             | ANTICORPI ANTI TBE - IGM [S]                           | 91.13.1_26 | 5  | INDEX | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 8,3                                                     |
| N905440    | ANTTI2-7129 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)                   | 90.54.4_0  | 7  | IU/mL | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 9,03                                                    |
| N9053D2    | GLUTA-4057  | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IGA)            | 90.53.D_2  | 15 | CU    | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 11,23                                                   |
| N9053D3    | GLUTG-4037  | ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IGG)            | 90.53.D_3  | 15 | CU    | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 11,23                                                   |
| N904630    |             | ANTICORPI ANTIERITROCITARI A FREDDO RICERCA            | 90.46.3_0  | 6  |       |                               | T. Giallo 3mL | Siero              | synlab   | NO | 7,4                                                     |
| N9047D0    | CITR-4038   | ANTICORPI ANTI-PEPTIDI CITRULLINATI (CCP)              | 90.47.D_0  | 10 | RU/mL | EIA                           | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 12,04                                                   |
| N9049Z_IGA | AGAA-4015   | ANTICORPI ANTI-PEPTIDI DEAMIDATI DELLA GLIADINA (IGA)  | 90.49.5_0  | 7  | CU    | CLIA                          | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 10,3                                                    |
| N905510    | CA125-7485  | ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)                    | 90.55.1_0  | 1  | U/mL  | ElettroChemiluminescenza      | T. Verde 3mL  | Plasma Eparinato   | Int.     | NO | 15,05                                                   |
| N905520    | CA153-7490  | ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)                  | 90.55.2_0  | 1  | U/mL  | ElettroChemiluminescenza      | T. Verde 3mL  | Plasma Eparinato   | Int.     | NO | 7,87                                                    |
| N905532    | CA199-7480  | ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)                  | 90.55.3_2  | 1  | U/mL  | ElettroChemiluminescenza      | T. Verde 3mL  | Plasma Eparinato   | Int.     | NO | 7,99                                                    |
| N905610    | CA72-4-7486 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)                  | 90.55.3_4  | 6  | ku/L  | CLIA                          | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-6517 | NO | 7,99                                                    |
| N905630    | CEA-7460    | ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)                     | 90.56.3_2  | 1  | ng/mL | ElettroChemiluminescenza      | T. Verde 3mL  | Plasma Eparinato   | Int.     | NO | 7,18                                                    |
| N905642    | TPA-7465    | ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)                 | 90.55.3_5  | 6  | u/L   | CLIA                          | T. Rosso 3mL  | Siero              | Syn-6513 | NO | 7,99                                                    |
| N905652    |             | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) TOTALE             | 90.56.9_0  | 1  | ng/mL | CLIA                          | T. Verde 3mL  | Plasma             | Int.     | NO | 4,57                                                    |
| N905690    |             | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO [PSA] REFLEX             | 90.56.9_0  | 5  | ng/mL | Immunometrico -ECLIA          | T. Verde 3mL  | Plasma             | Int.     | NO | 4,57                                                    |
| N900840    | APOA1-741   | APOLIPOPROTEINA A1 (APO-A1)                            | 90.08.4_0  | 5  | g/L   | Nefelometria                  | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 3,76                                                    |
| N900850    | APOB1-742   | APOLIPOPROTEINA B (APO-B)                              | 90.08.5_0  | 5  | g/L   | Nefelometria                  | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 3,88                                                    |
| N900910    | APTO-3911   | APTOGLOBINA (HPT)                                      | 90.09.1_0  | 6  | g/L   | Nefelometria                  | T. Giallo 3mL | Siero              | Int.     | NO | 5,91                                                    |
| N9072F0    |             | ATTIVITA' PROTEASICA ADAMTS 13                         | 90.53.3_3  | 8  |       | saggio funzionale cromogenico | T. Giallo 3mL |                    | b.trento | NO | 70,95                                                   |
| N905820    |             | AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO] | 90.58.2_0  | 6  |       | Agglutinazione su colonna     | T. Viola 3mL  | Sangue Intero EDTA | synlab   | NO | 16,15                                                   |

|                |             |                                                                     |            |    |          |                                      |                                                  |                             |            |    |                                                                                      |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N900934        | BARB-9005   | BARBITURICI [S]                                                     | 90.17.C_40 | 7  | mg/L     | EMIT                                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-66708  | NO | 12,05                                                                                |
| N9087P2_RESP2  |             | BATTERI RESPIR. ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX NAS.ALMENO 3MICROORGANISMI | 90.87.P_2  | 6  |          | PCR Real Time                        | Tampone T. Rosso                                 | Secrezioni nasali-faringee  | Int.       | NO | 92,1                                                                                 |
| N908649        |             | BATTERI RICERCA MICROSCOPICA - TAMPONE CUTE                         | 90.93.3_8  | 6  |          | esame microscopico                   | Vetrino                                          | Cute                        | Int.       | NO | 21,95                                                                                |
| N9086435       |             | BATTERI RICERCA MICROSCOPICA - TAMPONE VULVARE                      | 90.93.3_24 | 6  |          | esame microscopico                   | T. Viola 3mL                                     | Vetrino                     | Int.       | NO | 21,95                                                                                |
| N900943        | UBENZO-7702 | BENZODIAZEPINE [U]                                                  | 90.17.C_28 | 8  |          | EMIT                                 | Provetta urine 10 ml                             | Urine Estemporanee          | Syn-6691CL | NO | 12,05                                                                                |
| N901012        | B2M-7474    | BETA 2 MICROGLOBULINA [S]                                           | 90.10.1_2  | 6  | mg/L     | Nefelometria                         | T. Giallo 3mL                                    | Siero                       | Int.       | NO | 5,04                                                                                 |
| N901023        | BICA-2521   | BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO) [U]                                 | 90.10.2_3  | 6  | mmol/L   | Enzimatico                           | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-2400   | NO | 1,1                                                                                  |
| N901053        |             | BILIRUBINA REFLEX (INCLUSO: BILIRUBINA DIRETTA ED INDIRETTA) [S]    | 90.10.5_3  | 1  | mg/dL    | Colorimetrico                        | T. Verde 3mL                                     | Plasma Eparinato            | Int.       | NO | 1,22                                                                                 |
| N908742        | PERTA-3826  | BORDETELLA ANTICORPI IGA (E.I.A.)                                   | 90.87.S_0  | 6  | ntu      | ELISA                                | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-1631   | NO | 13,05                                                                                |
| N908743        | PERTG-3827  | BORDETELLA ANTICORPI IGG (E.I.A.) [90.87.S_0]                       | 90.87.S_0  | 6  | UI/MI    | ELISA                                | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-163    | NO | 13,05                                                                                |
| N908744        | PERTM-3828  | BORDETELLA ANTICORPI IGM (E.I.A.)                                   | 90.87.S_0  | 6  | ratio    | ELISA                                | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-1630   | NO | 13,05                                                                                |
| N908752        |             | BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IGG (E.I.A.)                         | 90.87.T_2  | 6  | INDEX    | CLIA                                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       |            | NO | 13,6                                                                                 |
| N908753        |             | BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IGM (E.I.A.)                         | 90.87.T_2  | 6  | INDEX    | CLIA                                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       |            | NO | 13,6                                                                                 |
| N901112        |             | C PEPTIDE - PROFILO DIGIUNO                                         | 90.11.1_2  | 5  | ng/mL    | CLIA                                 | T. Verde 3mL                                     | Plasma                      | Int.       | NO | 3,01                                                                                 |
| N901170        | CAI-1491    | CALCIO IONIZZATO DETERMINAZIONE DIRETTA                             | 90.11.7_0  | 1  | mmol/L   | Emogasanalisi                        | Siringa Eparinata/Provetta Tappo Verde senza Gel | Sangue Intero Eparinato     | POCT       | NO | 4,86                                                                                 |
| N901144        | UCAE-6165   | CALCIO TOTALE [U]                                                   | 90.11.4_3  | 1  | mg/dL    | Colorimetrico                        | Provetta urine 10 ml                             | Urine Estemporanee/II Minz. | Int.       | NO | Raccolta da seconda minzione<br>1,27                                                 |
| N901152        | CALCIT-7151 | CALCITONINA [S]                                                     | 90.11.5_2  | 3  | pg/mL    | ElettroChemiluminescenza             | T. Giallo 3mL                                    | Siero                       | Int.       | NO | Centrifugare entro 30 min<br>14,3                                                    |
| N9012A0        | CALPRO-1618 | CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO - NELLE FECI                            | 90.12.A_0  | 6  | mg/Kg    | CLIA                                 | Contenitore dedicato                             | Feci                        | Int.       | NO | 18,47                                                                                |
| N901230        | CBZ-8998    | CARBAMAZEPINA                                                       | 90.17.C_29 | 1  | µg/mL    | EIA                                  | T. Verde 3mL                                     | Plasma Eparinato            | Int.       | NO | Centrifugare entro 30 min<br>12,05                                                   |
| N9012F3        | IMME1-3868  | CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE LAMBDA [S]                         | 90.28.7_3  | 2  | mg/L     | Nefelometria                         | T. Giallo 3mL                                    | Siero                       | Int.       | NO | 19,75                                                                                |
| N901250        | CERU-3912   | CERULOPLASMINA                                                      | 90.12.5_0  | 6  |          | Immunoturbidimetrico                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-140    | NO | 4,63                                                                                 |
| N908912        | CLPG-7684   | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IGG)                                | 90.88.G_0  | 7  | INDEX    | CLIA                                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-13200  | NO | 16,6                                                                                 |
| N908913        | CLPM-7686   | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IGM)                                | 90.88.G_0  | 3  | INDEX    | ELISA                                | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-13201  | NO | 16,6                                                                                 |
| N908916        |             | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI (IGG)                               | 90.88.J_1  | 6  |          | CLIA                                 | T. Giallo 3mL                                    | siero                       |            | NO | 17,65                                                                                |
| N908917        |             | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI (IGM)                               | 90.88.J_1  | 6  |          | CLIA                                 | T. Giallo 3mL                                    | Siero                       |            | NO | 17,65                                                                                |
| N909013        |             | CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.) - TAMPONE URETRALE               | 90.93.D_2  | 6  |          | immunocromatografico                 | Tampone T. Arancio a secco                       | Secrezioni uretrali         | Int.       | NO | 70,5                                                                                 |
| N908961_TCLAEV |             | CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA TAMPONE VAGINALE [TCLAEV]                 | 90.89.6_1  | 5  |          | immunocromatografico                 | Tampone T. Bianco a secco                        | Secrezioni vaginali         | Int.       | NO | 9,15                                                                                 |
| N901322        | CICLO-4032  | CICLOSPORINA A [S]                                                  | 90.17.B_5  | 6  | µg/L     | CLIA                                 | T. Viola 3mL                                     | Sangue Intero EDTA          | Syn-694    | NO | 10,45                                                                                |
| N901334        | UCL-6150    | CLORURO [U] 24H                                                     | 90.13.3_4  | 1  | mmol/24h | Potenzimetria Indiretta              | Provetta urine 10 ml                             | Urine 24h                   | Int.       | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta<br>1,27                                     |
| N901350        | B12-7436    | COBALAMINA (VIT. B12) [S]                                           | 90.13.5_2  | 1  | pg/mL    | ElettroChemiluminescenza             | T. Blu 3mL                                       | Siero                       | Int.       | NO | 7,99                                                                                 |
| COBALTO        | x           | COBALTO [S]                                                         |            | 10 | µg/L     | Assorbimento atomico                 | T. Rosso 3mL                                     | Siero                       | Syn-7261   | NO | Richiedere la provetta dedicata al laboratorio analisi                               |
| N901410        | HDLC-720    | COLESTEROLO HDL                                                     | 90.14.1_0  | 1  | mg/dL    | Enzimatico-Colorimetrico             | T. Verde 3mL                                     | Plasma Eparinato            | Int.       | NO | 2,08                                                                                 |
| N9013B0        | LDLC-735    | COLESTEROLO LDL. DETERMINAZIONE INDIRETTA.                          | 90.13.B_0  | 1  | mg/dL    | Calcolato Secondo Formula Friedewald | T. Verde 3mL                                     | Plasma Eparinato            | Int.       | NO | Per il calcolo è necessario richiedere colesterolo totale,trigliceridi e HDL<br>2,03 |
| N901430        | CT-710      | COLESTEROLO TOTALE                                                  | 90.14.3_0  | 1  | mg/dL    | Enzimatico-Colorimetrico             | T. Verde 3mL                                     | Plasma Eparinato            | Int.       | NO | 1,39                                                                                 |



|             |                   |                                                                                |            |    |        |                                 |                                     |                             |                   |    |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N906023     | C31-2921          | COMPLEMENTO C3                                                                 | 90.60.2_3  | 1  | g/L    | Nefelometria                    | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | 3,71                                                                                                              |
| N906025     | C41 -2939         | COMPLEMENTO C4                                                                 | 90.60.2_5  | 1  | g/L    | Nefelometria                    | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | 3,71                                                                                                              |
| LBCON       |                   | CONTEGGIO CELLULARI SU LIQUIDI BIOLOGICO                                       |            | 1  | 10^9/L | Citometria a flusso             | T. Viola 3mL                        | Liquidi biologici           | Int.              | NO |                                                                                                                   |
| N901522     |                   | CORTICOTROPINA (ACTH) MATTINO [P]                                              | 90.15.2_2  | 3  | pg/mL  | CLIA                            | T. Viola 3mL                        | Sangue Intero EDTA          | Int.              | NO | 12,56                                                                                                             |
| N901523     |                   | CORTICOTROPINA (ACTH) POMERIGGIO [P]                                           | 90.15.2_3  | 3  | pg/mL  | CLIA                            | T. Viola 3mL                        | Sangue Intero EDTA          | Int.              | NO | 12,56                                                                                                             |
| N901524     |                   | CORTICOTROPINA (ACTH) SERA [P]                                                 | 90.15.2_4  | 3  | pg/mL  | CLIA                            | T. Viola 3mL                        | Sangue Intero EDTA          | Int.              | NO | 12,56                                                                                                             |
| N901532     | CORT8-7352        | CORTISOLO [S] MATTINO                                                          | 90.15.3_2  | 4  | ng/mL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | Prelievo h 8:00 centrifugare entro 30 min<br>11,98                                                                |
| N901533     | CORTP-7553        | CORTISOLO [S] POMERIGGIO                                                       | 90.15.3_3  | 3  | ng/mL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | Previo accordo con il laboratorio prelevare h 20:00. Centrifugare entro 30 min<br>11,98                           |
| N901534     | UCORTI-7357       | CORTISOLO [U] 24H                                                              | 90.15.3_4  | 6  | µg/24h | CLIA                            | Provetta urine 10 ml+HCL            | Urine 24 Ore +HCl           | Syn-626           | NO | Acidificare con hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta<br>11,98                     |
| N903524     | CORTC-7354        | CORTISOLO: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6)                             | 90.35.2_4  | 3  | ng/mL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo<br>31,38                                                        |
| N908476     |                   | COXIELLA BURNETII: ANTIC. (IGG)F2                                              | 90.90.G_0  | 7  | INDEX  | ELISA                           | T. Rosso 3mL                        | siero                       | Int.              | NO |                                                                                                                   |
| N901610     | CKNA-1255         | CREATINCHINASI ISOENZIMI                                                       | 90.15.4_6  | 1  |        | Elettroforesi Su Gel D'Agarosio | T. Rosso 4mL+T. Blu                 | Siero                       | Syn-1485 Syn-1486 | NO | 2,03                                                                                                              |
| N901633     | UCR-6070          | CREATININA [U] 24H                                                             | 90.16.3_3  | 1  | mg/dL  | Colorimetrico (Jaffé)           | Provetta urine 10 ml                | Urine 24h                   | Int.              | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta<br>1,27                                                                  |
| N901640     | CRC-6080 + CR-670 | CREATININA CLEARANCE INCLUSO EVENTUALE VGF                                     | 90.16.4_0  | 1  | ml/min | Colorimetrico (Jaffé)           | Provetta urine 10 ml + T. Verde 3mL | Urine 24h                   | Int.              | NO | Indicare la diuresi e la durata della raccolta. Per il calcolo CRC associare sempre una richiesta CR-670 .<br>2,2 |
| N9016310    | UCRE-6049         | CREATININA I MINZ. [U]                                                         | 90.16.3_10 | 1  | mg/dL  | Colorimetrico (Jaffé)           | Provetta urine 10 ml                | Urine Estemporanee/II Minz. | Int.              | NO | Raccolta da seconda minzione<br>1,27                                                                              |
| N906120     | CRIO-3420         | CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE                                                     | 90.61.2_0  | 15 |        | Precipitazione A Freddo         | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Syn-142           | NO | Campione a 37°c fino al momento della centrifugazione<br>14,82                                                    |
| N901652     |                   | CROMO [S]                                                                      | 90.16.5_2  | 3  | µg/L   | Assorbimento Atomico            | Provetta dedicata Metal Free        | Siero                       | Syn-7144          | NO | Richiedere la provetta dedicata al laboratorio analisi<br>7,99                                                    |
| N901653     |                   | CROMO [U]                                                                      | 90.16.5_3  | 8  | µg/L   | ICP-MS                          | Provetta urine 10 ml                | Urine Estemporanee          | synlab            | NO | 7,99                                                                                                              |
| N901660     | CROMOG-7491       | CROMOGRANINA A                                                                 | 90.16.6_0  | 5  | ng/mL  | If-Trace                        | T. Rosso 3mL                        | Siero                       | Syn-62121         | NO | Separare e congelare<br>28,77                                                                                     |
| N902853_071 |                   | CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO 7 PRELIEVI: BASE,30,60,90,120,150,180 | 90.28.5_3  | 2  | µU/mL  | Elettrochemiluminescenza        | T. Verde 3mL                        | Plasma Eparinato            | Int.              | NO | 31,2                                                                                                              |
| N902852     | INSUC-7405        | CURVA INSULINICA PER TEST AL GLUCAGONE [S]                                     | 90.28.5_2  | 1  | µU/mL  | ElettroChemiluminescenza        | T. Verde 3mL                        | Plasma Eparinato            | Int.              | NO | Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo<br>31,2                                                         |
| N906130     | CYFRA1-7488       | CYFRA 21-1                                                                     | 90.61.3_0  | 10 | ng/mL  | Trace                           | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | Separare e congelare<br>21,54                                                                                     |
| N901720     | DHEA-S-7318       | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)                                          | 90.17.2_0  | 4  | µg/dL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL                       | Siero                       | Int.              | NO | Centrifugare entro 30 min<br>15,75                                                                                |
| N901730     | ANDRO-7320        | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE                                                        | 90.17.3_0  | 6  | nmol/L | CLIA                            | T. Rosso 3mL                        | Siero                       | Syn-637           | NO | 15,05                                                                                                             |
| N901750     | DHT-7302          | DIIDROTESTOSTERONE (DHT)                                                       | 90.17.5_0  | 6  | ng/L   | EIA                             | T. Rosso 3mL                        | Siero                       | Syn-6210          | NO | 25,36                                                                                                             |
| N901812     | DOPO-7890         | DOPAMINA [S]                                                                   | 90.03.6_8  | 8  | pg/mL  | HPLC                            | T. Viola 3mL                        | Plasma EDTA                 | Syn-7890          | NO | Separare congelare<br>19,55                                                                                       |
| N901813     |                   | DOPAMINA [U]                                                                   | 90.03.6_9  | 8  | µg/24h | Ⓜ HPLC                          | Provetta urine 10 ml+HCL            | Urine 24 Ore +HCl           | Syn-789           | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta<br>19,55                     |
| N9017C4     |                   | DOSAGGIO FARMACO EVEROLIMUS (METODO IMMUNOMETRICO)                             | 90.17.C_4  | 7  | µg/L   | Immunometrico                   | T. Viola 3mL                        | Plasma EDTA                 |                   | NO | 12,05                                                                                                             |
| N904522     | VITA-7443         | DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA A (RETINOLO)                                      | 90.45.2_2  | 7  | mg/L   | HPLC                            | T. Viola 3mL                        | Plasma EDTA                 | Syn-6617          | NO | Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce.<br>15,8                                   |
| N904512     | B1-7432           | DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B1 (TIAMINA)                                      | 90.45.1_2  | 7  | µg/L   | HPLC                            | T. Viola 3mL                        | Sangue Intero EDTA          | Syn-396           | NO | Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero<br>15,92                                                        |
| N904515     | B6-7433           | DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA)                                  | 90.45.1_5  | 15 | µg/L   | HPLC                            | T. Viola 3mL                        | Plasma EDTA                 | Syn-66170         | NO | Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce<br>15,92                                   |

|              |                 |                                                                                              |            |    |              |                          |                                                     |                            |          |    |                                                                              |       |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N904516      | VITC-7434       | DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA C [S]                                                           | 90.45.1_6  | 7  | μmol/L       | HPLC                     | T. Viola 3mL                                        | Plasma EDTA                | Syn-6612 | NO | Centrifugare entro 30 min,<br>separare e congelare.<br>Proteggere dalla luce | 15,92 |
| N904523      | VITE-7444       | DOSAGGIO PLASMATICO VITAMINA E [S] (A-<br>TOCOFEROLO)                                        | 90.45.2_3  | 7  | mg/L         | HPLC                     | T. Viola 3mL                                        | Plasma EDTA                | Syn-6611 | NO | Centrifugare entro 30 min,<br>separare e congelare.<br>Proteggere dalla luce | 15,8  |
| N901762      |                 | DUO TEST (COMPRESO CALCOLO DEL<br>RISCHIO)                                                   | 90.17.6_2  | 5  | IU/L         | TRACE                    | T. Giallo 3mL                                       | Siero                      | Int.     | NO |                                                                              | 27,56 |
| N909222      |                 | ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (IGG)                                                      | 90.90.E_0  | 6  |              |                          | T. Giallo 3mL                                       |                            |          | NO |                                                                              | 14,5  |
| N9017D0      | ELAS-7206       | ELASTASI 1 PANCREATICA                                                                       | 90.17.D_0  | 8  | μg/g         | EIA                      | Contenitore dedicato Feci                           | Feci                       | Syn-520  | NO |                                                                              | 14,42 |
| N89663       |                 | EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO                                                                | 89.66_3    | 1  | pH unità     | Emogasanalisi            | Siringa Eparinata/Provetta<br>Tappo Verde senza Gel | Sangue Intero<br>Eparinato | POCT     | NO |                                                                              | 8,22  |
| N902810      | HBG-515         | EMOGLOBINA GLICATA (HBA1C)                                                                   | 90.28.1_2  | 1  | mmol/m<br>ol | Elettroforesi Capillare  | T. Viola 3mL                                        | Sangue Intero EDTA         | Int.     | NO |                                                                              | 5,44  |
| N901840      | NSE1-7458       | ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)                                                               | 90.18.4_0  | 1  | ng/mL        | ElettroChemiluminescenza | T. Giallo 3mL                                       | Siero                      | Int.     | NO |                                                                              | 19,22 |
| N909324      |                 | ENTEROBIUS<br>VERMICULARIS[OSSIUURI]RICERCA<br>MICROSCOP.-FECI-SCOTCH TEST [III<br>CAMPIONE] | 90.93.2_4  | 6  |              | esame microscopico       | Vetrino                                             | Feci                       | Int.     | NO |                                                                              | 9,85  |
| N9017E0      | ACE-7497        | ENZIMA DI CONVERSIONE<br>DELL'ANGIOTENSINA (ACE)                                             | 90.17.E_0  | 4  | u/L          | Enzimatico-Uv            | T. Rosso 3mL                                        | Siero                      | Syn-267  | NO |                                                                              | 20,2  |
| N901850      | ERITRO-<br>4050 | ERITROPOIETINA                                                                               | 90.18.5_0  | 3  | mIU/mL       | CLIA                     | T. Giallo 3mL                                       | Siero                      | Int.     | NO | Centrifugare entro 30 min                                                    | 18,06 |
| N9093B1      |                 | ES. MICROBIOLOGICO DEL SECRETO<br>VAGINALE.                                                  | 90.93.B_1  | 5  |              | esame microscopico       | Vetrino                                             | Secrezione vaginale        | Int.     | NO |                                                                              | 14,9  |
| N909336_LIQ  |                 | ESAME COLTURALE LIQ-CEFALO-<br>RACHIDIANO.R-COMPLETA BATTERI,LIEV<br>PATO                    | 90.93.3_6  | 5  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | liquor                     | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093314     |                 | ESAME COLTURALE - LIQUIDO DRENAGGIO                                                          | 90.93.3_14 | 7  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | Drenaggio                  | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093314_POL |                 | ESAME COLTURALE - LIQUIDO DRENAGGIO<br>(POLMONARE)                                           | 90.93.3_14 | 6  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | Liquido polmonare          | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093311_GM  |                 | ESAME COLTURALE - PER SORVEGLIANZA<br>GERMI MULTIRESISTENTI MRSA)                            | 90.93.3_11 | 5  |              | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                     | Secrezioni nasali          | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093324     |                 | ESAME COLTURALE - TAMPONE CUTE                                                               | 90.93.3_8  | 6  |              | Esame colturale          | Contenitore dedicato                                |                            | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093339     |                 | ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE                                                            | 90.93.3_18 | 7  |              | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                     |                            | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N9093345     |                 | ESAME COLTURALE - TAMPONE VAGINALE                                                           | 90.93.3_23 | 7  |              | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                     | Tampone vaginale           | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N909334_CAT  |                 | ESAME COLTURALE CATETERE                                                                     | 90.93.3_4  | 5  |              | Esame colturale          | Contenitore dedicato                                |                            | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N909338_CUTE |                 | ESAME COLTURALE CUTE (TAMPONE CUTE)                                                          | 90.93.3_8  | 7  |              | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                     | cute                       | Int.     | NO |                                                                              | 21,95 |
| N909410      |                 | ESAME COLTURALE DEL SANGUE<br>[EMOCOLTURA] PER PRELIEVO                                      | 90.94.1_2  | 20 |              | esame colturale          | Flaconi aen/ar                                      | Sangue                     | Int.     | NO |                                                                              | 25,95 |
| N909423      |                 | ESAME COLTURALE DELL' URINA<br>[URINOCOLTURA] - CATETERE A<br>PERMANENZA                     | 90.94.2_3  | 5  |              | esame colturale          | Contenitore urine sterile                           | Urine Estemporanee         | Int.     | NO |                                                                              | 16,4  |
| N909425      |                 | ESAME COLTURALE DELL' URINA<br>[URINOCOLTURA] - MITTO INTERMEDIO                             | 90.94.2_5  | 5  |              | esame colturale          | Contenitore urine sterile                           | Urine Estemporanee         | Int.     | NO |                                                                              | 16,4  |
| N909430      |                 | ESAME COLTURALE DELLE FECI<br>[COPROCOLTURA] - SALMONELLE-SHIGELLE-<br>CAMPYLOBACTER         | 90.94.3_0  | 7  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | Feci                       | Int.     | NO |                                                                              | 18,35 |
| EMPRP        |                 | ESAME COLTURALE EMOCOLTURA<br>PEDIATRICA [PRELIMINARE]                                       |            | 7  |              | esame colturale          | Flacone pediatrico                                  | Sangue                     | Int.     | NO |                                                                              |       |
| N909360_ESP  |                 | ESAME COLTURALE ESPETTORATO.                                                                 | 90.93.6_0  | 5  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | Espettorato                | Int.     | NO |                                                                              | 17,25 |
| N9093L6      |                 | ESAME COLTURALE ESSUDATI [LIQUIDO<br>SINOVIALE]                                              | 90.93.L_6  | 5  |              | esame colturale          | Contenitore T. Rosso sterile                        | Liquido sinoviale          | Int.     | NO |                                                                              | 33,65 |

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |        |                          |                                                |                            |          |    |                                                                                     |       |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N9093K3       |           | ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [FERITA CHIRURGICA] DA LESIONI SUPERFICIALI. RICERCA BATTERI AEROBI ED ANAEROBI E LIEVITI. INCLUSO: ESAME MICROSCOPICO. INCLUSO: ESAME MICROSCOPICO. SE POSITIVO, INCLUSO IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA | 90.93.K_3  | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa o Contenitore T. Rosso sterile | Pus                        | Int.     | NO |                                                                                     | 19,25 |
| N9093K8       |           | ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [ULCERA PIEDE DIABETICO] L.SUPF. [TUE]                                                                                                                                                                    | 90.93.K_8  | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                | pus                        | Int.     | NO |                                                                                     | 19,25 |
| N9093K7       |           | ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [ULCERA] DA LESIONI SUPERFIC. [TUP]                                                                                                                                                                       | 90.93.K_7  | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                | pus                        | Int.     | NO |                                                                                     | 19,25 |
| N9093315_TN   |           | ESAME COLTURALE TAMP- NASALE. RIC-COMPLETA BATTERI,LIEV PATOG                                                                                                                                                                                | 90.93.3_15 | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                | secrezione nasali          | Int.     | NO |                                                                                     | 21,95 |
| N9093321_TC   |           | ESAME COLTURALE TAMPONE CERVICE.COMPL BATTERI E LIEVITI                                                                                                                                                                                      | 90.93.3_21 | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Arancio a secco                     | secrezioni cervicali       | Int.     | NO |                                                                                     | 21,95 |
| N909354       |           | ESAME COLTURALE TAMPONE FARINGEO. RICERCA STREPTOCOCCUS PYOGENES [STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO GRUPPO A] ED ALTRI STREPTOCOCCHI BETA EMOLITICI. SE POSITIVO, INCLUSO: IDENTIFICAZIONE E EVENTUALE ANTIBIOGRAMMA                               | 90.93.5_4  | 7 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                |                            | Int.     | NO |                                                                                     | 21,2  |
| N9093316_TNSA |           | ESAME COLTURALE TAMPONE NASALE-STAFILOCOCCO AUREO                                                                                                                                                                                            | 90.93.3_16 | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                | secrezioni nasali-faringee | Int.     | NO |                                                                                     | 21,95 |
| N9093323_TV   |           | ESAME COLTURALE TAMPONE VAGINALE.COMPL BATTERI E LIEVITI                                                                                                                                                                                     | 90.93.3_23 | 5 |        | esame colturale          | Tampone T. Rosa                                |                            | Int.     | NO |                                                                                     | 21,95 |
| N9093C2       |           | ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE.                                                                                                                                                                                              | 90.93.C_2  | 6 |        | esame colturale          | T. Tappo Arancio                               | Secrezione cervicale       | Int.     | NO |                                                                                     | 101   |
| N901922       | E2-7019   | ESTRADIOLO (E2) [S]                                                                                                                                                                                                                          | 90.19.2_2  | 1 | pmol/L | CLIA                     | T. Rosso 3mL                                   | Siero                      | Int.     | NO |                                                                                     | 8,68  |
| N9017C2_VAL   | VALP-9012 | FARMACI CON TECNICHE NON CROMATOGRAFICHE - ACIDO VALPROICO                                                                                                                                                                                   | 90.17.C_2  | 1 | µg/mL  | ElettroChemiluminescenza | T. Verde 3mL                                   | Plasma Eparinato           | Int.     | NO |                                                                                     | 12,05 |
| N906420       | RF1-3459  | FATTORE REUMATOIDE                                                                                                                                                                                                                           | 90.64.2_0  | 1 | UI/mL  | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                                  | Siero                      | Int.     | NO |                                                                                     | 4,46  |
| N906434       | FAT7-381  | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - VII                                                                                                                                                                                                             | 90.64.3_4  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-342  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906438       | FAT11-385 | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - XI                                                                                                                                                                                                              | 90.64.3_9  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Giallo 3mL                                  | Plasma Citrato             | Syn-741  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906432       | FAT2-330  | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - II                                                                                                                                                                                                              | 90.64.3_2  | 3 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-441  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906436       | FAT9-383  | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - IX                                                                                                                                                                                                              | 90.64.3_6  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-740  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906433       | FAT5-380  | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - V                                                                                                                                                                                                               | 90.64.3_3  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-360  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906437       | FAT10-384 | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - X                                                                                                                                                                                                               | 90.64.3_7  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-440  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N906439       | FAT12-386 | FATTORI DELLA COAGULAZIONE - XII                                                                                                                                                                                                             | 90.64.3_9  | 6 | %      | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL                               | Plasma Citrato             | Syn-743  | NO | Separare e congelare                                                                | 3,55  |
| N902143       |           | FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - SECONDO CAMPIONE                                                                                                                                                                                 | 90.21.4_3  | 1 |        | Test Rapido/ Qualitativo | Contenitore dedicato                           | Feci                       | Int.     | NO |                                                                                     | 3,99  |
| N902210       | FEN-9007  | FENITOINA                                                                                                                                                                                                                                    | 90.17.C_32 | 6 | µg/mL  | EMIT                     | T. Rosso 3mL                                   | Siero                      | Syn-675  | NO |                                                                                     | 12,05 |
| N906440       |           | FENOTIPO RH                                                                                                                                                                                                                                  | 90.64.4_0  | 1 |        | Agglutinazione           | T. Viola 3mL                                   | Sangue Intero EDTA         | Int.     | NO |                                                                                     | 12,8  |
| N902322       | FOL-7438  | FOLATO (ACIDO FOLICO) [S]                                                                                                                                                                                                                    | 90.23.2_2  | 1 | ng/mL  | ElettroChemiluminescenza | T. Blu 3mL                                     | Siero                      | Int.     | NO |                                                                                     | 5,96  |
| N902332       | FSH-7244  | FOLLITROPINA (FSH) [S]                                                                                                                                                                                                                       | 90.23.3_2  | 4 | mIU/mL | CLIA                     | T. Giallo 3mL                                  | Siero                      | Int.     | NO |                                                                                     | 7,18  |
| N903242       | FSHC-7246 | FOLLITROPINA (FSH) DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO (DA 3 A 6) PER CIASCUNA CURVA                                                                                                                                                   | 90.32.4_2  | 1 | U/L    | CLIA                     | T. Giallo 3mL                                  | Siero                      | Int.     | NO | Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo                                   | 26,92 |
| N902340       | ACP-940   | FOSFATASI ACIDA                                                                                                                                                                                                                              | 90.23.4_0  | 5 |        | Colorimetrico Cinetico   | T. Rosso 3mL                                   | Siero                      | Syn-283  | NO | Separare e congelare                                                                | 2,32  |
| N902410       | ISO-981   | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO                                                                                                                                                                                                           | 90.24.1_0  | 6 | µg/L   | CLIA                     | T. Rosso 3mL                                   | Siero                      | Syn-2820 | NO |                                                                                     | 14,99 |
| N902432       | P-1520    | FOSFATO INORGANICO [S]                                                                                                                                                                                                                       | 90.24.3_2  | 1 | mg/dL  | Colorimetrico            | T. Verde 3mL                                   | Plasma Eparinato           | Int.     | NO |                                                                                     | 1,16  |
| N902453       | UP-6180   | FOSFORO [U]                                                                                                                                                                                                                                  | 90.24.3_3  | 1 | mg/24h | Colorimetrico            | Provetta urine 10 ml+HCL                       | Urine 24 Ore +Hcl          | Int.     | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione,indicare diuresi e durata della raccolta | 1,16  |
| N908536       |           | GALATTOMANNANO (ANTIGENE ASPERGILLO)                                                                                                                                                                                                         | 90.97.6_4  | 7 | INDEX  | CLIA                     | T. Giallo 3mL                                  | siero                      | Int.     | NO |                                                                                     | 22,3  |
| N902613       | GA-3962   | GASTRINA 17 [S]                                                                                                                                                                                                                              |            | 7 | ng/L   | CLIA                     | T. Rosso 3mL                                   | Siero                      | Syn-655  | NO | Separare e congelare                                                                |       |



|             |             |                                                                                                                     |           |    |               |                          |                              |                                      |          |    |                                                                                |       |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N903525_ARG | HGH6A-7196  | GH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (ARGININA): BASE,30,60,90,120                                                      | 90.35.2_5 | 7  | ng/mL         | CLIA                     | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO | Curva 6 punti segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo                | 31,38 |
| N903525_INS | HGH6I-7197  | GH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (INSULINA): BASE,10,15,20,30,60                                                    | 90.35.2_5 | 7  | ng/mL         | CLIA                     | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO | Curva 6 punti segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo                | 31,38 |
| N909470     |             | GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (METODI IMMUNOLOGICI)                                                   | 90.94.7_0 | 1  |               | CLIA                     | Contenitore dedicato         | Feci                                 |          | NO |                                                                                | 8,7   |
| N902570     | SHBG1-7331  | GLOBULINA DA TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG)                                                                       | 90.25.7_0 | 3  | nmol/L        | CLIA                     | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 3,65  |
| N902716     | GPP-501     | GLUCOSIO [S] POST PRANDIALE                                                                                         | 90.27.1_6 | 1  | mg/dL         | Enzimatico-Colorimetrico | T. Verde 3mL                 | Plasma Eparinato                     | Int.     | NO | 1 h dopo il pranzo                                                             | 1,16  |
| N902717     | UG-6030     | GLUCOSIO [U]                                                                                                        | 90.27.1_7 | 1  | g/L           | Enzimatico-Colorimetrico | Provetta urine 10 ml         | Urine Estemporanee                   | Int.     | NO |                                                                                | 1,16  |
| N902713     | UG24h-6032  | GLUCOSIO [U] 24H                                                                                                    | 90.27.1_3 | 1  | g/L           | Enzimatico-Colorimetrico | Provetta urine 10 ml         | Urine Estemporanee                   | Int.     | NO | Mescolare, indicare diuresi e durata della raccolta                            | 1,16  |
| N902720     | G6P-1310    | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)                                                                             | 90.27.2_0 | 8  | U/g Hb (37°C) | Enzimatico Cinetico      | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Syn-044  | NO |                                                                                | 6,25  |
| N902642     |             | GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 G) 2 PRELIEVI: BASE E 120'                                                        | 90.26.5_2 | 1  | mg/dL         | Enzimatico-Colorimetrico | T. Grigio 2mL                | Plasma Con Inibitore Della Glicolisi | Int.     | NO | Prelievo a 0, 120 min dopo somministrazione 75g di glucosio                    | 4,4   |
| N902643     | CURVA-581   | GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 G) GRAVIDANZA: TRE PRELIEVI: BASE, 60' E 120'                                     | 90.26.5_3 | 1  | mg/dL         | Enzimatico-Colorimetrico | T. Grigio 2mL                | Plasma Con Inibitore Della Glicolisi | Int.     | NO | Prelievo a 0, 60, 120 min dopo somministrazione 75g di glucosio                | 4,4   |
| N902652     | CURVA5-580  | GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO (DA 2 A 4 DETERMINAZIONI). INCLUSA DETERMINAZIONE DEL GLUCOSIO BASALE 90.27.1 | 90.26.5_2 | 1  | mg/dL         | Enzimatico-Colorimetrico | T. Grigio 2mL                | Plasma Con Inibitore Della Glicolisi | Int.     | NO | Prelievo a 0, 30,60,90, 120 min dopo somministrazione 75g di glucosio          | 4,4   |
| N906532     | GRH-3260    | GRUPPO SANGUIGNO ABO (AGGLUTINOGENI E AGGLUTININE) E RH (D)                                                         | 90.65.3_2 | 2  |               | Agglutinazione           | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Int.     | NO | Due provette firmate                                                           | 9,45  |
| N906533     | GRHN-3259   | GRUPPO SANGUIGNO PER NEONATI                                                                                        | 90.65.3_3 | 2  |               | Agglutinazione           | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Int.     | NO |                                                                                | 9,45  |
| N906650     | HBP1-2825   | HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)                                                                       | 90.66.7_2 | 8  | %             | Elettroforesi Capillare  | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Int.     | NO |                                                                                | 7,75  |
| N909440     | HEP-7660    | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)                                                                              | 90.84.8_4 | 8  | ku/L          | CLIA                     | T. Rosso 3mL                 | Siero                                | Syn-148  | NO |                                                                                | 29,3  |
| N909450     |             | HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI                                                                                      | 90.94.5_0 | 1  |               | immunocromatografico     | Contenitore T. Rosso sterile | Feci                                 | Int.     | NO |                                                                                | 26,2  |
| N912230     |             | HIV RNA QUANTITATIVO                                                                                                | 91.22.3_0 | 7  | copie/ml      | PCR                      | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Int.     | NO |                                                                                | 72    |
| N906810     | RAST1-7585  | IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO. PER SINGOLO ALLERGENE                                                   | 90.68.1_0 | 10 | kUA/l         | Immunoblotting           | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 10,36 |
| N906812     | RAST-7581   | IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) - PER SINGOLO ALLERGENE-ALIMENTI                                 | 90.68.1_0 | 7  | kUA/l         | Immunoblotting           | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 10,36 |
| N906830     | IGE1-7579   | IGE TOTALI                                                                                                          | 90.68.3_0 | 1  | UI/mL         | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 7,64  |
| N906842     | SIGGS1-0390 | IGG [S] SOTTOCLASSE 1                                                                                               | 90.68.4_2 | 4  |               | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                 | Siero                                |          | NO |                                                                                | 6,48  |
| N906843     | SIGGS2-0391 | IGG [S] SOTTOCLASSE 2                                                                                               | 90.68.4_3 | 4  |               | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                 | Siero                                |          | NO |                                                                                | 6,48  |
| N906844     | SIGGS3-0392 | IGG [S] SOTTOCLASSE 3                                                                                               | 90.68.4_4 | 4  |               | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                 | Siero                                |          | NO |                                                                                | 6,48  |
| N906845     |             | IGG [S] SOTTOCLASSE 4                                                                                               | 90.68.4_5 | 5  |               | Immunonefelometria       | T. Rosso 3mL                 | Siero                                |          | NO |                                                                                | 6,48  |
| N9147C2     | TLC-1655    | IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA. FINO A 8 ANTIGENI                                                        | 91.47.C_2 | 5  |               | Citofluorimetrico        | T. Viola 3mL                 | Sangue Intero EDTA                   | Syn-0600 | NO | Tassativamente eseguito lo stesso giorno del prelievo. No venerdi e prefestivi | 190,3 |
| N906947     | IgA1-3850   | IMMUNOGLOBULINE - IgA [S]                                                                                           | 90.69.4_7 | 1  | g/L           | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 3,88  |
| N906942     |             | IMMUNOGLOBULINE - IGA [U]                                                                                           | 90.69.4_2 | 1  |               | Nefelometria             | Contenitore dedicato         | Urine Estemporanee                   |          | NO |                                                                                | 3,88  |
| N906949     |             | IMMUNOGLOBULINE - IGD (S)                                                                                           | 90.69.4_9 | 3  |               | Nefelometria             | T. Rosso 3mL                 | siero                                |          | NO |                                                                                | 3,88  |
| N906946     | IgG1-3851   | IMMUNOGLOBULINE - IGG [S]                                                                                           | 90.69.4_6 | 1  | g/L           | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 3,88  |
| N906943     |             | IMMUNOGLOBULINE - IGG [U]                                                                                           | 90.69.4_3 | 3  |               | Nefelometria             | Contenitore dedicato         |                                      |          | NO |                                                                                | 3,88  |
| N906945     | IgM1-3849   | IMMUNOGLOBULINE - IGM [S]                                                                                           | 90.69.4_5 | 1  | g/L           | Nefelometria             | T. Giallo 3mL                | Siero                                | Int.     | NO |                                                                                | 3,88  |
| N9083A2     |             | INF. SESS. TRASM. RIC. DA RETTO - ACIDI NUCLEICI DI MICRO. [STIAN]                                                  | 90.83.A_2 | 5  |               | PCR Real Time            | Tampone T. Rosso             |                                      | Int.     | NO |                                                                                | 96,15 |



|               |             |                                                                                      |            |   |       |                              |  |                                                                |                      |          |    |                                                                  |       |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| N9083A5       |             | INF. SESS. TRASM. RIC. DA SECR. ENDOCER. - ACIDI NUCLEICI DI MICRO [STITC]           | 90.83.A_5  | 7 |       | PCR real time                |  | Tampone T. Rosso                                               | secrezioni cervicali | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N9083A4       |             | INF. SESS. TRASM. RIC. DA TAMP. URETRALE - ACIDI NUCLEICI DI MICRO. [STITU]          | 90.83.A_4  | 5 |       | PCR Real Time                |  | Tampone T. Rosso                                               |                      | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N9083A3       |             | INF. SESS. TRASM. RIC. DA URINE - ACIDI NUCLEICI DI MICRO. [STIUR]                   | 90.83.A_3  | 5 |       | PCR Real Time                |  | Provetta urine 10 ml                                           | Urine Estemporanee   | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N9083A7       |             | INF. SESS. TRASM. RIC. TAMP. FARINGEO - ACIDI NUCL.DI MICRO.MULT. [STIOR]            | 90.83.A_7  | 5 |       | PCR Real Time                |  | Tampone T. Rosso                                               | secrezione faringee  | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N908347_STILB |             | INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE [LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI]                         | 90.83.A_3  | 7 |       | PCR Real Time                |  | Contenitore dedicato                                           |                      | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N908347_STILS |             | INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE [LIQUIDO SEMINALE]                                  | 90.83.A_6  | 7 |       | PCR Real Time                |  | Contenitore dedicato                                           |                      | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N9083A8_STITV |             | INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE [TAMPONE VAGINALE]                                  | 90.83.A_8  | 6 |       | PCR Real Time                |  | Tampone T. Rosso                                               | secrezioni vaginale  | Int.     | NO |                                                                  | 96,15 |
| N902912       | INSU -7400  | INSULINA [S]                                                                         | 90.29.1_2  | 1 | µU/mL | ElettroChemiluminescenza     |  | T. Verde 3mL                                                   | Plasma Eparinato     | Int.     | NO |                                                                  | 6,89  |
| N902913       |             | INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE PRECOCE                                          | 90.29.1_3  | 1 | µU/mL | ElettroChemiluminescenza     |  | T. Verde 3mL                                                   | Plasma Eparinato     | Int.     | NO |                                                                  | 6,89  |
| N904072       | IGF1 -7202  | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR [IGF-1 O SOMATOMEDINA C ]                                 | 90.40.7_2  | 5 | µg/L  | CLIA                         |  | T. Rosso 3mL                                                   | Siero                | Syn-642  | NO | Separare e congelare                                             | 17,37 |
| N907010       | QUAL-9021   | INTERFERONE                                                                          | 90.70.1_2  | 4 | IU/mL | CLIA                         |  | 4 Provette dedicate TB GOLD PLUS (Verde/viola /grigio /giallo) |                      | Int.     | NO | Riempire bene le 4 provette fino al segno e mescolare x 10 volte | 20,2  |
| N9042B3       | ISTA-7448   | ISTAMINA                                                                             | 90.42.B_3  | 7 |       | EIA                          |  | T. Viola 3mL                                                   | Plasma EDTA          | Syn-6659 | NO | Separare e congelare                                             | 19,5  |
| N902073       | LAMO - 7445 | LAMOTRIGINA (DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O SPETTROMETRIA DI MASSA)                      | 90.17.B_33 | 7 | mg/L  | HPLC                         |  | T. Rosso 3mL                                                   | Siero                | Syn-680  | NO |                                                                  | 10,45 |
| N909522       | LEGIO-7670  | LEGIONELLE ANTICORPI IGG (E.I.A.)                                                    | 90.84.8_3  | 8 | INDEX | CLIA                         |  | T. Rosso 3mL                                                   | Siero                | Syn-1321 | NO |                                                                  | 29,3  |
| N909632       | LEPTO-7675  | LEPTOSPIRE ANTICORPI (IGG)                                                           | 90.96.6_0  | 8 | a.i.  | CLIA                         |  | T. Rosso 3mL                                                   | Siero                | Syn-1219 | NO |                                                                  | 33,45 |
| N9017B40      | LEVE-1617   | LEVETIRACETAM                                                                        | 90.17.B_40 | 5 | mg/L  | HPLC                         |  | T. Rosso 3mL                                                   | Siero                | Syn-6208 | NO | Centrifugare e separare. Non utilizzare gel separatore           | 10,45 |
| N903030       | LIPO1-7759  | LIPOPROTEINA (A)                                                                     | 90.30.3_0  | 8 | mg/dL | Nefelometria                 |  | T. Giallo 3mL                                                  | Siero                | Int.     | NO |                                                                  | 5,62  |
| N903042       | VERS-5501   | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO                            | 90.30.4_2  | 1 |       | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore T. Rosso dedicato                                  | Versamento           | Int.     | NO | Indicare il tipo di versamento                                   | 6,08  |
| N903043       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. AMNIOTICO           | 90.30.4_3  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N9030413      |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. ASCITICO            | 90.30.4_13 | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N9030414      |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. BILIARE             | 90.30.4_14 | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903044       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. CEFALO-RACHIDIANO   | 90.30.4_4  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903045       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIALISI             | 90.30.4_5  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903046       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIALISI PERITONEALE | 90.30.4_6  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903047       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DIGIUNALE           | 90.30.4_7  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903048       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DRENAGGIO           | 90.30.4_8  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |
| N903049       |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DUODENALE           | 90.30.4_9  | 1 | g/L   | Chimico fisico -microscopico |  | Contenitore dedicato                                           | siero                | Int.     | NO |                                                                  | 6,08  |

|          |             |                                                                                                                                                                                    |            |    |           |                              |                          |                   |          |    |                                                                                       |       |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N9030410 |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERICARDICO                                                                                                       | 90.30.4_10 | 1  | g/L       | Chimico fisico -microscopico | Contenitore dedicato     | siero             | Int.     | NO |                                                                                       | 6,08  |
| N9030411 |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERITONEALE                                                                                                       | 90.30.4_11 | 1  | g/L       | Chimico fisico -microscopico | Contenitore dedicato     | siero             | Int.     | NO |                                                                                       | 6,08  |
| N9030412 |             | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PLEURICO                                                                                                          | 90.30.4_12 | 1  | g/L       | Chimico fisico -microscopico | Contenitore dedicato     | siero             | Int.     | NO |                                                                                       | 6,08  |
| N903232  | HLH-7229    | LUTEOTROPINA (LH) [S]                                                                                                                                                              | 90.32.3_2  | 4  | mIU/mL    | CLIA                         | T. Giallo 3mL            | Siero             | Int.     | NO |                                                                                       | 13,32 |
| N903243  | LHC-7235    | LUTEOTROPINA (LH) DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO (DA 3 A 6) PER CIASCUNA CURVA                                                                                          | 90.32.4_3  | 1  | U/L       | CLIA                         | T. Giallo 3mL            | Siero             | Int.     | NO | Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo                                     | 26,92 |
| N903255  | UMG-6185    | MAGNESIO TOTALE [U] 24H                                                                                                                                                            | 90.32.5_5  | 1  | mmol/24 h | Colorimetrico                | Provetta urine 10 ml+HCL | Urine 24 Ore +Hcl | Int.     | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione,indicare diuresi e durata della raccolta   | 1,91  |
| N908766  |             | MECCANISMI DI RESISTENZA STAPHYLOCOCCUS AUREUS - BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA . INCLUSO: ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE | 90.87.6_6  | 5  |           |                              | Contenitore dedicato     |                   |          | NO |                                                                                       | 59,9  |
| N903362  | UMETAN-6012 | METANEFrina 24H                                                                                                                                                                    | 90.33.6_2  | 10 | µg/ 24h   | HPLC                         | Provetta urine 10 ml+HCL | Urine 24 Ore +HCl | Syn-6232 | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. indicare diuresi e durata della raccolta. | 22,93 |
| N909763  |             | MICETI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI DA BRONCOLAVAGGIO RICERCA GALATTOMANNANO                                                                                               | 90.97.6_3  | 5  | INDEX     | CLIA                         | Contenitore dedicato     |                   | Int.     | NO |                                                                                       | 22,3  |
| N909764  |             | MICETI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI DA SIERO RICERCA GALATTOMANNANO                                                                                                        | 90.97.6_4  | 5  | INDEX     | CLIA                         | T. Giallo 3mL            | Siero             | Int.     | NO |                                                                                       | 22,3  |
| N9098438 |             | MICETI FILAMENTOSI RICERCA DA PUS                                                                                                                                                  | 90.98.4_38 | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   |          | NO |                                                                                       | 15,7  |
| BKLAB    |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE (MET.RADIOM. E NON) - ASP BRON.                                                                                                                        |            | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| BKLESP   |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE (MET.RADIOM. E NON) - ESPETT.                                                                                                                          |            | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| N910224  |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE (MET.RADIOM. E NON) - FECI                                                                                                                             | 91.01.9_8  | 45 |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 98,3  |
| BKSBAL   |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE (MET.RADIOM. E NON) - LAVAGGIO BRONCHIALE (BAL)                                                                                                        |            | 7  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| N910228  |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE (MET.RADIOM. E NON) - SANGUE                                                                                                                           | 91.01.9_6  | 45 |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 98,3  |
| BKSABR   |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE IN TERRENO SOLIDO - ASPIRATO BRO                                                                                                                       |            | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| BKSESP   |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE IN TERRENO SOLIDO - ESPETTORATO                                                                                                                        |            | 45 |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| N9102310 |             | MICOBATTERI ESAME COLTURALE IN TERRENO SOLIDO - LIQUIDO SINOVIALE                                                                                                                  | 90.93.L_6  | 45 |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 33,65 |
| N909921  |             | MICOBATTERI RIC. ACIDI NUCL. DI M. TUBERCULOSIS COMPLEX MAT.BIO.NAS                                                                                                                | 90.99.2_1  | 7  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| BKMABR   |             | MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA - ASPIRATO BRONCHIALE                                                                                                                             | 91.01.9_3  | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 98,3  |
| BKMESP   |             | MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA - ESPETTORATO                                                                                                                                     | 91.01.9_2  | 5  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 98,3  |
| BKMBAL   |             | MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA - LAVAGGIO BRONCHIALE(BAL)                                                                                                                        |            | 7  |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       |       |
| N9102420 |             | MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA - NAS                                                                                                                                             | 91.01.9_17 | 45 |           | esame colturale              | Contenitore dedicato     |                   | b.trento | NO |                                                                                       | 98,3  |
| N910252  |             | MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (IGG)                                                                                                                                              | 91.02.D_0  | 6  | INDEX     | CLIA                         | T. Giallo 3mL            | Siero             |          | NO |                                                                                       | 13,4  |
| N910253  |             | MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (IGM)                                                                                                                                              | 91.02.D_0  | 6  | INDEX     | CLIA                         | T. Giallo 3mL            | siero             |          | NO |                                                                                       | 13,4  |

|                      |            |                                                                              |            |    |              |                          |  |                               |                      |          |    |                                                                                         |       |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ALEX2                |            | MULTIPLEX ALLERGOLOGICO (ALEX2 TEST)                                         |            | 6  |              | microarray               |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         |       |
| N903370              | LISO-1670  | MURAMIDASI (LISOZIMA)                                                        | 90.32.6_0  | 7  |              | RID                      |  | T. Rosso 3mL                  | Siero                | Syn-1132 | NO | 2,72                                                                                    |       |
| N9102A1_TC           |            | MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI<br>ESAME COLTURALE NAS [TAMPONE CERVICALE] | 91.02.A_1  | 5  |              | Pcr Real Time            |  | Tampone T. Rosso              | secrezioni cervicali | Int.     | NO | 11,65                                                                                   |       |
| N9102A1_TU           |            | MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI<br>ESAME COLTURALE NAS [TAMPONE URETRALE]  | 91.02.A_1  | 5  |              | PCR Real Time            |  | Tampone T. Rosso              | secrezioni uretrali  | Int.     | NO | 11,65                                                                                   |       |
| N9102A1              |            | MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI<br>ESAME COLTURALE NAS [TAMPONE VAGINALE]  | 91.02.A_1  | 5  |              | PCR Real Time            |  | Tampone T. Rosso              | secrezioni vaginali  | Int.     | NO | 11,65                                                                                   |       |
| N910356              |            | NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE URETRALE                     | 91.03.5_6  | 5  |              | esame colturale          |  | Tampone T.Arancio             | tampne uretrale      | Int.     | NO | 8,8                                                                                     |       |
| N903422              | x          | NICHEL [S]                                                                   | 90.34.2_2  | 9  | µg/L         | Assorbimento atomico     |  | Provetta dedicata Metal Free  | Siero                | Syn-723  | NO | Richiedere la provetta dedicata al laboratorio analisi                                  | 7,99  |
| N900365              |            | NORADRENALINA [P]                                                            | 90.03.6_5  | 2  | pg/mL        | HPLC                     |  | T. Viola 3mL                  | Plasma EDTA          |          | NO | entrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare. | 19,55 |
| N900367              |            | NORADRENALINA [U]                                                            | 90.03.6_7  | 2  | µg/ 24h      | HPLC                     |  | Provetta urine 10 ml+HCL      | Urine 24 Ore +Hcl    | Syn-787  | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta.   | 19,55 |
| N903363              |            | NORMETANEFRINA                                                               | 90.33.6_3  | 10 | µg/ 24h      | HPLC                     |  |                               |                      |          | NO |                                                                                         | 22,93 |
| N903514              | HGH1-7199  | ORMONE SOMATOTROPO (GH) - TERZO CAMPIONE [P]                                 | 90.35.1_4  | 6  | ng/mL        | CLIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,77 |
| N903472              | OSMO-1495  | OSMOLALITA' [S]                                                              | 90.34.7_2  | 1  | mOsm/K g H2O | Pressione Di Vapore      |  | T. Rosso 3mL                  | Siero                | Syn-7841 | NO | Provetta dedicata tappata                                                               | 1,45  |
| N903473              | UOSMO-6013 | OSMOLALITA' [U]                                                              | 90.34.7_3  | 1  | mOsm/K g H2O | Pressione Di Vapore      |  | Provetta urine 10 ml          | Urine Estemporanee   | Syn-7842 | NO |                                                                                         | 1,45  |
| N903530              | UO-6152    | OSSALATI [U]                                                                 | 90.35.3_0  | 10 | mg/24h       | Enzimatico Colorimetrico |  | Provetta urine 10 ml+HCL      | Urine 24 Ore +Hcl    | Syn-6253 | NO | Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi e durata della raccolta    | 9,67  |
| N902079              |            | OXCARBAZEPINA (DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O SPETTROMETRIA DI MASSA)            | 90.17.B_39 | 7  |              | HPLC                     |  | T. Verde 3mL                  | Plasma               |          | NO |                                                                                         | 10,45 |
| N906818_P10GRANO     |            | PANNELLO APERTO 10 - GRANO                                                   | 90.61.8_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         |       |
| N906818_P11FARIN     |            | PANNELLO APERTO 11 – FARINE MIX                                              | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P12SOIA      |            | PANNELLO APERTO 12 – SOIA                                                    | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P13CARNE     |            | PANNELLO APERTO 13 - CARNE                                                   | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P14VERDUR    |            | PANNELLO APERTO 14 – VERDURA                                                 | 90.68.1_2  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         |       |
| N906818_P15FARMACI   |            | PANNELLO APERTO 15 – FARMACI                                                 | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P2GRAMINACEE |            | PANNELLO APERTO 2 – GRAMINACEE                                               | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P3ACARI      |            | PANNELLO APERTO 3 - ACARI                                                    | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P4ARACHIDE   |            | PANNELLO APERTO 4 - ARACHIDE                                                 | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P5NOCE       |            | PANNELLO APERTO 5 – NOCE E NOCCIOLA                                          | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P6FRUTTE     |            | PANNELLO APERTO 6 - FRUTTA SECCA MIX                                         | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906818_P8LATTE      |            | PANNELLO APERTO 8 – LATTE                                                    | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N906810_P9PESCE      |            | PANNELLO APERTO 9 – PESCE                                                    | 90.68.1_0  | 12 | kUA/I        | FEIA                     |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 10,36 |
| N901763              |            | PAPP-A                                                                       | 90.17.6_3  | 5  | IU/L         | IF-Trace                 |  | T. Giallo 3mL                 | Siero                | Int.     | NO |                                                                                         | 27,56 |
| N910464              | FPARA-5030 | PARASSITI INTESTINALI[ELMINTI, PROTOZOI]<br>RIC MACRO E MICRO 3 CAMP         | 91.04.6_4  | 5  |              | Microscopia              |  | Contenitore T. Rosso dedicato | Feci                 | Syn-514  | NO |                                                                                         | 13,25 |

|               |              |                                                                                 |           |    |           |                          |                       |                    |           |    |                                                                      |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|
| N903632       | PB-1670      | PIOMBO [S]                                                                      | 90.36.3_2 | 10 | µg/dL     | Assorbimento Atomico     | T. Viola 3mL          | Sangue Intero EDTA | Syn-700   | NO | 7,99                                                                 |
| N903633       | UPB-6190     | PIOMBO [U]                                                                      | 90.36.3_3 | 8  | µg/dL     | Assorbimento Atomico     | Provetta urine 10 ml  | Urine Estemporanee | Syn-701   | NO | 7,99                                                                 |
| N903640       | PK-1340      | PIRUVATOCHINASI (PK) (SG/ER)                                                    | 90.36.4_0 | 10 | u/g Hb    | Cinetico                 | T. Viola 3mL          | Sangue Intero EDTA | Syn-295   | NO | 36,01                                                                |
| N903710       | UPORFI-6205  | PORFIRINE (Ricerca qualitativa e quantitativa)                                  |           | 7  |           | Spettrofotometria        | Provetta urine 10 ml  | Urine 24h Al Buio  | Syn-7052  | NO | Conservare a 2 – 8 °c al buio, indicare la diuresi                   |
| N903743       | UK-6120      | POTASSIO [U] 24H                                                                | 90.37.4_3 | 1  | mmol/24 h | Potenziometria Indiretta | Provetta urine 10 ml  | Urine 24H          | Int.      | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta                             |
| N903762       |              | PREALBUMINA [S]                                                                 | 90.37.6_2 | 1  | g/L       | NEFELOMETRIA             | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 3,13                                                                 |
| N903810       | PROGE-7029   | PROGESTERONE [S]                                                                | 90.38.1_0 | 3  | nmol/L    | CLIA                     | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 9,15                                                                 |
| N903823       |              | PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE [S]                                         | 90.38.2_3 | 4  | ng/mL     | CLIA                     | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | Indicare il tempo di prelievo                                        |
| N903824       |              | PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE [S]                                           | 90.38.2_4 | 3  | ng/mL     | CLIA                     | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | Indicare il tempo di prelievo                                        |
| N903770       | P1INP-1268   | PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PRO-COLLAGENE                                    | 90.37.7_0 | 3  | ng/mL     | EIA                      | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 30,74                                                                |
| N9056A0       | HE4-1681     | PROTEINA 4 DELL’EPIDIDIMO UMANO (HE4). DOSAGGIO                                 | 90.56.A_0 | 2  | pmol/L    | CLIA                     | T. Rosso 3mL          | Siero              | Syn-6323  | NO | 23,85                                                                |
| N907220       | PROC-3015    | PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]                                        | 90.72.2_0 | 6  | %         | Cromogenico              | T. Azzurro 3.6mL      | Plasma Citrato     | Int.      | NO | Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo |
| N907262       | S-100-7492   | PROTEINA S 100 [S]                                                              | 90.72.6_2 | 12 | µg/L      | ElettroChemiluminescenza | T. Rosso 3mL          | Siero              | Syn-439   | NO | Separare e congelare dopo le 24 ore                                  |
| N907240       | PROS-3020    | PROTEINA S LIBERA [P]                                                           | 90.72.4_0 | 6  | %         | Immunoturbidimetrico     | T. Azzurro 3.6mL      | Plasma Citrato     | Int.      | NO | Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo |
| N903854       | UPROT-6050   | PROTEINE [U] 24H                                                                | 90.38.5_4 | 1  | mg/L      | Turbidimetrico           | Provetta urine 10 ml  | Urine 24H          | Int.      | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta                             |
| N903910       | EPU-6053     | PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)                                         | 90.39.1_0 | 6  | mg/24h    | Elettroforesi capillare  | Provetta urine 10 ml  | Urine 24H          | Syn-265   | NO | Mescolare e indicare la diuresi                                      |
| N906923       | UBJ-6052     | PROTEINURIA BENCE-JONES                                                         | 90.69.2_3 | 8  |           | Immunonefelometria       | Provetta urine 10 ml  | Urine Estemporanee | Int.      | NO | 31,73                                                                |
| N903840       | EP-835       | PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA, PROFILO PROTEICO) | 90.38.4_0 | 3  | %         | Elettroforesi Capillare  | T. Rosso 3mL          | Siero              | Int.      | NO | 5,91                                                                 |
| N907322       | PROVE-3341   | PROVA CROCIATA DI COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE - ERITROCITARIA                  | 90.73.2_2 | 2  |           |                          | T. Viola 3mL          | Sangue Intero EDTA | TRASF     | NO | Centro trasfusionale (Villafranca), 2 campioni conferma              |
| N903942       | CU-1640      | RAME [S]                                                                        | 90.39.4_2 | 6  | µg/dL     | Colorimetrico            | T. Rosso 3mL          | Siero              | Syn-248   | NO | 5,67                                                                 |
| N903960       |              | RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA (TFR)                                           | 90.39.6_0 | 12 | mg/L      | Nefelometria             | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 17,37                                                                |
| N904022       | RENE1-7424   | RENINA [P] - CLINOSTATISMO                                                      | 90.40.2_2 | 6  | mIU/L     | CLIA                     | T. Viola 3mL          | Plasma EDTA        | Int.      | NO | Si esegue dopo 1 ora in clinostatismo                                |
| N904023       |              | RENINA [P] - ORTOSTATISMO                                                       | 90.40.2_3 | 6  |           | mIU/L                    | T. Viola 3mL          | Plasma EDTA        |           | NO | 26,34                                                                |
| N907720       | APCR-3021    | RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APCR)                                      | 90.77.2_0 | 7  | Ratio     | Coagulometrico           | T. Azzurro 3.6mL      | Plasma Citrato     | Int.      | NO | Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo |
| N9087P3       |              | RESISTENZA ENTEROBATTERI CRE: RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX                  | 90.87.P_3 | 5  |           | Pcr Real Time            | T. Verde 3mL          | Feci               | Int.      | NO | 92,1                                                                 |
| N905262_MIO   | VANAM-8086   | RICERCA AUTOANTICORPI IMMUNOBLOTTING NAS [ANA MIOPATIE]                         | 90.52.6_2 | 5  |           | Immunoblotting           | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 20,85                                                                |
| N905262_DFS70 | VANAB-8087   | RICERCA AUTOANTICORPI IMMUNOBLOTTING NAS [PROFILO ANA DFS70]                    | 90.52.6_2 | 5  |           | Immunoblotting           | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 20,85                                                                |
| N905262       | VANA-8085    | RICERCA AUTOANTICORPI IMMUNOBLOTTING NAS [PROFILO ANA]                          | 90.52.6_2 | 5  |           | Immunoblotting           | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | 20,85                                                                |
| N9115B2       |              | RICERCA CITOMEGALOVIRUS DA SANGUE: AN.QUAL DNA                                  | 91.15.B_2 | 5  | copie/ml  | PCR                      | T. Viola 3mL          | Sangue Intero EDTA | Int.      | NO | 49,35                                                                |
| N9115C2       | U-DNA - 7609 | RICERCA CITOMEGALOVIRUS DA SANGUE: AN.QUANT DNA                                 | 91.15.C_2 | 5  | copie/ml  | PCR REAL TIME            | Contenitore T. Giallo | Urine Estemporanee | Syn-60061 | NO | Congelare                                                            |
| N903822       |              | RICERCA PROLATTINA [S]                                                          | 90.38.2_2 | 1  | ng/mL     | CLIA                     | T. Giallo 3mL         | Siero              | Int.      | NO | Previo accordo con il laboratorio                                    |
| N910660       | RICKG-397    | RICKETTISIE IGG                                                                 | 91.06.6_0 | 10 | INDEX     | CLIA                     | T. Rosso 3mL          | Siero              | Int.      | NO | 14,5                                                                 |



|                  |             |                                                                                                                                                      |            |    |           |                                  |                      |                     |         |    |                                                                             |       |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| N910710          | FELIX-3663  | RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] [WEIL-FELIX]                                                                                                | 91.06.6_0  | 6  |           | Agglutinazione                   | T. Rosso 3mL         | Siero               | Syn-166 | NO |                                                                             | 14,5  |
| N908472          |             | ROCHALIMAEA (BARTONELLA) HENELAE: ANTIC. (IGG)                                                                                                       | 90.87.R_0  | 10 | INDEX     | CLIA                             | T. Rosso 3mL         | siero               | Int.    | NO |                                                                             | 17,1  |
| N908473          |             | ROCHALIMAEA (BARTONELLA) HENELAE: ANTIC. (IGM)                                                                                                       | 90.87.R_0  | 10 | INDEX     | CLIA                             | T. Rosso 3mL         | siero               | Int.    | NO |                                                                             | 17,1  |
| N910730          |             | SALMONELLE ANTICORPI [WIDAL]                                                                                                                         | 90.84.8_10 | 1  |           | agglutinazione                   | T. Rosso 3mL         | siero               | Int.    | NO |                                                                             | 29,3  |
| N904030          | SE-1673     | SELENIO                                                                                                                                              | 90.40.3_0  | 15 | µg/L      | Assorbimento Atomico             | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato    | Syn-757 | NO |                                                                             | 7,99  |
| N904044          | UNA-6110    | SODIO [U] 24H                                                                                                                                        | 90.40.4_4  | 1  | mmol/24 h | Potenzimetria Indiretta          | Provetta urine 10 ml | Urine 24H           | Int.    | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta                                    | 0,98  |
| N910842          |             | STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E.COLTURALE                                                                                             | 91.08.4_2  | 5  |           | esame colturale                  | Tampone T. Rosa      | secrezione vaginale | Int.    | NO |                                                                             | 4,5   |
| N910850          | TAS1-3479   | STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [TAS]                                                                                                | 91.08.5_0  | 1  | UI/mL     | Nefelometria                     | T. Giallo 3mL        | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 5,67  |
| N910860          |             | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENI NELLE URINE RICERCA DIRETTA                                                                                        | 91.08.6_0  | 5  |           |                                  | Provetta urine 10 ml | Urine Estemporanee  | Int.    | NO |                                                                             | 26,2  |
| N9108C0          |             | STRONGYLOIDES STERCORALIS ANTICORPI                                                                                                                  | 91.08.C_0  | 5  |           |                                  | T. Rosso 3mL         |                     | synlab  | NO |                                                                             | 12,5  |
| TAO              |             | TAMPONE ASCESSO OSSEO                                                                                                                                |            | 7  |           | esame colturale                  | Tampone T.Arancio    | Ascesso osseo       | Int.    | NO |                                                                             |       |
| N904162          | CTX-1100    | TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE TIPO 1                                                                                                         | 90.41.6_2  | 5  | ng/mL     | EIA                              | T. Giallo 3mL        | Siero               | Int.    | NO | Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata | 21,88 |
| N907540          | PT-3000     | TEMPO DI PROTROMBINA (PT)                                                                                                                            | 90.75.4_0  | 1  | INR       | Coagulometrico                   | T. Azzurro 3.6mL     | Plasma Citrato      | Int.    | NO | Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo        | 2,3   |
| N907610          | PTT-3010    | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT)                                                                                                     | 90.76.1_0  | 1  | Ratio     | Coagulometrico                   | T. Azzurro 3.6mL     | Plasma Citrato      | Int.    | NO | Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo        | 2,5   |
| N904120          | TEO-9000    | TEOFILLINA [S]                                                                                                                                       | 90.17.C_33 | 6  | µg/mL     | EMIT                             | T. Rosso 3mL         | Siero               | Syn-678 | NO | No gel separatore                                                           | 12,05 |
| N9113127_DEN GUE |             | TEST DENGUE NS1 AG                                                                                                                                   | 91.13.1_27 | 5  |           | immunocromatografico             | T. Rosso 3mL         | siero               | Int.    | NO |                                                                             | 8,3   |
| N908383          |             | TEST DI AVIDITA' DELLE IGG ANTI ROSOLIA E.I.A.                                                                                                       | 91.26.D_0  | 6  |           | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | Siero               |         | NO |                                                                             | 11,45 |
| N908382          |             | TEST DI AVIDITA' DELLE IGG ANTI TOXOPLASMA E.I.A.                                                                                                    | 91.09.D_0  | 6  |           | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | Siero               |         | NO |                                                                             | 8,5   |
| N907670          |             | TEST DI FUNZIONALITA' PIASTRINICA (PFA)                                                                                                              | 90.76.7_0  | 5  | secondi   | Closure Time                     | T. Azzurro 3.6mL     | Plasma Citrato      | Int.    | NO |                                                                             | 14    |
| N911265          |             | TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-COV2 MICROFLUIDICA CON LETTURA IN IMMUNOFLUORESCENZA                                                   | 91.12.6_5  | 1  |           | Immunofluorescenza               | Tampone T. Rosso     |                     | Int.    | NO |                                                                             | 22    |
| N904130          | TESTO1-7301 | TESTOSTERONE [S]                                                                                                                                     | 90.41.3_0  | 3  | nmol/L    | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 7,99  |
| N904140          |             | TESTOSTERONE LIBERO                                                                                                                                  | 90.41.4_0  | 6  | ng/L      | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | siero               |         | NO |                                                                             | 16,09 |
| N906922          | FIS -3863   | TIPIZZAZIONE DELLE COMPONENTI MONOCLONALI (S)                                                                                                        | 90.69.2_2  | 8  |           | Immunofissazione Elettroforetica | T. Rosso 3mL         | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 31,73 |
| N904150          | TIR1-7126   | TIREOGLOBULINA (TG)                                                                                                                                  | 90.41.5_0  | 3  | ng/mL     | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 15,46 |
| N904210          | TSH-7090    | TIREOTROPINA (TSH)                                                                                                                                   | 90.42.1_0  | 1  | mIU/L     | ElettroChemiluminescenza         | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato    | Int.    | NO |                                                                             | 5,5   |
| N904180          |             | TIREOTROPINA [TSH] TEST REFLEX                                                                                                                       | 90.41.8_0  | 5  | mIU/L     | Immunometrico                    | T. Verde 3mL         | Siero               |         | NO |                                                                             | 7,87  |
| N904230          | FT4-7115    | TIROXINA LIBERA (FT4)                                                                                                                                | 90.42.3_0  | 1  | ng/dL     | ElettroChemiluminescenza         | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato    | Int.    | NO |                                                                             | 5,56  |
| N910943          | TOXOM1-7608 | TOXOPLASMA ANTICORPI (IGM)                                                                                                                           | 91.09.D_0  | 1  | AU/mL     | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 8,5   |
| N9109D0          |             | TOXOPLASMA ANTICORPI IGG E IGM. INCLUSO: TEST DI AVIDITA' DELLE IGG SE IGG POSITIVE E IGM POSITIVE O DUBBIE. INCLUSO: EVENTUALI IGA E IMMUNOBLOTTING | 91.09.D_0  | 5  |           | CLIA                             | T. Giallo 3mL        |                     |         | NO |                                                                             | 8,5   |
| N904252          | TRAN-1610   | TRANSFERRINA [S]                                                                                                                                     | 90.42.5_2  | 1  | g/L       | Immunonefelometria               | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato    | Int.    | NO |                                                                             | 3,71  |
| N9110B3          | TPHA-3740   | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI                                                                                                                         | 91.10.B_3  | 5  |           | Emoagglutinazione Passiva        | T. Rosso 3mL         | Siero               | Int.    | NO |                                                                             | 6,65  |
| N9110B2          |             | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI - SIERO/PLASMA                                                                                                          | 91.10.B_2  | 5  |           | CLIA                             | T. Giallo 3mL        | siero               | Int.    | NO |                                                                             | 6,65  |

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                       |           |    |       |                                 |                      |                    |           |    |                                            |       |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----|--------------------------------------------|-------|
| N911110 | VDRL-3700   | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]                                                                                                                                                           | 91.10.B_2 | 1  |       | Flocculazione Su Vetrino        | T. Rosso 3mL         | Siero              | Int.      | NO |                                            | 6,65  |
| N904320 | TG1-730     | TRIGLICERIDI                                                                                                                                                                                                                          | 90.43.2_0 | 1  | mg/dL | Enzimatico Colorimetrico        | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato   | Int.      | NO |                                            | 1,27  |
| N904330 | FT3-7105    | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)                                                                                                                                                                                                           | 90.43.3_0 | 1  | pg/mL | ElettroChemiluminescenza        | T. Verde 3mL         | Plasma Eparinato   | Int.      | NO |                                            | 5,56  |
| N9038L0 | TRIP-7446   | TRIPTASI                                                                                                                                                                                                                              | 90.42.B_2 | 3  | µg/L  | FIA                             | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn- 6425 | NO |                                            | 19,5  |
| N904354 | UURIC-6100  | URATO [U] 24H                                                                                                                                                                                                                         | 90.43.5_4 | 1  | mg/dL | Enzimatico-Colorimetrico        | Provetta urine 10 ml | Urine 24H          | Int.      | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta   | 1,22  |
| N904413 | UA-6069     | UREA [U] 24H                                                                                                                                                                                                                          | 90.44.1_3 | 1  | mg/dL | Enzimatico-Colorimetrico        | Provetta urine 10 ml | Urine 24H          | Int.      | NO | Indicare diuresi e durata della raccolta   | 1,27  |
| N904430 | U-6001      | U-URINE ESAME CHIMICO FISICO COMPLETO [ROUTINE]                                                                                                                                                                                       | 90.44.3_0 | 1  |       | Citofluorimetrico e Morfologico | Provetta urine 10 ml | Urine Estemporanee | Int.      | NO | Prima urina del mattino, mitto intermedio  | 2,95  |
| N908250 | VES-2760    | VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMASIE (VES)                                                                                                                                                                                        | 90.82.5_0 | 1  | mm    | Microfotometro Capillare        | T. Viola 3mL         | Sangue Intero EDTA | Int.      | NO |                                            | 1,8   |
| N911410 | CITOG1-7618 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGG (E.I.A.)                                                                                                                                                                                          | 91.15.F_0 | 1  | U/mL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL        | Siero              | Int.      | NO |                                            | 8,4   |
| N9115F0 |             | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGG E IGM. INCLUSO: TEST DI AVIDITA' DELLE IGG SE IGG POSITIVE E IGM POSITIVE O DUBBIE ED EVENTUALE IMMUNOBLOTTING. NON ASSOCIABILE A 91.13.2 VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA) NAS | 91.15.F_0 | 5  |       | CLIA                            | T. Giallo 3mL        |                    |           | NO |                                            | 8,4   |
| N911430 | CITOM1-7619 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)                                                                                                                                                                                          | 91.15.F_0 | 1  | U/mL  | CLIA                            | T. Giallo 3mL        | Siero              | Int.      | NO |                                            | 8,4   |
| N911860 |             | VIRUS EPAT B[HBV]REFLEX ANT HBSAG+ANTIC ANTI HBSAG+ANTIC ANTI HBCAG                                                                                                                                                                   | 91.18.6_0 | 5  |       | Immunometrico -ECLIA            | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 26,2  |
| N911720 | ANHAM1-7538 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM                                                                                                                                                                                                   | 91.17.6_3 | 4  |       | Immunofluorescenza              | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 5,7   |
| N911763 | ANHAV1-7531 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM PER SOSPETTA INFEZIONE ACUTA                                                                                                                                                                      | 91.17.6_3 | 5  |       | Immunofluorescenza              | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 5,7   |
| N911750 |             | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG                                                                                                                                                                                                 | 91.18.6_0 | 4  |       | Immunometrico -ECLIA            | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 26,2  |
| N911810 | HBCM1-7519  | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM                                                                                                                                                                                             | 91.18.6_0 | 5  |       | Immunofluorescenza              | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 26,2  |
| N911820 | HBEAG1-7511 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG                                                                                                                                                                                                 | 91.18.2_0 | 5  |       | Immunofluorescenza              | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 5,4   |
| N911830 | ANTHBS-7505 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG                                                                                                                                                                                                 | 91.18.3_0 | 4  | IU/L  | ElettroChemiluminescenza        | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 4,75  |
| N911840 | ANHBE1-7516 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG                                                                                                                                                                                                  | 91.18.4_0 | 5  |       | Immunofluorescenza              | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 5,35  |
| N911850 | HBS-7500    | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG                                                                                                                                                                                                  | 91.18.5_0 | 4  |       | ElettroChemiluminescenza        | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 4,1   |
| N911930 | HCVQ-7525   | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA(INCLUSA ESTRAZIONE,AMPLIFICAZIONE,RIVELAZIONE)                                                                                                                                   | 91.19.3_0 | 10 | UI/ml | Pcr Real Time                   | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-60510 | NO | Separare e congelare con provetta dedicata | 41,65 |
| N911940 | HCVRNA-7524 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA(INCLUSA ESTRAZIONE,AMPLIFICAZIONE,RIVELAZIONE)                                                                                                                                  | 91.19.4_0 | 10 | UI/ml | Pcr Real Time                   | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-60530 | NO | Separare e congelare con provetta dedicata | 49,75 |
| N911950 | HCV-7522    | VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI                                                                                                                                                                                                       | 91.19.5_0 | 2  |       | ElettroChemiluminescenza        | T. Blu 3mL           | Siero              | Int.      | NO |                                            | 6,95  |
| N912010 | HCVC-7523   | VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)                                                                                                                                                                             | 91.19.5_0 | 10 |       | Immunoblotting                  | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-6050  | NO |                                            | 6,95  |
| N912020 | HCVG-7526   | VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA(Inclusa estrazione,amplificazione,rivelazione)                                                                                                                                            | 91.20.2_0 | 12 |       | Ibridazione                     | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-60091 | NO | Separare e congelare con provetta dedicata | 80,7  |
| N912072 |             | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGG                                                                                                                                                                                               | 91.20.7_2 | 5  |       | Immunometrico -ECLIA            | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-6081  | NO |                                            | 22    |
| N912073 |             | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM                                                                                                                                                                                               | 91.20.7_3 | 5  |       | Immunometrico -ECLIA            | T. Rosso 3mL         | Siero              | Syn-6082  | NO |                                            | 22    |
| N9121D2 |             | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] AN QUAL/QUAN DI DNA SANGUE                                                                                                                                                                                   | 91.21.D_2 | 5  | UI/ml | PCR                             | T. Viola 3mL         | Sangue Intero EDTA | Int.      | NO |                                            | 46,1  |

|             |                |                                                                                                                                    |            |    |       |                          |               |       |           |    |                    |       |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------------------------|---------------|-------|-----------|----|--------------------|-------|
| N912116     | EBV1-7640      | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI IGG ANTI EA                                                                                     | 91.21.6_0  | 15 | INDEX | ELISA                    | T. Giallo 3mL | Siero | Int.      | NO | 13,1               |       |
| N912118     | EBV2-7641      | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI IGG ANTI EBNA                                                                                   | 91.21.6_0  | 7  | RU/mL | ELISA                    | T. Giallo 3mL | Siero | Int.      | NO | 13,1               |       |
| N912117     | EBV3-7642      | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI IGM ANTI VCA                                                                                    | 91.21.6_0  | 15 | Ratio | ELISA                    | T. Giallo 3mL | Siero | Int.      | NO | 13,1               |       |
| N912213     |                | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 IGG)                                                                                                  | 91.21.B_2  | 10 | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO | 6                  |       |
| N912215_1GM |                | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 IGM)                                                                                                  | 91.21.B_3  | 10 | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO | 6                  |       |
| N912214     |                | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 2 IGG)                                                                                                  | 91.21.B_4  | 10 | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO |                    |       |
| N912215_2GM |                | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 2 IGM)                                                                                                  | 91.21.B_5  | 10 | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO |                    |       |
| N9123F0     | HIVE-7620      | VIRUS IMMUNODEFIC ACQUISIT[HIV 1-2]TEST COMB ANTICORP E ANTIGEN P24                                                                | 91.23.F_0  | 5  |       | ElettroChemiluminescenza | T. Blu 3mL    | Siero | Int.      | NO | Consenso informato | 12,05 |
| N9124G2     | PAROG - 7653   | VIRUS PAROTITE ANTICORPI IGG                                                                                                       | 91.24.G_2  | 4  | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Syn-162   | NO |                    | 15,6  |
| N912513     | PAROM - 7654   | VIRUS PAROTITE ANTICORPI IGM (E.I.A.)                                                                                              | 91.24.G_3  | 6  | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO |                    | 15,6  |
| N912583     |                | VIRUS PARVOVIRUS B19 IGG (SOSPETTA INFEZIONE/GRAVIDANZA)                                                                           | 91.25.8_3  | 12 | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO |                    | 17,1  |
| N912584     |                | VIRUS PARVOVIRUS B19 IGM (SOSPETTA INFEZIONE/GRAVIDANZA)                                                                           | 91.25.8_4  | 7  | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Int.      | NO |                    | 17,1  |
| N912640     | ROSOG1-7622    | VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IGG [91.26.D_0]                                                                                            | 91.26.D_0  | 1  | IU/mL | CLIA                     | T. Giallo 3mL | Siero | Int.      | NO |                    | 11,45 |
| N9126D0     |                | VIRUS ROSOLIA IGG E IGM PER SOSPETTA INFEZIONE ACUTA . INCLUSO: TEST DI AVIDITA' DELLE IGG SE IGG POSITIVE E IGM POSITIVE O DUBBIE | 91.26.D_0  | 5  |       | CLIA                     | T. Giallo 3mL |       |           | NO |                    | 11,45 |
| N9126C3     | VARG-7651      | VIRUS VARICELLA ANTICORPI IGG (SOSPETTA INFEZIONE)                                                                                 | 91.26.C_3  | 4  | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Syn-164   | NO |                    | 8,5   |
| N912713     | VARM-7652      | VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IGM (E.I.A.)                                                                                      | 91.26.C_4  | 8  | INDEX | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Syn-1640  | NO |                    | 8,5   |
| N904453     | VITD-7439      | VITAMINA D                                                                                                                         | 90.44.6_2  | 1  | ng/mL | ElettroChemiluminescenza | T. Blu 3mL    | Siero | Int.      | NO |                    | 11,15 |
| N904452     | VITD 1,25-7437 | VITAMINA D125                                                                                                                      | 90.44.5_2  | 1  | pg/mL | CLIA                     | T. Rosso 3mL  | Siero | Syn-329   | NO |                    | 17,25 |
| N9020750    |                | VORICONAZOLO (DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O SPETTROMETRIA DI MASSA)                                                                   | 90.17.B_80 | 15 |       |                          | T. Verde 3mL  |       |           | NO |                    | 10,45 |
| N904542     | ZI-1672        | ZINCO [S]                                                                                                                          | 90.45.4_2  | 6  | µg/L  | Colorimetrico            | T. Rosso 3mL  | Siero | Syn-17160 | NO |                    | 7,53  |