

 PEDERZOLI	Modulo Modalità di raccolta feci per dosaggio elastasi pancreatica	Cod. MOD 5-IO 2/LAB.GEN
		Rev.2
		Data 23/05/2025
		Pagina 1 di 1

Le presenti istruzioni descrivono le modalità di raccolta dei campioni fecali per il dosaggio di elastasi (In accordo con Service SYNLAB Modalità di raccolta per il paziente Rev.17)

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E CONSIGLI IMPORTANTI PER IL PAZIENTE

- **ATTENZIONE:** presenza di 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CAS No.: 2682-20-4). In caso di contatto accidentale con la soluzione acquosa contenuta nel dispositivo, procedere sciacquando abbondantemente la parte interessata e pulendo accuratamente le superfici coinvolte. Consultare uno specialista in caso di contatto con gli occhi o in seguito alla comparsa di reazioni cutanee.
- Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza stampata sulle etichette.
- Il dispositivo tal quale (prima della raccolta) può essere conservato a temperatura ambiente (luogo fresco e ombreggiato), qualora non sia possibile garantire la conservazione a 2-8°C;
- Una volta raccolto il campione non riutilizzare il dispositivo.
- Evitare di raccogliere il campione qualora le feci non siano solide.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA

1. Svuotare la vescica poiché l'urina può influenzare il risultato del test.
2. Scrivere sul dispositivo (anche direttamente sulla plastica) cognome, nome e data di nascita.
3. Effettuare la raccolta assicurandosi che il campione non venga a contatto con l'acqua.
4. Tenere il dispositivo con il cappuccio blu rivolto verso l'alto e svitare l'asticella di raccolta.
5. Immergere l'asticella di raccolta nel campione di feci e ripetere la procedura in 3/5 punti diversi del campione fino a quando le scanalature non saranno completamente coperte.

ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le scanalature siano completamente riempite di feci. Non importa se la punta dello stick è ricoperta dalle feci poiché le feci in eccesso saranno rimosse nella fase successiva.

6. Reinserire l'asticella di raccolta nel dispositivo ed avvitare strettamente. Il materiale fecale in eccesso verrà rimosso dall'asticella mediante l'imbuto di gomma.

Il campione, una volta raccolto, può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 8 ore; superato questo tempo, deve essere conservato a 2-8°C per un massimo di 7 giorni.

DESCRIZIONE GRAFICA

