

 PEDERZOLI	<b>LABORATORIO ANALISI</b> <b>MANUALE DELLA QUALITA' (MQ)</b>	<b>Allegato 1</b>
		<b>Gennaio 2019 Rev.: 09</b>

## PRONTUARIO ESAMI RICHIEDIBILI AL LABORATORIO

INDICE.....	PAG. 1
ESAMI RICHIEDIBILI IN ROUTINE VELOCE ED URGENZA.....	PAG. 2
ESAMI RICHIEDIBILI IN ROUTINE SU SANGUE	PAG . 4- 23
ESAMI RICHIEDIBILI SU URINE	PAG. 24 - 27
ESAMI RICHIEDIBILI SU MATERIALI BIOLOGICI VARI (altri materiali)	PAG. 27 - 29
ESAMI DI BATTERIOLOGIA	PAG. 30 - 33
ESAMI PER LA PEDIATRIA	PAG. 34

NB: ALCUNI ESAMI VENGONO EFFETTUATI IN "SERVICE" (IN QUESTO CASO VENGONO FATTI IN ALTRI CENTRI (Synlab di Brescia ) PER ASSICURARE ALL'UTENTE L'EROGAZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE). QUESTO SERVIZIO E' DISCIPLINATO DAL D.R.G. N° 88 DEL 18 GENNAIO 2000 SULLA BASE DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DAL D.M. 7.11.91.

## ESAMI RICHIEDIBILI IN URGENZA

ESAME	PROVETTA	NOTE	TEMPI DI RISPOSTA
Glucosio	<b>Tappo VERDE</b> Litio Eparina  (Provetta unica con 5ml di sangue )	Provette sottovuoto con anticoagulante. <b>MESCOLARE SUBITO DOPO IL PRELIEVO.</b> EVITARE EMOLISI EVITARE CONTAMINAZIONI CON FLEBO-FARMACI E CATETERI PER ELIMINARE RISULTATI INATTESI	Entro 30 minuti           N.B.: Per soddisfare i tempi di risposta è necessario limitare le urgenze ai casi nei quali il risultato è "CLINICAMENTE RILEVANTE"
Azotemia / Creatininemia			
Amilasi pancreatica / Lipasi			
ALT (GPT) / AST (GOT)			
Bilirubina totale			
GammaGT			
Calcio			
Elettroliti (Na-K-Cl)			
P.C.R. ( proteina C reattiva)			
Digossina			
BHCG (plasmatica)			
Troponina CK MB Mioglobina PCHE Magnesio	Seconda provetta <b>Tappo VERDE</b>	Portare le provette immediatamente in laboratorio	
PROCALCITONINA (PCT)	<b>Tappo VERDE</b>		Entro 30 minuti
BNP	<b>Tappo VERDE</b>		Entro 30 minuti
Emocromo	<b>Tappo VIOLA</b>	Mescolare immediatamente	Entro 10 minuti
Ammonio	<b>Tappo VIOLA</b>	Inviare subito in Laboratorio	Entro 30-40 minuti
Urine	<b>Provetta urine</b>		Entro 30-40 minuti
Liquor	<b>DUE Provette</b>	Avvisare Laboratorio	Entro 1H.30 minuti
APTT PT ATIII Fibrinogeno D-dimero (X-FDP)	<b>Tappo AZZURRO</b> (Provetta unica)	Riempire a segno la provetta Mescolare immediatamente	Entro 30 minuti
EMOGAS ANALISI	Siringa dedicata eparinata e in ghiaccio	Inviare subito in P.S.	Entro 2-3 minuti

**Fare richieste separate per esami urgenti e esami non urgenti**

Tutti gli esami urgenti vengono effettuati con la stessa tecnologia della routine per garantire l'uniformità analitica

Per l'esecuzione in Urgenza di esami non sopra elencati è necessario il previo accordo con il Laboratorio

Matrice:

B (BLOOD)..	Sangue intero con ANTICOAGULANTE. Nessuna separazione.
P (Pl) .....	Plasma ottenuto da sangue intero CON anticoagulante dopo centrifuga.
S (Sr) .....	Siero ottenuto da sangue intero SENZA anticoagulante dopo centrifuga.
S-c o P-c	Il siero o il plasma va centrifugato e congelato a -20° al più presto
U.....	esami da effettuare su urine fresche
U24.....	esami da effettuare su urine 24h (da mattino a mattino)
F.....	esami su feci

Nella prima colonna sono riportati i codici per l'inserimento degli esami richiesti.

Le provette da utilizzare per il prelievo sono generalmente indicate nelle etichette col colore del tappo.

Gli esami da inviare in *Service* al Laboratorio **SYNLAB** , se registrati direttamente in reparto, **NON** devono essere accompagnati da una richiesta in triplice copia. Devono avere la richiesta solo gli esami non registrati o da inviare in altri centri

Tutti gli esami di BATTERIOLOGIA devono essere accompagnati da una richiesta (allegato 26) compilata correttamente.

I tempi di risposta (T.A.T.) per P. Esterni sono indicati anche nel modulo Ritiro Referto che viene consegnato al momento del prelievo (generalmente 1 giorno); per gli esami interni di routine i referti possono essere stampati in reparto dopo la firma digitale entro le h.15 del giorno del prelievo. Per gli esami non eseguibili in giornata i risultati parziali possono essere solamente visualizzati ma non stampati fino al completamento di tutti gli esami e alla successiva firma digitale; in questi casi per avere risposte complete e firmate digitalmente si consiglia di fare una doppia registrazione (una per gli esami eseguibili in giornata, l'altra per gli esami non eseguibili in giornata). Per gli esami eseguiti in POCT (Emocromi.e Emogas in P.S.; Emogas in T.I) il referto è immediato e con firma digitale successiva.

N.B: NUMERAZIONE DA ATTRIBUIRE AI PAZIENTI AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE:

ESTERNI: da 1 a 359 ; ONCOLOGIA: da 360 a 399 ;VULVOLOGIA: da 400 a 449; ODC/RSA da 450 a 499 INTERNI: da 500 a 799; PS: da 800 a 869 ;

T. INTENSIVA: da 870 a 899 ; C. ANTIDIABETICO: da 900 a 939 PRERICOVERI dal 940 al.....

SANGUE	ESAME	METODO	PREL.	PROVETTE	MODALITA'	ESECUZIONE TAT: ENTRO h 15.00 ESTERNI giorno dopo	SERVICE TAT V. Synlab	INDICAZIONI	VALORI DI RIFERIM.
<b>cod.</b>									
E2	S 17 betaESTRADIOLO (estradiolo)	chemiluminiscenza ECLIA- Roche c.6000	3 mL	tappo BLU	siero o plasma	Dal Lunedì al Venerdì		controllo gonadi	Vedi referto
17OHP	S-c 17 OHPprogesterone	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	Separare e congelare	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	pat.surreni,gonadi,inizio gravid.	Vedi referto
ACE	S ACE ( angiotensin converting enzyme)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Sarcoidosi, cirrosi	Vedi referto
VALP	S ACIDO VALPROICO (DPA) (Depakin)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	siero GEL NO	Dal Lunedì al venerdì	SYNLAB	Monitoraggio Terapia	Vedi referto
ACI	S ACIDI BILIARI	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ACTH	P-c ACTH (corticotropina)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	Separare congelare	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia ipofisi surrene	Vedi referto
ADH	S-c COPEPTINA ProAVP	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	Separare congelare	Dal Lunedì AL Venerdì	SYNLAB	diabete insipido	Vedi referto
ADRE	P-c ADRENALINA (Catecolamine plasm.)	vedi prontuario SYNLAB	3 ml	Tappo VIOLA	Separare congelare	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ALB	P ALBUMINA	colorimetrico verde bromo cresolo -Roche c.6000	3 mL	Tappo VERDE				Disproteidemie, disidratazione	Vedi referto
ALD	S ALDOLASI	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia Muscolare	Vedi referto
ALDO	P-c ALDOSTERONE	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	Solo P congelato Specificare orto-clino	Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Patologia surrenale, ipertensione	Vedi referto
ETA	S ALCOLEMIA (etanolo)	Vedi ETANOLO	3 mL	tappo ROSSO	Provetta dedicata	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Intossicazione etilica	Vedi referto
ATRIP	S ALFA-1 ANTITRIPSINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Deficit specifico, infiammazione Metastasi epatiche	Vedi referto
MP	P ALFA-1 GLICOPROT (mucoproteina acida)	Vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Infiammazioni	Vedi referto
A2M	S ALFA-2 MACROGLOB	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Nefrosi	Vedi referto
AGGLU	S AGGLUTININE A FRIGORE	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	Fare prelievo in lab. termostatare subito a 37° separare	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
AFP	P ALFA-FETO- Proteina	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	3 mL	tappo VERDE		Dal Lunedì al Sabato		Patologia oncologica	Vedi referto
ALLU	P ALLUMINIO	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo VERDE		Dal lunedì al venerdì	SYNLAB	Tossicologia	

<b>ALP</b>	P ALP (fosfatasi alcalina)	Enzimatico-colorimetrico IFCC Roche c.6000	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì al Sabato		Patolog. Epato-biliare, renale, ossea,tumor.	Vedi referto
<b>ALT</b>	P ALT (GPT)	Enzimatico-colorimetrico IFCC Roche c.6000	3 mL	Tappo VERDE				Patologia epatica	Vedi referto
<b>AMA</b>	S AMA (anti mitocondrio)	immunofluorescenza ( IFA )	5 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Processi auto immuni cirrosi biliare primitiva	Vedi referto
<b>AMYP</b>	P AMILASI-pancreatica	Enzimatico-colorimetrico IFCC Roche c.6000	3 mL	Tappo VERDE				Patologia pancreatica	Vedi referto
<b>AMY</b>	P AMILASI-Totale	Enzimatico-colorimetrico IFCC Roche c.6000	3 mL	Tappo VERDE					Vedi referto
<b>AMIO</b>	S AMIODARONE	vedi prontuario SYNLAB	2 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Controllo terapia	Vedi referto
<b>AMMO</b>	P AMMONIACA	ammonia testkit2 ammoniachecker2 menarini	3 mL	tappo VIOLA	dopo prelievo inviare subito in laboratorio	Dal Lunedì Al Venerdì		Insufficienza epatica	Vedi referto
<b>ANA</b>	S ANA (FAN) Anti Nucleo	immunofluorescenza( IFA )	5 mL	Tappo GIALLO		Dal Giovedì Al Venerdì		Processi autoimmuni	Vedi referto
<b>ANCA</b>	S ANCA (c/p) citoplasma neutrofili)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Colite ulcerosa vasculite sistemiche	Vedi referto
<b>ANTIS</b>	S ANTIANTIGENI Superficie	neuropatologia BR	5 mL	Tappo GIALLO	GABA-VGKS-NMRA			patologia neurologica	Vedi referto
<b>GANGS</b>	S ANTIGANGLIOSIDI	Vedi prontuario SYNLAB	5 mL	“	comprende antisulfatiti			“	“
<b>GANGO</b>	S ANTIGANLIO+cervel.	neuropatologia BR	5 mL	“				“	“
<b>MAG</b>	S ANTIMAG	Vedi prontuario SYNLAB	5 mL	“				“	“
<b>MOG</b>	S ANTIMOG	neuropatologia BR	5 mL	“				“	“
<b>NMO</b>	S ANTINMO	“	5 mL	“				“	“
<b>MUSK</b>	S ANTIMUSK	vedi MUSK	5 mL	“				“	“
<b>NERVO</b>	S ANTINERVO	neuropatologia BR	5 mL	“				“	“
<b>NEU</b>	S ANTINEURONE	neuropatologia BR	5 mL	“				“	“
<b>AT3</b>	P ANTITROMBINA III	cromogenico BCS	3,6 mL.	Tappo AZZURRO	riempire bene mescolare	Dal Venerdì Al Venerdì		Trombofilia	Vedi referto
<b>APCA</b>	S APCA (Anti cellule parietali)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto

APOA APOB	P APOLIPOPROTEINE A1 e B	Vedi prontuario Sinlab	3mL	Tappo ROSSO	apolipoproteina A1 apolipoproteina B	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Dislipidemie	Vedi referto
APTO	S APTOGLOBINA	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Emolisi intravascolare	Vedi referto
PTT	P APTT	coagulativo BCS	3,6 mL	tappo AZZURO	riempire bene mescolare			Coagulopatie congenite e acquisite	Vedi referto
ASMA	S ASMA (M. liscio ab)	Immunofluorescenza (IFA)	5mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Processi autoimmuni Epatite autoimmune	Vedi referto
AMLA	S ASKMA (M. striato ab)	Vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
AST	P AST (GOT)	Enzimatico-colorimetrico IFCC Piridol.Fosfato	3mL	Tappo VERDE				Necrosi tessutale	Vedi referto
A	P AZOTO UREICO (Azotemia)	Enzimatico-colorimetrico	3mL	Tappo VERDE				Patologia renale, epatica	Vedi referto
BARBI	S BARBITURICI test screening	Vedi prontuario SYNLAB	3ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Intossicazione Controllo terapia	Vedi referto
BENZO	S BENZODIAZEPINE (qualitativo e quantitativo)	vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo ROSSO	Specificare il tipo di farmaco	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Tossicologia Controllo terapia	Vedi referto
B2G	S BETA-2 GLICOPROTEINA (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	specificare IgM e/o IgG	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Trombosi Trombofilia Aborti ripetuti (APS)	Vedi referto
B2M	S BETA-2- MICROGLOBULINA	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore tumorale Indice GFR( Filt-glom- stim)	Vedi referto
BETAG	P BETA-GLUCANO	neuropatologia BR	3mL	Tappo Giallo		Dal Lunedì Al Venerdì		infezioni candida	Vedi referto
BHCG	P BETA-HCG	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Gravidanza	Vedi referto
BICA	P BICARBONATI	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Li - Eparina tappo VERDE	vedi anche emogas	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Acidosi/alcalosi	Vedi referto
BF	P BILIRUBINA FRAZ	colorimetrico	3 mL	Tappo VERDE	Comprende anche la totale			Patologia epatobiliare	Vedi referto
BT	P BILIRUBINA TOTALE	colorimetrico	3mL	Tappo VERDE	solo totale			Patologia epatobiliare ed ematologica	Vedi referto
BNP	P BNP (Pro)	Test immunologico Cobas Roche	3mL	Tappo Verde				Scompenso cardiaco	Vedi referto
BOR	S BORRELIA IgM	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Malattia di Lyme da morso di zecca	Vedi referto
BORS	S BORRELIA IgG	“	“	“		“	“	“	“

C1IN	S C1 INIBITORE	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi infiammatori, edema angioneurotico	Vedi referto
C1Q	S C1 Q	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
CA125	P CA- 125	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale dell'ovaio	Vedi referto
CA153	P CA-15.3	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale della mammella	Vedi referto
CA199	P CA-19,9	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale del pancreas-tubo dirigente	Vedi referto
CA50	S CA-50	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore tumorale	Vedi referto
CA	P CALCIO	colorimetrico con O-cresoltaleina	3mL	Tappo VERDE				Alterazioni metabolismo del calcio	Vedi referto
CAI	P CALCIO ionizzato ca ++	Emogas-analisi	1mL	PROVETTE da emogas	inviare in PS			Alterazioni metabolismo del calcio-osteoperosi	Vedi referto
CALCIT	S-c CALCITONINA	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	Siero congelato inviare subito	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia ossea - Marker tumore midollare tiroideo	Vedi referto
CALPRO	F CALPROTECTINA	Vedi prontuario SYNLAB		Feci			SYNLAB		
CAZ	S CARBAMAZEPINA (Tegretol)	vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Controllo terapia (tegretol)	Vedi referto
FOSF	S CARDIOLIPINA Ab (ACA) IgM IgG	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	APS	Vedi referto
FOSFA	S CARDIOLIPINA IgA	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Trombofilia, aborti ripetuti, APS	Vedi referto
FOSFG	S CARDIOLIPINA IgG	"	"	"		"			"
FOSFM	S CARDIOLIPINA IgM	"	"	"		"			"
ADRE NOR	P-c CATECOLAMINE PLASMATICHE Adrenalina/Noradrenalina	vedi prontuario SYNLAB	5mL	tappo VIOLA	Plasma congelato Centrifugare con c.refrig.	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione	Vedi referto
FCL	S CATENE LEGGERE LIBERE (FCL)	Vedi Prontuario SYNLAB (DOSAGGIO catene leg. libere.)	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Gammopatie monoclonali	Vedi referto
CEA	P CEA	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale	Vedi referto
APCA	S CELLULE Parietali Ab	Vedi prontuario aSYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Autoimmunità	Vedi referto
CERU	S CERULOPLASMINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Eepatopatia Morbo di Wilson	Vedi referto

CH50	S-c CH 50	vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo ROSSO	Inviare siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
CHE	P CHE (p.Colinesterasi)	colorimetrico	3mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Insuff. Epatica, avvelen. esteri fosforici	Vedi referto
ND	P CHE DIBUCAINA		3mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Anestesia	Vedi referto
BARBI	S CHINIDINA	vedi prontuario SYNLAB	5mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio terapia	Vedi referto
<b>CLPA</b>	S CHLAMYIDIA pneum. IgA	Vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	"		Vedi referto
<b>CLPG</b>	S CHLAMYIDIA pneum. IgG	"	"	"		Dal Lunedì Al Venerdì	"		Vedi referto
<b>CLPM</b>	S CHLAMYIDIA pneum IgM	"	"			Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
CHLAE	S CHLAMIDIA Trach IgG +IgM	Vedi Prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO	Due anticorpi Trachomatis		"		"
<b>CLTA</b>	S CHLAMYIDIA Trach. IgA	"	"	"			"		"
<b>CLTG</b>	S CHLAMYIDIA Trach. IgG	"	5 mL				"		"
<b>CLTM</b>	S CHLAMYIDIA Trach .IgM	vedi prontuario SYNLAB	"	tappo ROSSO		Dal Lunedì al venerdì	"		Vedi referto
CICLO	B CICLOSPORINA	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VIOLA	Inviare sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio terapia	vedi referto
CISTA	S -c CISTATINA C	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO	Inviare siero congelato	10 giorni	SYNLAB	Insufficienza renale	Vedi referto
CITR	S CITRULLINA (CCP)	immunoenzimatica ELISA	3 mL	Tappo GIALLO		Mercoledì		Artrite reumatoide	Vedi referto
CPK	P CK (CPK) (Creatina Kinasi)	Enzimatico-colorimetrico	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia muscolare e cardiaca	Vedi referto
CITOE	S CITOMEGALOVIRUS Ab	chemiluminiscenza ECLIA Roche	3mL	tappo BLU/ROSSO	ricerca IgG+IgM				
CITOG	S CITOMEGALOVIRUS IgG	chemiluminiscenza ECLIA Roche	5mL	tappo BLU/ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
CITOM	S CITOMEGALOVIRUS IgM	chemiluminiscenza ECLIA Roche		"					



AVIDIT	S Citom .IgG AVIDITA'	Vedi prontuario Synlab	5ml	Tappo ROSSO	Specificare tipo Avidità	Dal Lunedì al Venerdì		Infezione recente o progressa	Vedi referto
ANCA	S CITOPLASMA Ab	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO			SYNLAB		
CITR	S CITRULLINA Ab	immunoenzimatico	3mL	Tappo GIALLO					
CKMB	P CK MB-Massa	Elettrochemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	tappo VERDE				Infarto miocardico	Vedi referto
CL	P CLORO	potenziometria indiretta	3mL	tappo VERDE				Equilibrio idro/elettrolitico	Vedi referto
CT	P COLESTEROLO	Enzimatico-colorimetrico	3mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Dislipemia	Vedi referto
HDLC	P COLESTEROLO HDL	Enzimatico-colorimetrico	3 mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Dislipemia	Vedi referto
LDLC	P COLESTEROLO LDL	calcolato secondo formula Friedewald	3 mL	LDL=colT-(tri/5-HDL)	richiedere contemp.te CT-TG1-HDL	Dal Lunedì Al Sabato		Dislipemie	Vedi referto
C3	P COMPLEMENTO C3	immunoturbidimetria	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Processi infiammatori autoimmuni	Vedi referto
C4	P COMPLEMENTO C4	"							
COXA	S COXACKIE B IgM	vedi prontuario Synlab	3mL						
CO19	S CORONAVIRUS-19	test CLIA MAGLUMI	1ml		ricerca IgG e IgM			immunità a COVID-19	vedi referto
CR	P CREATININA	colorimetrico JAFFE'	3mL	tappo VERDE	per clearance siero+urine 24h	Dal Lunedì Al Sabato		Insuf. Renale Indice GFR	Vedi referto
CROMOG	S CROMOGRANINA - A	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	Siero congelato inviare subito	15 giorni	SYNLAB		Vedi referto
CTX	S-c CTX telopeptide C terminale	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	siero congelato inviare subito	20 giorni	SYNLAB	Patologia ossea osteoporosi	Vedi referto
CYFRA	S CYFRA 21,1	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore tumorale polmone	Vedi referto
DD	P D-DIMERO	immunoturbidimetria BCS	3,6mL	Tappo AZZURRO				Trombosi, DIC. Embolia polmonare	Vedi referto

ANDRO	S DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Iperandrogenismo surrenalico-Ipoandrogenismo	Vedi referto
DHEA-S	S DHEA SOLFATO (DHEA-S)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Iperandrogenismo surrenalico Ipoandrogenismo	Vedi referto
DIGO	P DIGOSSINA	immunoturbidimetria KIMS	5 mL	tappo VERDE				Monitoraggio terapia	Vedi referto
VALP	S DIPROPILACETATO (DPA) (Acido Valproico)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio terapia	Vedi referto
DNA	P DNA -NATIVO (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì AL Venerdì	SYNLAB	Processi autoim. LES	Vedi referto Vedi referto
EBV1	S EBV (Epstein Barr) EBNA IgG ;,VCA IgG IgM	immunoenzimatica	3 mL	Tappo ROSSO	Ebstein-Barr Tre anticorpi mononucleosi	Dal Lunedì Al Venerdì		Mononucleosi	Vedi referto
EBV2	S EBNA IgG	immunoenzimatico						Mononucleosi progressa	"
ELAS	F ELASTASI pancreatica	Vedi prontuario SYNLAB		Una noce		Dal Lunedì Al Venerdì			"
EP	S ELETTROFORESI	capillare	3mL	Tappo ROSSO					"
EMA	S EMA	Vedi Endomisio							
EC	B EMOCROMO	contaglobuli LH 750 IL	3 mL	Tappo VIOLA	Per VES usare una secoda provetta			Patologia ematologica	Vedi referto
EMOG EMOGV EMOGASCO	B EMOGAS-Arterioso B EMOGAS-Venoso B Emogas-cordone omb.	Usare Siringa dedicata Analizzatore IL	1 mL	Siringa per Emogas tappare subito	inviare in rianimazione in ghiaccio			Equilibrio Acido-Base (acidosi-alcalosi)	Vedi referto
HBG	B EMOGLOBINA GLICATA	Menarini	3mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al venerdì		Diabete	Vedi referto
HBP	B EMOGLOBINE PATOLOGICHE	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VIOLA	NON nei giorni prefestivi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Anemie	Vedi referto
ENA	P ENA screening antigeni nucl. Estrai.	Immunoenzimatica	5 mL	Tappo GIALLO		Mercoledì		Patologie autoimmuni	Vedi referto
JO1	P ENA J01 (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologie autoimmuni	Vedi referto
SCL70	P ENA SCL70(Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologie autoimmuni	Vedi referto
SM	P ENA SM (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo		Dal Lunedì	SYNLAB	Patologie autoimmuni	

				VIOLA		Al Venerdì		LES	Vedi referto
RNP	P ENA SM/RNP (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologie autoimmuni Sindrome di SHARP	Vedi referto
SSA	P ENA SSA (Ro)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni Sindrome di SJOGREN	Vedi referto
SSB	P ENA SSB (La) (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni Sindrome di SJOGREN	Vedi referto
EMA	S ENDOMISIO IgA	Immunofluorescenza (IFA)	3 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Morbo celiaco	Vedi referto
EMAG	S ENDOMISIO IgG	Vedi prontuario Synlab		Tappo Rosso		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Morbo celiaco	
ANTHAM	S EPATITE A Anticorpi IgM	Chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	5 mL	Tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato		Infezione recente	Vedi referto
ANTHAV	S EPATITE A Anticorpi Ig Totali	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	5 mL	tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì A Sabato		Infezione pregressa	Vedi referto
ANTHBC	S EPATITE B-AntiHBC Anticorpi anti core	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	5 mL	tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato			Vedi referto
HBCM	S EPATITE B-AntiHBC IgM (Anticore IgM)	Vedi prontuario Synlab	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì A Venerdì		Infezione recente	Vedi referto
ANTHBE	S EPATITE B -AntiHbe Anticorpi anti Ag e	Vedi prontuario Synlab	5 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
ANTHBS	S EPATITE B AntiHBs Antic.anti Ag superf.	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	5 mL	tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato		Controllo vaccino	Vedi referto
HBEAG	S EPATITE B HbeAg Antigene e	chemiluminiscenza	5 mL	Tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato			Vedi referto
HBS	S EPATITE B HbsAG Antigene Superficie	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	5 mL	Tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato			Vedi referto
HBVDNA	P-c EPATITE B-DNA HBV-DNA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo VIOLA	solo quantitativo	30 giorni	SYNLAB	Controllo terapia	Vedi referto
HCV	S EPATITE C-HCVAb Anticorpi Epatite C	chemiluminiscenza ECLIA-Roche c.6000	5 mL	Tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato			Vedi referto
HCVRNA	S-c Epatite C RNA	Vedi prontuario Synlab	6 mL	Tappo Rosso	specificare quantitativo, qualitativo, genoma	5 giorni	SYNLAB	conferma presenza del virus	Vedi referto
HDV	S EPATITE DELTA Ab	vedi prontuario Synlab	3ml	Tappo ROSSO	da effettuare solo se HBsAg positivo		SYNLAB		
ERITRO	S ERITROPOIETINA	vedi prontuario SYNLAB	4 mL	tappo ROSSO	anche tappo VERDE	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Anemie-nefropatie	Vedi referto
E2	S ESTRADIOLO	chemiluminiscenza	3 mL	Tappo		Dal Lunedì		controllo fisiologico e patologico	

	(17 beta estradiolo)	ECLIA Roche c. 6000		GIALLO		Al Venerdì		delle gonadi	Vedi referto
E3	S ESTRIOLO	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio gravidanza dalla20° sett.	Vedi referto
E1	S ESTRONE (E1)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ETA	B ETANOLO	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo VERDE	inviare sangue intero anche su urine	Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Tossicologia	Vedi referto
ETO	S ETOSUCCIMIDE (ETS)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio terapia (ZARONTIN)	Vedi referto
RF	P FATTORE reumatoide RF	immutoturbidimetrico	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Atrite reumatoide	Vedi referto
DD	P FDP-X (D Dimero)	si esegue solo il D-dimero	3,6mL	tappo AZZURRO				Trombosi, DIC.	Vedi referto
FEN	S FENITOINA (DPH)	vedi prontuario SYNLAB	5mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio Terapia	Vedi referto
FENB	S FENOBARBITAL (PB)	vedi prontuario SYNLAB	5mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio Terapia	Vedi referto
FERRI	P FERRITINA	immunoturbidimetria tina-Q	5mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Anemie, emocromatosi, pat.oncologica, immunitaria	Vedi referto
FE	P FERRO (sideremia)	colorimetrico con ferrozine	3mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Anemie carenziali e altre anemie, emosiderosi	Vedi referto
FIBR	P FIBRINOGENO	secondo Clauss BCS	3,6mL	Tappo AZZURRO	Riempire bene la provetta mescolare			Rischio trombotico, patologia della coag.	Vedi referto
FK	B FK 506 TACROLIMUS	Vedi prontuario Synlab		Tappo VIOLA	Inviare sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	controllo terapia	Vedi referto
UFL	FLUORO (solo urinario)	vedi prontuario SYNLAB		solo urinario	estemporaneo o delle 24 h	10 giorni	SYNLAB	Tossicologia	Vedi referto
FOL	S FOLATI	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000		Tappo GIALLO		Dal lunedì Al Sabato		Patologia ematologica	Vedi referto
ALP	P FOSFATASI ALCALICA (ALP)	Enzimatico-colorimetrico	3 mL	tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia epatica	Vedi referto
ISO	S FOSFATASI .OSSEA (isoenz. osseo dell' ALP)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Discriminazione ALP epatico-ossea	Vedi referto
P	P FOSFORO	colorimetrico con molidato	3mL	tappo VERDE				Patologia Ca/P	Vedi referto
FOSF	S FOSFOLIPIDI (Ab)	Vedi cardiolipina	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni APS Trombosi	Vedi referto
FRUT	P FRUTTOSAMINA	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Diabete	Vedi referto
FSH	S FSH	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Sabato		Controllo asse ipofisi,gonadi	Vedi referto

FT3	P FT3	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Diabete	Vedi referto
FT4	P FT4	Chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato	SYNLAB	Morbo celiaco	Vedi referto
G6P	B G-6 PDH	vedi prontuario SYNLAB	3,6 mL	K3 EDTA tappo VIOLA	sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Anemie	Vedi referto
GAD	S-c GAD	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Diabete	Vedi referto
GALA	S GALATTOMANNANO	neuropatologia BR							
GA	S-c GASTRINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	Siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia gastrica	Vedi referto
GGT	P GGT	Enzimatico-colorimetrico	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Alcoolismo, alterazioni epatiche	Vedi referto
HGH	S GH (HGH) Ormone Somatotropo	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Iper e ipo- pituitarismo	Vedi referto
HGHC	S GH 5/6 prelievi ogni 30minuti	vedi prontuario SYNLAB (test all'arginina)	3 mL	Tappo ROSSO	5 prelievi dopo stimolo	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Diagnosi differenziale parkinson atrofiamulti.	Vedi referto
AGA1	S GLIADINA IgA deamidata	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO			SYNLAB	Morbo celiaco	Vedi referto
AGA2	S GLIADINA IgG deamidata	"							Vedi referto
GLUCA	P-c GLUCAGONE	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	plasma congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Metabolismo glucidico	Vedi referto
G	P GLUCOSIO (glicemia)	Enzimatico-colorimetrico Roche c.6000 HK uv	3mL	Tappo VERDE				Metabolismo carboidrati	Vedi referto
GPP	P GLUCOSIO Post-prandiale	Enzimatico-colorimetrico	3 mL	Tappo VERDE	1 h dopo il pranzo	Dal Lunedì Al Venerdì		metabolimo carboidrati	Vedi referto
GLUPOC	GLUCOSIO CAPILLARE	striscia reattiva		puntura					
CURVA5	P GLUCOSIO CURVA 5 CAMPIONI (75 gr.)	Enzimatico-colorimetrico	2mL	Tappo VERDE	Un prelievo ogni 30'	Dal Lunedì Al Venerdì		Metabolismo carboidrati	Vedi referto
CURVA	P GLUCOSIO Curva Tre Campioni (75 gr.)	Enzimatico-colorimetrico	2mL	Tappo VERDE	base, dopo 60 dopo 120	Dal Lunedì Al Venerdì		Metabolismo carboidrati in gravidanza	Vedi referto
HBP	B Hb Patologiche	vedi prontuario SYNLAB	3,6 mL	tappo VIOLA	Al venerdì	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologie ematolog. congenite	Vedi referto
HCV	S HCV (Ab)	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	5 mL	Tappo ROSSO/BLU	Vedi epatite C	Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
HCVRNA	S-c HCV RNA	Vedi Prontuario SYNLAB							
HEP	S HELICOBACTER P. Ab	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia gastrica	Vedi referto

HERPE	S HERPES SIMPLEX 1 IgG IgM	Vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	1 o 2 Specificare		SYNLAB	herpes labbiale	Vedi referto
HERPE2	S HERPES SIMPLEX 2 IgG IgM	immunoenzimatica ELISA	5 mL	GIALLO Tappo	1 o 2 Specificare	Martedì		herpes genitale	Vedi referto
VARIE	S HERPES ZOSTER IgA-IgG-IgM	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	Tre anticorpi	Tre anticorpi	SYNLAB	Varicella	Vedi referto
VARG	S HERPES ZOSTER IgG	Vedi prontuario SYNLAB	"	"			"	Varicella progressa	"
VARM	S HERPES ZOSTER IgM	Vedi prontuario SYNLAB	"	Tappo ROSSO			SYNLAB	Varicella recente	Vedi referto
HIVE	S HIV Ab (1-2 anticorpi)	Chemiluminiscenza ECLIA Roche	5mL	Tappo BLU	Solo nell'interesse del C. Sempre consenso				Vedi referto
HIVC	S HIV (test di conferma)	Vedi prontuario Synlab	3mL	Tappo ROSSO	Fare secondo prelievo		SYNLAB		Vedi referto
HPRL	S HPRL (Prolattina)	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Funzione ipofisaria patol. Oncologica, sterilità	Vedi referto
HPRLM	S-c HPRL MACRO	vedi prontuario SYNLAB	3mL X3	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Funzione ipofisaria, patol. Oncologica, sterilità	Vedi referto
IGES	S IgE SPECIFICHE	Immunoblotting (Euroimmun)	5mL	Tappo GIALLO	VEDI LISTA allergeni				Vedi referto
IGES	S IgE TOTALI	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Allergia	Vedi referto
IGF1	S-c IGF 1 (Somatomedina C)	vedi prontuario SYNLAB	7mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
CIC	S IMMUNOCOMPLESSI CIC	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Glomerulonefriti, reumatol, Proc.infiamm.acuti e cronici	Vedi referto
FIS	S IMMUNOFISSAZIONE con dosaggio	Elettroforesi capillare e dosaggio in %	5mL	Tappo ROSSO	per la Neurologia (ricerca BANDE)TrentoTappo Giallo	Dal Lunedì Al Venerdì		Diagnosi C.M patologie immunoproliferative	Vedi referto
IMM	P IMMUNOGLOBULINE (Ig G, Ig A, Ig M)	immunoturbidimetria	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia infiammatoria immunitaria, gammapatia	Vedi referto
IgG4	S-c IMMUNOGLOB. <b>IgG4</b>	Vedi SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	Specificare quale IgG1- 2-3-4 Congelare	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto

PT	P INR tempo di protrombina	coagulativo	3mL	Tappo VERDE	riempire bene			Terapia anticoagulanti orali	Vedi refert
INSUC	P INSULINA CURVA	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo VERDE	dopo carico di glucosio	Dal Lunedì Al Venerdì		Metabolismo dei carboidrati	Vedi referto
ICA	S INSULA ICA Ab	Vedi prontuario SYNLAB	3ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			
ACINS	S-c INSULINA Ab	vedi prontuario SYNLAB	5 ml	tappo ROSSO	Inviare siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Diabete	
PT	P INR (TP)	coagulativo BCS	3mL	Tappo AZZURRO	riempire bene	Dal Lunedì Al Venerdì		Terapia Decumarolici	Vedi referto
LAC	P-c LAC ( Lupus anticoagulante	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo AZZURRO	Inviare plasma congelato	Dal Lunedì Al Venerdì		Trombosi Processi autoimmuni, APS	
LAMO	S LAMOTRIGINA	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO				Controllo terapia	
LAT	P LATTATO (acido lattico)	Vedi prontuario Synlab Vedi anche Emogasanalisi	3mL	Tappo VIOLA	inviare subito-separare plasma (congelare)	Può essere analizzato con emogasanalisi	SYNLAB	Alteraz.equilibrio acido base- Acidosi Lat. Ipcacapnia Sepsi	Vedi referto
LEGIO	S LEGIONELLA (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
LDH	S LDH (LAD)	Enzimatico-colorimetrico sec.la DGKC	3 mL	Tappo VERDE				Danno tessutale, neoplasie	Vedi referto
LEPTO	S LEPTOSPIROSI Ab	Vedi prontuario SYNLAB	5 mL	tappo ROSSO	IgG totali	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
LH	S LH	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo ROSSO/BLU		Dal Lunedì Al Sabato		Controllo asse ipofisi/gonadi	Vedi referto
LKMA	S L.K.M. Microsoma Ab	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Autoimmunità	Vedi referto
LPS	S LIPASI	Enzimatico-colorimetrico	3 mL	Tappo VERDE				Patologia pancreatica	Vedi referto
LIPO	S LIPOPROTEINA (a) Lp (a)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Dislipidemie rischio trombotico	Vedi referto
LIQUOR	LIQUOR (LCR)	Esame chimico fisico + eventuale ricerca batteriologia con PCR			1 provetta per es.chim-fis + 1 provetta sterile				
LISO	S LISOZIMA ( muramidasi)	Vedi prntuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Mielosi	Vedi referto
LISTE	S LISTERIA IgG	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo	IgG Totali	Dal Lunedì	SYNLAB		Vedi referto

				ROSSO		Al Venerdì			
LI	S LITIO	Vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Sabato	SYNLAB	Monitoraggio terapia	Vedi referto
LAC	P-c LUPUS anticoagulante	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo AZZURRO		“	“	Processi autoimmuni Trombosi APS	“
MG	S MAGNESIO	colorimetrico conclorofosfonazo	3 mL	Tappo VERDE	Litio Eparina	“	“	Patologia renale, epatica, diabetica, ipoparatiroidismo	Vedi referto
MANG	P MANGANESE	vedi prontuario SYNLAB	3ml	Tappo VERDE	Litio eparina	“	SYNLAB	tossicologia	Vedi referto
MB	S MEMBRANA BASALE Ab	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	cod4018 15euro		SYNLAB	autoimmunità	Vedi referto
META	B- METANOLO	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VERDE	inviare sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	intossicazione del metanolo	Vedi referto
LKMA	S- MICROSOMA (Ab) LKM	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ANTMIC	S MICROSOMIALI (Ab)	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	patologia tiroidea	Vedi referto
MIO	P MIOGLOBINA	Elettrochemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo VERDE				Infarto-marker precoce patologie muscolare	Vedi referto
AMA	S MITOCONDRI Ab (AMA)	IFA	5 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni	Vedi referto
EBV1	S MONONULEOSI completo	Immunoenzimatica	5mL	Tappo GIALLO	EBNA +VCA IgG IGM	Dal Lunedì Al Venerdì			“
EBV2	S MONONUCLEOSI EBNA IgG	Immunoenzimatica				una volta a settimana			“
EBV3	S MONONUCLEOSI VCA IgG IgM					“			“
PBD	S MONOTEST test rapido		3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Mononucleosi	Vedi referto
MORB	S MORBILLO IgG+IgM	Vedi prontuario Synlab		Tappo ROSSO			SYNLAB		“
MORBG	S MORBILLO IgG	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Infezione progressa	Vedi referto
MORBM	S MORBILLO IgM	“		“				Infezione recente	Vedi referto



MULLE	S MULLERIAN ormone Ab	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ASMA	S MUSCOLO LISCIO	IFA	3ml	Tappo GIALLO		Dal Lunedì al Venerdì		Processi autoimmuni Epatite autoimmune	Vedi referto
AMLA	S MUSCOLO STRIATO	Vedi prontuario Synlab	3ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni	Vedi referto
MUSK	S MUSK Ab	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	YNLAB		
MICHO	S MYCOPLASMA Ab	vedi prontuario SYNLAB	5mL	Tappo MARRONE		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
NSE1	S NSE	ECLIA ROCHE	3ml	Tappo ROSSO	Congelare subito	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore t. neuroblastoma e t. polmonare a piccole cellule	Vedi referto
NOR	P -c NORADRENALINA (Catec. plasmatiche)	Vedi prontuario Synlab	3 mL	Tappo	Congelare e inviare subito	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione	Vedi referto
OMO	P- OMOCISTEINA	Vedi prontuario Synlab	4 mL	Tappo AZZURRO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Rischio trombotico	Vedi referto
ABONCO	S ONCONEURONALI Ab	Neuro patologia B.Roma	4ml	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia Neurologica	Vedi referto
OSMO	S OSMOLARITA' SIER	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	squilibrio idroelettrolitico	Vedi referto
OSTEO	P-c OSTEOCALCINA		3 mL	K3 EDTA tappo VIOLA	Plasma congelato inviare subito	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PAP	S PAP-MARKER ACP PROSTATICA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologie prostatiche	Vedi referto
PARO	S PAROTITE IgG+IgM	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PAROG	S PAROTITE IgG	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PAROM	S PAROTITE IgM	“	“	“		“	“	“	“
PARVO	S PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgG- IgM)	vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PBD	S PAUL BUNNEL DAVIDHSON		3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Mononucleosi	Vedi referto
PEPT	S PEPTIDE C	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Diabete	Vedi referto

PERT	S PERTOSSE IgA-IgG- IgM	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PERTA	S PERTOSSE IgA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
PERTG	S PERTOSSE IgG	“	“	“			SYNLAB	Infezione progressa	“
PERTM	S PERTOSSE IgM	“	“	“			SYNLAB	Infezione recente	“
PLTAB	S PIASTRINE Ab	vedin prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	cod 2941 97euro	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		
PB	B PIOMBO	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VERDE	inviare s.intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Avvelenamento, esposizione	Vedi referto
PK	B PIRUVATOKINASI eritrocitaria	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VIOLA	inviare sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
K	P- POTASSIO	Potenzimetria indiretta	3ml	Tappo VERDE	Evitare emolisi			Equilibrio idroelettrico	Vedi referto
PREA	P PREALBUMINA	Colorimetrico-Cobas	3ml	Tappo VERDE					Vedi referto
PRI	S PRIMIDONE	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		monitoraggio terapia	Vedi referto
BNP	P PRO-BNP		3 mL		vedi BNP				Vedi referto
PCT	P PROCALCITONINA	Chemiluminiscenza ECLIA Cobas 6000	3 mL	Tappo VERDE		Test in urgenza		Sepsi batterica	Vedi referto
PROGE	S PROGESTERONE	Chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Ovulazione	Vedi referto
17OHP	S PROGESTERONE 17OH	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Pat. surrene e gonadi, inizio gravidanza	Vedi referto
HPRL	S PROLATTINA (HPRL)	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Funzione ipofisaria, patol.oncologica, sterilità	Vedi referto
HPRLM	S-c PROLATTINA macro	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	inviare siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	cod 7225 162euro	35 gg
PROC	P PROTEINA C (coagulazione)	BCS	3,6mL	Tappo AZZURRO	congelare il plasma	giovedì		Rischio trombotico	Vedi referto
APCR	P PROTEINA C att. RESISTENZA (APCR)	BCS	3,6mL	Tappo AZZURRO	congelare il plasma	Dal Lunedì Al Venerdì		Rischio trombotico	Vedi referto
PCR	S PROTEINA C- REATTIVA (PCR)	Immunoturbidimetrico COBAS C	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì al Sabato		Processi infiammatori	Vedi referto

PCRA	S PCR Alta Sensibilità	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	15,80 euro	Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Processi infiammatori Patologia cardiaca	Vedi referto
PROS	P PROTEINA S (coagulazione)	BCS	3,15mL	Tappo AZZURRO	Congelare subito il plasma			Rischio trombotico	Vedi referto
S-100	S PROTEINA S-100	Vedi S-100					SYNLAB		
EP	S PROTEINE FRAZIONI (Elettroforesi)	Elettroforesi capillare	5mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia epatica, renale infiammatoria immunitaria	Vedi referto
PROT	P PROTEINE TOTALI (proteinemia)	colorimetrico biureto	3mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Nefrosi, malnutrizione, disidratazione, immunopatie	Vedi referto
PT	P PROTROMBINA INR	coagulativo BCS	3,6mL	Tappo AZZURRO	Riempire bene mescolare	Dal Lunedì Al Venerdì		Coagulopatie, epatopatie, terapia dicumarolici	Vedi referto
PROVE	P PROVE CROCIATE	Solo al C. Trasfusionale		Tappo VIOLA (p.firmata)		C.T.		Trasfusioni	
TE	PROVE EMOGENICHE	Tempo di emorragia			Puntura lobo orecchio	Dal Lunedì al Venerdì		Coagulopatie	Vedi referto
PSA	P PSA	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	4mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale della prostata	Vedi referto
PSAL	P PSA-Free (libero)	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	4mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Marcatore tumorale della prostata	Vedi referto
PTH	S PTH PARATORMONE	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo GIALLO	anche Tappo marrone	Dal Lunedì Al Venerdì		metabolismo fosfo/calcio	Vedi referto
QUA	P QuantiFERON	Vedi prontuario SYNLAB	1ml x4	4 provette dedicate	Riempire bene le 4 provette fino al segno e mescolare x 10 volte	Dal lunedì al venerdì	SYNLAB	Infezione latente di TBC	Vedi referto
CU	S RAME (cupremia)	vedi prontuario SYNLAB	4 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia oncologica, epatica	Vedi referto
RAST	S RAST (ALLERGENI)	ImmunoBlotting (Euroimmun)	6 mL	Tappo GIALLO	VEDI LISTA allergeni	Dal Lunedì Al Venerdì		Allergie	Vedi referto
MARE	S RAST MIX MARE	vedi prontuario SYNLAB	3mL	tappo rosso	cod7584 10euro		SYNLAB		
ACETIL	S RECETTORI ACETILCOLINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			
ANTTSH	S RECETTORI TSH TBI	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Processi autoimmuni tiroidite	Vedi referto
REN	P-c RENINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	congelare, specificare posizione	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	ipertensione	Vedi referto

RENE	P-c RENINA 2 CAMPIONI	vedi prontuario SYNLAB	3 mL*2	Tappo viOLA	Orto clino	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione	Vedi referto
FELIX	S RICHETTSIOSI Ab	vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO	vedi WEIL-FELIX			tifo petecchiale	Vedi referto
RF	P RF (Fattore reumatoide)	immunturbidimetria	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Venerdì		Artrite reumatoide	Vedi referto
RET	B RETICOLOCITI	Contaglobuli DXH 800	3 mL	Tappo VIOLA	PROVETTA	Dal Lunedì Al Venerdì		Diagnostica delle anemie	Vedi referto
ROG	B RESISTENZA OSMOTICA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	s.intero NO prefestivi	Dal Lunedì Al Giovedì	SYNLAB	Emoglobinopatia	Vedi referto
FROT	F ROTAVIRUS	vedi prontuario SYNLAB	2 mL	Tappo ROSSO	Ricerca antigenica nelle feci	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ROSG	S ROSOLIA IgG	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	5 mL	Tappo BLU/ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
ROSM	S ROSOLIA IgM	“		“		“			“
AVIDIT	S RUBEAO AVIDITA'	Vedi prontuario Synlab	5ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Infezione recente o pregressa	Vedi referto
S-100	S S-100	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB 15 gg.	Marker melanoma	Vedi referto
SERO	S SEROTONINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Carcinoidi	Vedi referto
SHBG	S SHBG	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO	Dosaggio proteine leganti ormoni sessuali				
SIRO	P SIROLIMUS	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
NA	P SODIO (Na)	potenziometria indiretta	3 mL	Tappo VERDE					Vedi referto
IGF1	S-c Somatomedina C IGF1	vedi prontuario SYNLAB	5 mL	Tappo ROSSO	Inviare siero congelato	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Acromegalia, ecc. Marcatore tumorale	Vedi referto
STZ	S STEPTOZYNE	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
FT3	P T3 LIBERA FT3	Elettrochemiluminiscenza	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Diagnostica tiroidea	Vedi referto

FT4	P T4 LIBERA FT4	ECLIA Roche c. 6000 Elettrochemiluminiscenza	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Diagnostica tiroidea	Vedi referto
FK	B TACROLIMUS	Vedi FK							
TAS	P TAS Titolo antistreptolisinico	immunometria	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Malattie reumatiche	Vedi referto
TEO	S TEOFILLINA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	anche tappo VERDE	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Monitoraggio terapia	Vedi referto
TCD	P TEST DI COOMBS diretto	vedi centro trasfusionale	2 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Incompatibilità Rh	Vedi referto
TCI	P TEST DI COOMBS Indiretto	Agglutinazione	2 mL	Tappo VIOLA	Da inviare al CT se positivo con due provet. firmate (SYNLAB siero)	Dal Lunedì Al Venerdì		Incompatibilità Rh	Vedi referto
TESTO	S TESTOSTERONE	Elettrochemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo GIALLO		Dal Lunedì Al Venerdì		Funzionalità gonadica	Vedi referto
TESTOL	S TESTOSTERONE LIBERO	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
TETANO	S TETANO IgG	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo ROSSO					
TLC	B TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA Comp	Da inviare al Synlab di BS o Ematologia B.ROMA	3mL	Tappo VIOLA	Tipizzazione completa		SYNLAB B.ROMA		Vedi referto
TLS	B TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA Sing.	“	3mL	“	Specificare il tipo di tipizzazione singola		SYNLAB		“
TIR	S TIREOGLOBULINA	chemiluminiscenza Vedi prontuario Synlab	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore tumore tiroide	Vedi referto
ANTTIR	S TIREOGLOBULINA Ab	chemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3mL	Tappo BLU		Dal Lunedì Al Venerdì		Tiroidite	Vedi referto
TAS	P TITOLO (TAS) Antistreptolisinico Ab	immunoturbimetria	3 mL	Tappo VERDE				Malattie reumatiche	
TOPI	S-c TOPIRAMATO	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO	Congelare subito (senza gel)	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB 40 gg	Controllo terapia	Vedi referto
TOX	S TOXOPLASMA IgG+IgM	ElettroChemiluminiscenza ECLIA Roche	3mL	Tappo BLU/ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Infezione da Toxopl.	Vedi referto
TOXOG	S TOXOPLASMA IgG	ElettroChemiluminiscenza ECLIA Cobas Roche		Tappo BLU/ROSSO		“		Infezione pregressa	Vedi referto

TOXOM	S TOXOPLASMA IgM	ElettroChemiluminiscenza ECLIA Cobas Roche		Tappo BLU/ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Infezione recente controllo in gravida	Vedi referto
AVIDIT	S TOXOPLASMA AVIDITA'	Vedi prontuario Synlab	5ml	Tappo ROSSO	Specificare Avidità	Dal lunedì al Venerdì	SYNLAB	Infezione recente o pregressa	Vedi referto
TPA	S TPA	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Marcatore tumorale	Vedi referto
TPHA	S TPHA	emoagglutinazione passiva	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Sierologia LUE	Vedi referto
ANTTPO	S TPO (antitiroperossidasi)	ElettroChemiluminiscenza ECLIA Cobas Roche	3 ml	Tappo GIALLO		Dal lunedì al Venerdì		Patologia tiroidea	Vedi referto
TRANS	P TRANSFERRINA	immunoturbidimetria tina-Q	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Anomalie metaboliche ferro	Vedi referto
GLUT	S TRANGLUTAMINASI t-TG	immunoenzimatica ELISA	3 mL	Tappo GIALLO	IgA IgG	Dal Lunedì Al Venerdì		Intolleranza al glutine	Vedi referto
CDT	S TRANSFERINA desialat CDT	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Abuso di alcool	Vedi referto
TREG	S TREPONEMA PAL .IgG	vedi prontuario SYNLAB	3ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Sierologia LUE	Vedi referto
TREM	S TREPONEMA.PAL IgM	"							
TG1	P TRIGLICERIDI	Enzimatico colorimetrico	3 mL	Tappo VERDE		Dal lunedì al Venerdì		Dislipemie	Vedi referto
TRI	S-c TRIPSINA	Vedi prontuario Synlab	3ml	Tappo ROSSO	Siero congelato inviare subito	Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
TRIP	S-c TRIPTASI	vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo ROSSO	eseguibile in Germania	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	stati infiammatori stati allergici	Vedi referto (8 giorni)
TROPO	P TROPONINA	Elettrochemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000 (ultrasensibile)	3 mL	Tappo VERDE				Infarto miocardico	Vedi referto
TSH	P TSH	Elettrochemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Tireopatie	Vedi referto
ANTTSH	S TSH - Anticorpi Antirecettore (TBI)	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Tireopatie	Vedi referto

URIC	P URATO URICEMIA	Enzimatico-colorimetrico uricasi	3 mL	Tappo VERDE		Dal Lunedì Al Sabato		Gotta, nefropatie	Vedi referto
	VARICELLA	Vedi Herpes Zoster							
EBV1	S VCA IgG+ IgM	immunoenzimatica ELISA	3 mL	Tappo GIALLO				mononucleosi	Vedi referto
VDRL	S VDRL	flocculazione su vetrino RPR-bioMerieux	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Sierologia LUE	Vedi referto
VES	B VES	test1 microfotometro capillare	3,6 mL	Tappo VIOLA		Dal Lunedì Venerdì		Processi infiammatori	Vedi referto
WW	S VIDAL - WRIGHT	agglutinazione diretta	3 mL	Tappo MARRONE		Dal Lunedì Al Venerdì		infezioni. Tifoidi Brucellosi	Vedi referto
VNESA	S VIRUS NEUROTROPI Ab	V. Microbiologia B.Trento	3 ml	Tappo ROSSO	Siero	Dal Lunedì Al Venerdì	Microbiologia BT		Vedi referto
VTA	P-c VITAMINA A al buio	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	Plasma congelato al buio	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Deficit vitamina A	V edi referto
B1	B-c VITAMINA B1 al buio	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VIOLA	Sangue intero congelato al buio	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
B2	B-c VITAMINA B2 al buio	Vedi prontuario SYNLAB	3mL	Tappo VIOLA	come vit. B1				
B6	P-c VITAMINA B6 al buio	Vedi prontuario SYNLAB		Tappo VIOLA	Plasma o siero congelato al buio	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
B12	S VITAMINA B12	ElettroChemiluminiscenza ECLIA Roche c. 6000	3 mL	Tappo ROSSO				Anemia carenziale	Vedi referto
VITD	S VITAMINA – D	ECLIA Roche	3 mL	Tappo GIALLO				Deficit vitamina D - Terapia	Vedi referto
VITD 1,25	S VITAMINA D 1,25 diidrossi	Vedi prontuario SYNLAB	3 ml	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		
VTC	P-c VITAMINA C al buio	Vedi prontuario SYNLAB	3 ml	Tappo VIOLA	Plasma o siero congelato al buio	Dal Lunedì Al Venerdì			
VITE	P-c VITAMINA E al buio	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo VIOLA	Plasma congelato al buio	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Deficit vitamina E	Vedi referto
WR	S WALER - ROSE	emoagglutinazione passiva	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì		Artrite reumatoide	Vedi referto
FELIX	S WEIL - FELIX	vedi prontuario SYNLAB	3 mL	Tappo ROSSO		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	tifo petecchiale- rickettsiosi	Vedi referto

ZI	P ZINCO	vedi prontuario SYNLAB		Tappo VERDE	anche tappo ROSSO	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ZP	B ZINCOPROTOPOR- -FIRINA	vedi prontuario SYNLAB		Tappo VERDE	Inviare sangue intero	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Anemia in gravidanza, porfiria, esposizione al piombo	Vedi referto
<b>cod.</b>	<b>ESAME</b>	<b>METHOD</b>	<b>PREL.</b>	<b>CONTENITORI</b>	<b>MODALITA'</b>	<b>ESECUZIONE</b>	<b>SEZIONE</b>	<b>INDICAZIONI</b>	<b>VALORI DI RIFERIM.</b>
<b>URINE</b>						Per le URINE 24 H indicare sempre la diuresi - mescolare ed inviare un campione- Se richiesto acidificare prima della raccolta anche con acido muriatico			
U17	U 17 CHETOSTEROIDI	vedi prontuario SYNLAB	Ur.24 h	Contenitore urine 24h inviare un campione	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Endocrinopatia	Vedi referto
UCHET	U ACETONE/CHETONI ( chetonuria )	striscia reattiva con nitro-prussiato sodico e glicina Roche	Estemp	Provetta da 10 mL		Dal Lunedì Al Venerdì		Diabete, digiuno, febbre	Vedi referto
UA5H	U AC.5-OH- INDOLACETICO (HIAA)	vedi prontuario SYNLAB	Ur. 24 h	5ml HCl nel contenitore inviare 10 ml	indicare diuresi urine 24 h acidificate	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	ipertensione da carcinoide	Vedi referto
UMA	U ACIDO VANILMANDELICO	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Acidificare con 5 ml HCl nel contenitore	Indicare diuresi urine 24 h acidificate	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	ipertensione	
ADDIS	U ADDIS (conta di)	ricerca microscopica in camera di Burkner	Ur. 24 h	Provetta da 10 ml	Indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì			Vedi referto
MICRO	U ALBUMINURIA ( microalbuminuria)	turbidimetrico Roche c,6000	Ur. Del mattino Estemp	inviare un campione	meglio urine del mattino	Dal Lunedì Al Venerdì		Funzionalità renale nel diabete. ipertensione	Vedi referto
UALDO	U ALDOSTERONE	vedi prontuario SYNLAB	Ur. 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	ipertensione, iper/ipo-surrenalismo	Vedi referto
UDPD	Ur DESOSSIPIRIDOLINA (DPD)	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h Estemp	inviare un campione anche su urine del mattino	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	metabolismo osseo	Vedi referto
UAMY	U AMILASURIA	Enzimatico-	Ur. 24 h	inviare un campione	indicare	Dal Lunedì		Pancreatite	



		colorimetrico IFCC	Estemp		diuresi	Al Venerdì			Vedi referto
UA	U AZOTO UREICO AZOTURIA	Enzimatico- colorimetrico ureasi	Ur. 24 h	Contenitore urine 24 h inviare un campione	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia renale	Vedi referto
UCA	U CALCIO	colorimetrico con o-cresoltaleina	Ur. 24 h	Urine 24 h acidificate 5ml HCl nel	Indicare diuresi inviare 10 ml	Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia renale, alterazioni metabolismo del calcio	Vedi referto
UCALC	U CALCOLI	vedi prontuario SYNLAB	Calcolo	Provetta urine Vasetto plastica		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Calcolosi vie Urinarie	Vedi referto
UCAT	U CATECOLAMINE Urine 24 h acidificate	vedi prontuario SYNLAB	Ur. 24 h Acidificate	5 ml HCl nel contenitore urine 24 h	Indicare diuresi inviare 10 ml	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
UCL	U CLORO	indiretta potenziometria	Ur. 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì		Equilibrio idro/elettrolitico	Vedi referto
UCOPRO	U COPROPORFIRINE	vedi prontuario SYNLAB	Ur. 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Contenitore avvolto con carta scura. ind. diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Porfiria	Vedi referto
UCORTI	U CORTISOLO	vedi prontuario Synlab	Ur. 24 h	Contenitore urine Acidificate inviare 10 ml	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione (Cushing)	Vedi referto
UCR	U CREATINURIA 24 h	colorimetrico Jaffé	Ur. 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Indicare diuresi. Per clearance anche prelievo	Dal Lunedì Al Venerdì		Funzionalità renale	Vedi referto
UCRM	U CREATUNURIA mattino	"	Urine early morning	cod.6071	per calcolo ACR			Funzionalità renale	"
UCROMO	U CROMO	vedi prontuario SYNLAB	Estemp.	Provetta da 10 mL	IT-FT	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Esposizione	Vedi referto
DROGS	U DROGHE	vedi Sreening droghe				Per appuntamento			
UF	U FENOLI	v.prontuario SYNLAB	Estemp.	Provetta 10 ml	inizio turno (IT) fine turno (FT)	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Tossicologia	Vedi referto
UFL	U FLUORO	vedi prontuario SYNLAB	Estemp.	Provetta da 10 mL	IT-FT	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Esposizione	Vedi referto
UFOS	U FOSFORO Urine 24 h acidificate	colorimetrico Con molibdato UV	Ur 24 h	+ 5 mL HCl nel contenitore 24 h	indicare diuresi inviare un campione	Dal Lunedì Al Sabato		Metabolismo Ca/P patologia renale	Vedi referto
UG	U GLUCOSIO	striscia reattiva gucosio- -ossidasi/perossidasi	Estemp.	Provetta da 10 mL urine del mattino		Dal Lunedì Al sabato		Diabete, patologia renale	Vedi referto
UG24	U GLUCOSIO24h urine 24 h	Enzimatico- colorimetrico	Ur 24 h	contenitore urine 24 h inviare un campione	Mescolare bene indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì		Diabete, patologia renale	Vedi referto

TIG	U HCG - (qualitativo.) (test gravid.)	card sensibilità: 25mIU/ml	Estemp.	Provetta da 10 mL	meglio prime urine del mattino	Dal Lunedì Al Venerdì		Test di gravidanza	Vedi referto
UIDRO	U IDROSSIPROLINA	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	contenitore urine 24 h inviare un campione	indicare diuresi	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia ossea	Vedi referto
UFIS	U IMMUNOFISSAZIONE urinaria	Vedi prontuario SYNLAB	Ur 24H	inviare provetta 10 mL		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB		Vedi referto
ULIS	U LISOZIMA	solo a Borgo Roma	Ur 24 h Mattino	contenitore urine 24 h anche fresche	Mescolare bene Inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì		Proteinuria tubulare	Vedi referto
ULI	U LITIO	colorimetrico	Ur 24 h	contenitore urine 24 h	Mescolare bene Inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì		Monitoraggio terapia	Vedi referto
UMG	U MAGNESIO	vedi prontuario SYNLAB		contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Mescolare bene Inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia ossea e metabolismo Calcio/Fosforo	Vedi referto
UMETA	U METANOLO	v.prontuario Synlab							
UMETAN	U METANEFRINE Urine 24 h acidificate	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h acidificare	Acidificare con 5ml acido muriatico Hcl	Mescolare bene Inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione, insufficienza midollare surrenale	Vedi referto
MICRO	U MICROABUMINURIA urine del mattino	immunoturbidimetrico	Estemp.	provetta 10 ml	Consigliato urine del mattino			Diabete Patologie renali	Vedi referto
UNOR	U NORMETANEFRINE Urine 24 h acidificate	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h acidificate	Acidificare con 5ml acido muriatico Hcl	Mescolare bene Inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Ipertensione, insufficienza midollare surrenale	Vedi referto
UOSMO	U OSMOLALITA'	vedi prontuario SYNLAB	estemp.	inviare provetta 10 ml.	meglio prime urine del mattino	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Disordini idro-elettrolitici	Vedi referto
UPB	U PIOMBO	vedi prontuario SYNLAB	Estemp.	Provetta da 10ml	inizio turno IT fine turno FT	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Esposizione ed avvelenamento	Vedi referto
UPORFIT	U PORFIRINE TOTALI	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Recipiente scuro o protetto dalla luce	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Porfiria	Vedi referto
UPORFO	U PORFOBILINOGENO	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Recipiente scuro o protetto dalla luce	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Porfirie	Vedi referto
UPROT	U PROTEINURIA		Ur 24 h	Contenitore urine 24 H inviare 10 ml	Indicare la diuresi 24h				

UK	U POTASSIO	potenziometria indiretta	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h	Mescolare bene inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì		Equilibrio idro- -elettrolitico	Vedi referto
UBJ	U PROTEINE Bence- Jones (Catene K- Lambda)	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Provetta da 10 mL	richiedere catene Leggere	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Gammapatia	Vedi referto
EPU	U PROTEINE FRAZIONI (Elettroforesi urinaria)	vedi prontuario SYNLAB	U 24 h	Provetta da 10 mL		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Patologia renale	Vedi referto
UPROT	U PROTEINE URINARIE TOTALI (PROTEINURIA)	turbidimetrico con benzetonio cloruro	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h provetta 10 ml	Vedere procedura per raccolta urine delle 24 H	Dal Lunedì Al Venerdì		Glomerulopatie	Vedi referto
DROGS	U SCREENING DROGHE D'ABUSO (med.lavoro)	v.di prontuario SYNLAB	TRE campioni sigillati e firmati	v. procedure assenza tossicodipendenza	Vedi procedura SYNLAB	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Medicina Del lavoro	Vedi referto
DROGC	test di conferma droghe		3° campion.	per singola droga					
UNA	U SODIO	potenziometria indiretta	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h	Mescolare bene inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì		Equilibrio idro- elettrolitico	Vedi referto
U17	U STEROIDI (17 CHETOSTEROIDI)	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h	Mescolare bene inviare un campione	Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Endocrinopatie	Vedi referto
UURIC	U URATO (URICURIA)	Enzimatico- colorimetrico uricasi	Ur 24 h o MATTINO	Contenitore urine	Mescolare bene inviare un campione	Dal Lunedì al Venerdì		Gotta, nefropatie	Vedi referto
U	U URINE (Es. Standard)	Aution Max/Sedimax	Estemp.	Provetta da 10 mL tappo Bianco	urine del mattino	Dal Lunedì al Venerdì		Patologia vie urinarie	Vedi referto
UPORFI	U UROPORFIRINE	vedi prontuario SYNLAB	Ur 24 h	Contenitore urine 24 h inviare 10 ml	Recipiente scuro protetto dalla luce	Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Porfiria	Vedi referto
UZI	U ZINCO	vedi prontuario SYNLAB	Estemp.	Provetta da 10mL tappo Bianco	inizio fine turno ( IT-FT )	Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB	Malnutrizione, Down, carcinomatosi,tossicologia	Vedi referto

cod.	ESAME	METOD	PREL.	contenitore	MODALITA'	ESECUZIONE	SEZIONE	INDICAZIONI	VALORI DI RIFERIM.
<b>ALTRI MATERIALI</b>									
FECI (F) - LIQUIDO AMNIOTICO (La) - LIQUIDI BIOLOGICI (Lb) - LIQUOR (Lq)- DRENAGGI (D) - CALCOLI									
	La ALFA-FETO-PROTEINA		Estemp.	Provetta da 10 mL	su liquido amniotico	Dal Lunedì Al Venerdì		Rischio tubo neurale fetale	
AMYD	Lb AMILASI Drenaggio non specificato		Estemp.	Provetta da 10 mL delle urine	Drenaggi liquidi biologici	Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	Vedi referto
AMYD	Lb AMILASI Drenaggio non specificato		Estemp.	Provetta da 10 mL delle urine	Drenaggi liquidi biologici	Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	Vedi referto
ADD	D AMILASI DRENAGGIO DX PANCREATICO			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
ADS	D AMILASI DRENAGGIO SN PANCREATICO			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
ADDS	D AMILASI DRENAGGIO DX sup			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
ADDI	D AMILASI DRENAGGIO DX inf			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
ADSS	D AMILASI DRENAGGIO SN sup			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
ADSI	D AMILASI DRENAGGIO SN inf			"		Dal Lunedì Al Sabato		Patologia pancreatica	
BANDEL	Lq BANDE MONOCLONALI del LIQUOR		Estemp.	Provetta in vetro da 10 mL	su liquor (2-3 ml)	Dal Lunedì al Venerdì	BORGO TRENTO	Patologia infiammatoria encefalo/rachide	Vedi referto
	La BILIRUBINA		Estemp.	Provetta da 10 mL	su liquido amniotico	Dal Lunedì Al Venerdì		Indice rischio fetale	Vedi referto
BORLIQ	Lq ANTI BORRELIA		Estemp.	Ampione congelato per SYNLAB	su liquor (2-3 ml)	Dal Lunedì al Venerdì	Microbiologia B.TRENTO o SYNLAB-BS	Patologia infiammatoria encefalo/rachide	
UCALC	CALCOLI URINARI/BILIARI Esame chimici-fisico	Vedi prontuario SYNLAB		In provetta urine		Dal Lunedì al Venerdì	SYNLAB		

ELAS	F ELASTASI PANCREATICA	Vedi prontuario SYNLAB		contenitore feci una noce					
FECI	F FECI (Es. STANDARD) POTERE DIGESTIVO	"	Estemp.	contenitore per feci(una noce) Fornito dal laboratorio		Dal Lunedì Al Venerdì	SYNLAB	Malassorbim--ento, infestazioni	Vedi referto
				una noce					
PTAU	PROTEINA TAU SU LIQUOR		Estemp.	Provetta da 10 mL sterile t.rosso	su liquor (2-3 ml)	Dal Lunedì al Venerdì	Neuro patologia BR	Patologia encefalo/rachidiana	Vedi referto
P1433	PROTEINA 14-3 3 LIQUOR		Estemp.	Provetta da 10 mL sterile t.rosso	su liquor (2-3 ml)	Dal Lunedì al Venerdì	Neuro patologia BR	Patologia encefalo/rachidiana	Vedi referto
FROT	Fc ROTAVIRUS nelle feci	vedi SYNLAB		una noce					
SO	Sangue occulto Fecale ( SOF )	Immunologico	vedi documento informativo	contenitore speciale Fornito dal Laboratorio		Dal Lunedì Al Venerdì		Sospetta perdita di sangue dal tratto gastro-intestinale	Vedi referto
SPER	SPERMIOGRAMMA	vedi documento informativo		Per inf. D.ssa DUSI		Solo su appuntamento		Fecondazione	Vedi referto
VERS	Lb VERSAMENTI LIQUIDI BIOLOGICI (ES. STANDARD)		Estemp.	Provetta da 10 mL	Esame chimico-fisico	Dal Lunedì Al Venerdì		Patologia infiammatoria o neoplastica	Vedi referto
VNELI	VIRUS NEUROTROPI Ab nel LIQUOR		Estemp.	Provetta in vetro da 10 mL Tappo Biianco	su liquor (2-3 ml)	Dal Lunedì al Venerdì	Microbiologia B.TRENTO	Patologia infiammatoria encefalo/rachide	Vedi referto

cod.	ESAME	METODO	CONTENITORE	GERMI ISOLATI	SU RICHIESTA	germi non ricercati	T.A.T
<b>BATTERIOLOGIA</b>							
AL	ALTRA LOCALIZZAZIONE			dipende dal sito di infezione (vedi legenda)			risposta in 3-5 gg
BKC	BK ESAME COLTURALE		Broncoaspirato / espettorato		Micobatteri* Solo a B.Trento		Risp. dopo 40 gg per culturale
BKM	BK ESAME MICROSCOP				"		Telefonica se POSITIVO
BR	BRONCO ASPIRATO		sterile tappo ROSSO	legenda A			risposta in 3-5 gg
COPRO	COPROCOLTURA		Una piccola noce su un cucchiaino in contenitore sterile. tampone per i neonati	Legenda G	ROTA+ADENOVIRUS PARASSITI -Synlab-	CLOSTRIDI coltura* VIBRIONI* YERSINIE	risposta in 3-5 gg
FCLOST	CLOSTRIDIUM TOSSINA A/B	test rapido	feci fresche (ENTRO 2 ORE)				Risposta in giornata
EMO	EMOCOLTURE		due flaconi per AEROBI e ANAEROBI scrivere sul contenitore ora e data del prelievo	legenda D,F			risposta in 3-7 gg
ESCRE	ESCREATO		Contenitore sterile tappo Rosso a vite	legenda A	BK solo a B.Trento		risposta in 3-5 gg
FHEP	HELICOBACTER PYLORI nelli feci		Contenitore per feci (una piccola noce sul cucchiaino)				risposta in giornata Risposta in giornata
ULEGIO	LEGIONELLA nelle urine	Test rapido	Urine fresche				
MICETI	MICETI DERMATOFITI ASPERGILLI		Prelievo in Laboratorio su Cute - Unghie - Peli - Capelli Da seminare direttamente su due piastre dedicate		SYNLAB		Risposta 20 gg
DAD	LIQUIDI DI DRENAGGIO ADDOMINALE ASCITICO PERITONEALE		Contenitore sterile Tappo ROSSO a vite	legenda E,F			risposta 3-5 gg
DB	LIQUIDO DI DRENAGGIO BILIARE			legenda E,F			risposta 3-5 gg
DPD	LIQUIDO DI DRENAGGIO PANCREATICO- DX-			legenda E,F			risposta 3-5 gg
DPS	LIQUIDO DI DRENAGGIO PANCREATICO -SN-			legenda E,F			risposta 3-5 gg

DPL	LIQUIDO DI DRENAGGIO PLEURICO			legenda A			risposta in 3-5 gg
DPO	LIQUIDO DI DRENAGGIO POLMONARE			legenda A			risposta in 3-5 gg
DS	LIQUIDO DI DRENAGGIO SINOVIALE			legenda E,F			risposta in 3-5 gg
LIQUOR	LIQUOR (LCR) Con biologia molecolare su richiesta motivata	Microscopico +Biologia molecolare.pcr	Due provette. Una sterile dedicata alla PCR	Vedi pannello patogeni ricercati -Film Array-	Da inviare immediatamente previo avviso laboratorio DUE PROVETTE se con PCR	Patologia encefalo/rachidiana	Risposta entro 1.30 H
LIQ	LIQUOR ESAME COLTURALE		Provetta sterile	legenda E,F			risposta in 3-7 gg
CAT	PUNTA di CATETERE		Contenitore Sterile tappo ROSSO	Legenda E,F			risposta in 3-5 gg
FPARA	PARASSITI INTESTINALI		Noce su cucchiaino in contenitore sterile.Scotch test per ossiuri		da inviare SYNLAB		
	PARASSITA MALARICO	Ricerca microscopica	Emocromo prelevato durante rialzo febbrile		Si consiglia inviare il P. al centro M. Tropicali NEGRAR		
ABGN	PUS - FERITE VERSAMENTI DRENAGGI		Raccolta materiale con tampone con terreno tappo BLU o in contenitore sterile specificare tipo di materiale	legenda E,F		YERSINIE*	risposta in 3-5 gg
ABGN	Tampone AURICOLARE		T. con TERRENO tappo BLU	legenda A			risposta in 3-5 gg
TAC	Tampone CUTANEO per ASCESSO			legenda E,F			risposta in 3-5 gg
TCU	Tampone CUTANEO generico			legenda E			risposta in 3-5 gg
TCE	Tampone CERVICE Utero		con TERRENO t. ARANCIONE	legenda B			risposta in 3-5 gg
TCLAEC	T. cervicale per Clamidia		t. senza terreno t. ARANCIONE				risposta in giornata
TMICOC	T. cervicale per Mycoplasma		t. senza terreno t. ARANCIONE				risposta in 48 h
TFN	Tampone FARINGEO		T. con TERRENO tappo BLU	legenda A			risposta in 3-5 gg
TFR	Tampone FARINGEO RAPIDO	Test rapido	T. senza terreno tappo BIANCO	S.pyogenes			risposta in giornata
TFC	Tampone FERITE CHIRURGICHE			legenda E,D			risposta in 3-5 gg
TFT	Tampone FERITE TRAUMATICHE						
TNN	Tampone NASALE		T. con TERRENO tappo BLU	legenda A		PERTOSSE* DIFTERITE*	risposta in 3-5 gg
ABGN	Tampone OCULARE			legenda D			risposta in 3-5 gg
TAO	Tampone OSSEO			legenda E,F			risposta in 3-5 gg
TR	Tampone RETTALE		T. con TERRENO Tappo BLU	v. coprocultura			
TR	tampone RETTALE PER CRE		T.con TERRENO Tappo BLU	Enerobatteri produttori di carbapenemasi			risposta in 24-48 h

TUP	Tampone ULCERA PIEDE		T. con TERRENO tappo BLU	legenda E			risposta in 3-5 gg
TUE	Tampone ULCERA Extra piede		T. con TERRENO tappo BLU	legenda E			risposta in 3-5 gg
TU	Tampone URETRALE		t.piccolo con TERRENO Arancio	legenda B			risposta in 3-5 gg
TCLAEU	T. Uretrale per Clamidia		t.piccolo senza terreno T.Arancio				risposta in giornata
TMICOU	T. uretrale per Mycoplasma		t.piccolo senza terreno T.Arancio				risposta in 48 h
TVN	Tampone VAGINALE		T. con TERRENO Tappo BLU +striscio +provetta con fisiologica	legenda B		GARDENELLA*	risposta in 3-5 gg
TCLAEV	T. Vaginale per Clamidia		t. senza terreno tappo BIANCO				risposta in giornata
TMICOV	T. vaginale per Mycoplasma		t. senza terreno tappo BIANCO				risposta in 48 h
FCLOST	TOSSINA A/B clostridium	test rapido	feci fresche (ENTRO 2 ORE)				Risposta in giornata
URO	URINOCOLTURA		Contenitore sterile(raccolta del mitto medio) per neonati raccoglitore speciale	legenda C		B.K. DIRETTO E COLTURALE* solo all' O C B.Trento	risposta in 2-4 gg
UROC	URINOCOLTURA da CATETERE			legenda C			risposta in 2-4 gg
ULEGIO	RICERCA ANTIGENE LEGIONELLA		Contenitore sterile	Antigene legionella pneumophila:			risposta in giornata

NB

LA RACCOLTA DEI CAMPIONI RAPPRESENTA UN PASSAGGIO CRUCIALE PER UN CORRETTO ISOLAMENTO DEI MICROORGANISMI. SI SOSTIENE CHE IL PRELIEVO DETERMINA OLTRE IL 50% DEL DESTINO DELLE INDAGINI MICROBIOLOGICHE; PERTANTO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE PROCEDURE PER IL PRELIEVO E PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI.

\*solo a borgo trento



Legenda A: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, S.maltophilia, Ac.baumannii, S.pneumoniae, S.betaemolitici, H.influenzae, N.meningitidis, M.catarrhalis, S.aureo, lieviti, Aspergillus spp; (ricerca su broncoaspirati, escreti e materiali associati)

Legenda B: T.vaginalis (tam.vaginale), N.gonorrhoeae, S.agalactiae, S.gruppo A, S.aureus, Enterococchi, Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, H.influenzae-parainfluenzae, C.albicans, C.species not albicans; (ricerca su genitali e campioni associati)

Legenda C: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, S.aureus, S.coagulasi negativi, Enterococchi, C.albicans, C.species not albicans, S.betaemolitici; (ricerca su urine)

Legenda D: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, S.aureus, S.coagulasi negativi, S.pneumoniae, S.alfa -beta-emolitici, Haempphilus spp., N.meningitidis, Enterococchi, C.albicans, C.species not albicans, Apergillus spp, specie Actinomyces (ricerca su emocolture, liquor)

Legenda E: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, S.aureus, S.coagulasi negativi, S.pneumoniae, S.alfa -beta-emolitici, Haempphilus spp, Enterococchi, C.albicans, C.species not albicans, Apergillus spp, specie Corynebacterium, specie Actinomyces. (ricerca su ascessi ossei, ulcere, ferite profonde, drenaggi pancreatici-addominali)

Legenda F: Anaerobi (emocolture, liquor, ascesso osseo, ferite profonde e drenaggi)

Legenda G: Salmonella spp, Shighella, Campylobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, C.albicans, c.species not albicans, S.aureus ( coprocoltura)

*Pannello "Film Array" (PCR): E.coli, H.nfluenzae, Listeria monocitogenes, N.meningitidis, S.agalactiae, S.pneumoniae, Cytomegalovirus, Enterovirus, Herpes simplex 1 e 2, Human herpesvirus 6, Human parechovirus, Varicella zostervirus*

## PROCEDURE PER PRELIEVI IN PEDRIATRIA

### SOLO EMOCROMO

- usare microprovette tappo ROSA
- raccogliere alcune gocce dal tallone o alluce
- riempire almeno fino al segno 250 microL
- mescolare dopo ogni goccia raccolta

### SOLO BILIRUBINA.

- usare microprovette tappo ROSA o VERDE
- raccogliere alcune gocce dal tallone o alluce
- riempire fino al segno 500 microL
- mescolare dopo ogni goccia raccolta

### GLICEMIA+( o BILIRUBINA, o TRANSAMINASI o PCR )

- come sopra

### GLICEMIA+BILI+Ca +TRANSAMINASI+PCR ed eventuali altri esami

- usare provetta normale con tappo VERDE
- sono necessari circa 2 ml di sangue

### COAGULAZIONE

- usare provette con tappo AZZURO (piccole)
- non disperdere l'anticoagulante togliendo il tappo
- riempire bene fino al segno
- mescolare immediatamente

*per esami diversi o per più esami è sempre possibile utilizzare le provette normali secondo il prontuario*