 PEDERZOLI	Laboratorio Analisi – Ospedale Pederzoli Manuale della qualità (MQ) ELENCO ESAMI/ PRONTUARIO	Rev. Nr. 10 Marzo 2022
---	---	---------------------------

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
17OHP-7036	17-Alfa-OH Progesterone	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare e separare 2-8 °c
17OHP-7037	17-Alfa-OH Progesterone Dosaggi Seriat	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare e separare 2-8 °c
U17CH-7358	17-Chetosteroidi Urine 24h	Cromatografico Colorimetrico	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-627	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
ACE-7497	A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)	Enzimatico-Uv	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-267	No	3	
ACI-781	Acidi Biliari (TBA)	Enzimatico	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	Si	1	
UA5H-6207	Acido 5-OH Indolacetico Urine 24h	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-631	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
UACF-6231	Acido Formico Urine Inizio Turno	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-728	No	7	Vedi istruzioni SynLab
VALP-9012	Acido Valproico (Dpa,Depakin,Valproato,Dipropilacetato)	Immunoenzimatica	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Accordo	1	Centrifugare entro 30 min
VMA-6202	Acido Vanilmandelico Urine 24h	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-629	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
UCRM-6071 ALBU-843	ACR (Rapporto Albumina/Creatinina)	Colorimetrico (Jaffé)	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	Si	1	Per calcolo acr-associare sempre richiesta ALBU-843 UCRM-6071
ACTHM-7212	ACTH Mattino (Corticotropina)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Indicare ora del prelievo. Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
ACTHP-7212	ACTH Pomeriggio (Corticotropina)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Indicare ora del prelievo. Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata
ACTHS-7212	ACTH Sera (Corticotropina)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Indicare ora del prelievo. Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata
ADRE-7430	Adrenalina -Noradrenalina (Catecolamine Plasmatiche)	Hplc	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Syn-7870	No	10	Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.
UADRE-6196 UNOR-6197	Adrenalina-Noradrenalina Urine 24h	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-787	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
UCAT-6195	Adrenalina-Noradrenalina Urine 24h (Catecolamine Urinarie)	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-787	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
ALB-840	Albumina	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
ALBU-843	Albumina (Microalbuminuria) Urine	Turbidimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
ALD-1060	Aldolasi	Enzimatico-Uv	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-303	No	3	
ALDC1-7363	Aldosterone (Clinostatismo)	Chemiluminescenza	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Si esegue il prelievo dopo 1 ora in clinostatismo
ALDOO1-7362	Aldosterone (Ortostatismo)	Chemiluminescenza	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Si esegue il prelievo dopo 1 ora in ortostatismo
UALDO-6194	Aldosterone Urine 24h	Chemiluminescenza	Provetta urine 10 ml+Acido Borico	Urine 24h+Acido Borico	Syn-625	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
UAMY-6200	Alfa Amilasi Urine	Enzimatico-Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
ATRIP1-3961	Alfa-1 Antitripsina	Nefelometria	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
AFP-7470	Alfa-1 Fetoproteina	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
MP-3600	Alfa-1 Glicoproteina	Immunoturbidimetria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-105	No	3	
A2M-3605	Alfa-2 Macroglobulina	Immunonefelometria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn -1311	No	3	
ALP-980	ALP (Fosfatasi Alcalina)	Enzimatico-Colorimetrico IFCC	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
ALT-1010	ALT (Alanina Aminotransferasi, GPT)	Enzimatico-Colorimetrico IFCC	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
AMA-4030	AMA (Anticorpi Anti Mitocondri)	Immunofluorescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
MULLE-0103	AMH (Ormone Anti-Mulleriano)	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata
AMYD-1281	Amilasemia Liquido Drenaggio	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
AMY-1280	Amilasi	Enzimatico-Colorimetrico IFCC	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
AMYP-1283	Amilasi Pancreatica	Enzimatico-Colorimetrico IFCC	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
AMIO-9004	Amiodarone Metabolita	Lc/Ms	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6250	No	10	
AMMO-1700	Ammonio	Enzimatico	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	Si	1	Mantenere refrigerato e inviare rapidamente al laboratorio
ADDI-1287	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Dx Inferiore)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
ADDS-1286	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Dx Superiore)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
ADD-1284	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Dx)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
ADSI-1289	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Sx Inferiore)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
ADSS-1288	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Sx Superiore)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
ADS-1285	Amylasi Drenaggio Pancreatico (Sx)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
ANA-4020	ANA (Anticorpi Anti Nucleo)	Immunofluorescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
VANAM-8086	ANA Miopatie	Immunoblot	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
VANA-8085	ANA Profilo	Immunoblot	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
VANAB-8087	ANA Profilo Dfs70	Immunoblot	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
ANCA1-4034	Anca Anticorpi Anti Citoplasma Granulociti Neutrofili (Anti Proteinasi 3- Anti Mieloperossidasi)	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
ANDROG-7311	Androstenediolo Glucoronide	Ria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1485	No	10	
ANGIO-1614	Angiotensina	Ria	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA Congelato	Syn-6241	No	20	Separare e congelare
MAG-9513	Anti MAG (Glicoproteina Mielina Associata)	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1584	No	15	Separare e congelare se non inviate in giornata
ANTIS-9510	Antiantigeni Superficie		Tappo GIALLO 3mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
ACETIL-7203	Antic. Anti Recettore Nicotinico Muscolare	Ria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-643	No	10	
TCI-3360	Anticorpi Anti Eritrociti (Test Di Coombs Indiretto)	Ortho	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	2	Due provette firmate
GAD1-9503	Anticorpi Anti Gad 65	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	Congelare se non fatto in giornata

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
GANGS-9511	Anticorpi Anti Gangliosidi Profilo Completo IgG+ IgM	Immunodot	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1942	No	10	
AGAA-4015	Anticorpi Anti Gliadina IgA Deamidata	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	15	
AGAG-4016	Anticorpi Anti Gliadina IgG Deamidata	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	15	
HERPE-7630	Anticorpi Anti Herpes Simplex 1 (IgG, IgM)	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-156	No	15	
HERPE2-7631	Anticorpi Anti Herpes Simplex 2 (IgG, IgM)	Immunoenzimatica	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	15	
ICA-7403	Anticorpi Anti Insula Pancreatica (ICA)	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-125	No	5	
ACINS-7402	Anticorpi Anti Insulina	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6522	No	5	Separare e congelare
ANTMIC-7132	Anticorpi Anti Microsomiali	Ria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1374	No	5	
OVAIO-7457	Anticorpi Anti Ovaio Ig Totali	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-834	No	10	
ANTSH1-7141	Anticorpi Anti Recettori TSH (TRAB)	Trace	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	10	Separare e congelare
CO19-3622	Anticorpi Anti Sars-Cov2 (IgG e IgM Proteina N (Nucleocapside))	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
IGGCOV-3623	Anticorpi Anti Sars-Cov2 Spike	ElettroChemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
IGGCO1-3625	Anticorpi Anti Sars-Cov2 Trimerics IgG	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
TAS1-3479	Anticorpi Anti Streptolisina-O (Taslo)	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
ANTTI2-7129	Anticorpi Anti Tireoglobulina (AbAnti TG)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
ANTTPO-7131	Anticorpi Anti Tireoperossidasi(Ab TPO)	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
TREG-3741	Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgG	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-113	No	5	
TREM-3742	Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4m	Siero	Syn-114	No	5	
VNESA-5026	Anticorpi Anti Virus Neurotropi		Tappo GIALLO 3mL	Siero	BT	No		Microbiologia (Borgo Trento)
DNA-4001	Anticorpi Anti-Dsdna-Nativo	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
LKMA-4021	Anticorpi Antimicrosomi Epatici e Renali (LKM)	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1350	No	5	
LEPTO-7675	Anticorpi Leptosirosi IgG Totali	Cfr (Fissazione Delcomplemento)	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1219	No	10	
GLUTA-4057	Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
GLUTG-4037	Anticorpi Anti Transglutaminasi IgG	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
ACET-7204	Anticorpi Anti Recettori Acetilcolina	Ria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-643	No	10	
GANGO-9512	AntiIgAnlio+Cervel.		Tappo GIALLO 3mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
TPA-7465	Antigene Polipeptidico Tissutale (Tpa)	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6513	No	3	
MOG-9514	Antimog		Tappo ROSSO 4mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
NERVO-9517	Antinervo		Tappo ROSSO 4mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
NEU-9518	Antineurone		Tappo ROSSO 4mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
NMO-9515	Antinmo		Tappo ROSSO 4mL	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
ABONCO-5024	Anti-Onconeuronali Ab		Tappo GIALLO 3mL (Provetta dedicata)	Siero	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
VNELI-5028	Anti Virus Neurotropi Liquor		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
BORLIQ-5036	Anti Borrelia IgG e IgM Liquor		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
AT3-3220	Antitrombina (AT)	Cromogenico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo
APCR-3021	APC Resistance (Resistenza Alla Proteina C Attivata, APCR)	Coagulativo	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	No	8	Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo
APCA-4033	APCA (Anti Cellule Parietali Gastriche)	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1355	No	3	
APOA1-741	Apolipoproteina A1	Nefelometria	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	
APOB1-742	Apolipoproteina B	Nefelometria	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	
APTO-3911	Aptoglobina	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	5	
PTT-3010	APTT (Tempo Di Tromboplastina Parziale Attivato)	Coagulativo	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo
AMLA-4026	ASKMA Anticorpi Anti Muscolo Striato (Cuore)	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1360	No	10	
ASMA-4028	ASMA (Anticorpi Anti Muscolo Liscio)	Immunofluorescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
AST-1000	AST(Aspartato Aminotransferasi, GOT)	Enzimatico-Colorimetrico IFCC	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
COOBU-318	Autoanticorpi Anti Eritrociti (Test Di Coombs Diretto)		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	TRASF	No	2	Centro trasfusionale (Bussolengo), 2 provette firmate
BARB-9005	Barbiturici	Emit	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-66708	No	3	
BENZO-7700	Benzodiazepine (Test Di Screening)	Emit	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-66918	No	3	
UBENZO-7702	Benzodiazepine Urine a Valenza Clinica	Emit	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-6691CL	No	5	
B2GLG-7483	Beta-2 Glicoproteina IgG	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
B2GLM-7484	Beta-2 Glicoproteina IgM	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
B2M-7474	Beta-2 Microglobulina	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
BETAG-9519	Beta-Glucano		Tappo BLU 3mL	Siero	BT	No		Microbiologia (Borgo Trento). Separare e congelare
BHCG- 7010	Beta-Hcg Gonadotropina Corionica	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
BICA-2521	Bicarbonati (Idrogenocarbonato)	Enzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-2400	No	3	
BT-750	Bilirubina Totale	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
BF-771	Bilirubina Totale (Diretta E Indiretta)	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
BNP-1267	BNP (NT-Pro BNP)	Test Immunologico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
	Borrelia Burgdorferi IgG (Liquor)	Chemiluminescenza	provetta sterile Tappo Rosso	Liquor 1 mL	Syn-14601	No	3	Congelare (-20°C)
	Borrelia Burgdorferi IgM (Liquor)	Chemiluminescenza	provetta sterile Tappo Rosso	Liquor 1 mL	Syn-14602	No	3	Congelare (-20°C)
BORS-4036	Borrelia Burgdorferi Anticorpi IgG	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1460	No	4	
BOR-4035	Borrelia Burgdorferi Anticorpi IgM	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1461	No	4	
PEPT1-7415	C Peptide	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CA125-7485	CA- 125	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CA153-7490	CA 15.3	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CA199-7480	CA 19.9	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CA199D-7481	CA 19.9 (Liquido Drenaggio)	ElettroChemiluminescenza	provetta /contenitore sterile tappo rosso	Liquido Drenaggio	Int.	No	1	
CA50-7482	CA 50	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6518	No	4	
CA72-4-7486	CA 72.4	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6517	No	3	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
UCAD-6192	Cadmio Urinario - Urine Inizio Turno	Assorbimento Atomico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-7139	No	10	Vedi istruzioni SynLab
CA-1490	Calcio	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
CAI-1491	Calcio Ionizzato Ca++	Emogas	Siringa Eparinata/Provetta Tappo Verde senza Gel	Sangue Intero Eparinato	Int.	No	1	
UCAE-6165	Calcio Totale Urine	Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee/II Minz.	Int.	No	1	Raccolta da seconda minzione
UCA-6160	Calcio Totale Urine 24h	Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Int.	No	1	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione,indicare diuresi
CALCIT-7151	Calcitonina	ElettroChemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min
CALPRO-1618	Calprotectina	Chemiluminescenza	Contenitore Tappo rosso dedicato	Feci -Una Noce	Int.	No	6	
CBZ-8998	Carbamazepina	Immunoenzimatica	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	Centrifugare entro 30 min
FOSFA-4048	Cardiolipina IgA	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
FOSFG-4046	Cardiolipina IgG	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
FOSFM-4047	Cardiolipina IgM	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
IMME1-3868	Catene Leggere Libere Sieriche (Catene Leggere Libere Kappa E Lambda)	Nefelometria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	6	
CEA-7460	CEA	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CEAD-7461	CEA (Liquido Drenaggio)	ElettroChemiluminescenza	Provetta /contenitore sterile tappo rosso	Liquido Di Drenaggio	Int.	No	1	
CERU-3912	Ceruloplasmina	Immunoturbidimetrico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-140	No	3	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
CHE-1220	CHE (PseudoColinesterasi)	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
CLTA-7612	Chlamydia Trachomatis IgA	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1323	No	5	
CLTG-7613	Chlamydia Trachomatis IgG	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1320	No	5	
CLTM-7614	Chlamydia Trachomatis IgM	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1319	No	5	
CLPA-7682	Chlamydia Pneumoniae IgA	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-13204	No	5	
CLPG-7684	Chlamydia Pneumoniae IgG	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-13200	No	5	
CLPM-7686	Chlamydia Pneumoniae IgM	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-13201	No	5	
CIC -3942	CIC (Immunocomplessi Circolanti)	Immunoenzimantica	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1313	No	7	
CICLO-4032	Ciclosporina	Chemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-694	No	3	
CISTA-1620	Cistatina C	Immunoturbidimetria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-352	No	3	Separare e congelare
AVID3-7599	Citomegalovirus Avidita' Anticorpi IgG	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1535	No	5	
U-DNA -7609	Citomegalovirus Dna-Quantitativo Urine	Pcr Real Time	Contenitore Tappo Giallo	Urine Mattino 5 mL	Syn-60061	No	10	Congelare
CITOG1-7618	Citomegalovirus IgG	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	1	
CITOM1-7619	Citomegalovirus IgM	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	1	
CITR-4038	Citrullina (CCP)	Immunoenzimatico	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
CPK-1250	CK (Creatina Kinasi,CPK)	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
CKNA-1255	CK (Creatinichinasi,CPK, Creatinfosfochinasi) Isoenzimi	Elettroforesi Su Gel D'Agarosi	Tappo ROSSO 4mL+Tappo BLU	Siero	Syn-1485 Syn-1486	No	10	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
CKMB-1260	CK MB-Massa	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
CL-1430	Cloro	Potenziometria Indiretta	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
UCLE-6145	Cloro Urine	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
UCL-6150	Cloro Urine 24h	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
CT-710	Colesterolo	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
HDLC-720	Colesterolo HDL	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
LDLC-735	Colesterolo LDL	Calcolato Secondo Formula Friedewald	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	Per il calcolo è necessario richiedere colesterolo totale, trigliceridi e HDL
C31-2921	Complemento C3	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
C41 -2939	Complemento C4	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
COPAVS-7489	Copeptina	IF-Trace	Tappo ROSSO 4 mL	Siero	Syn-2157	No		(Sostituisce ADH) Separare e congelare
UCHET-6031	Corpi Chetonici Urine (Chetonuria)	Striscia Reattiva	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
CORTC-7354	Cortisolo Curva	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo
CORT8-7352	Cortisolo Mattino	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Prelievo h 8:00 centrifugare entro 30 min
CORTP-7553	Cortisolo Sera	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Previo accordo con il laboratorio prelevare h 20:00. Centrifugare entro 30 min
UCORTI-7357	Cortisolo Urinario Urine 24h	Chemiluminescenza	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-626	No	5	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
COXA-7478	Coxackie Virus B IgM	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-478	No	20	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
CR-670	Creatinina	Colorimetrico (Jaffè)	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
CRD-671	Creatinina (Liquido Drenaggio)	Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
CRC-6080+ CR-670	Creatinina Clearance	Colorimetrico (Jaffè)	Provetta urine da 10 ml + Tappo VERDE 3mL	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare la diuresi e la durata della raccolta. Per il calcolo CRC associare sempre una richiesta CR-670
UCRE-6049	Creatinina Urine	Colorimetrico (Jaffè)	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee/Ii Minz.	Int.	No	1	Raccolta da seconda minzione
UCR-6070	Creatinina Urine 24h	Colorimetrico (Jaffè)	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
CRIO-3420	Crioglobuline	Precipitazione A Freddo	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Syn-142	No	10	Campione a 37°C fino al momento della centrifugazione
UCROMO-6211	Cromo Urine-Inizio Turno	Assorbimento Atomico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-7149	No	7	
CROMOG-7491	Cromogranina-A	If-Trace	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-62121	No	4	Separare e congelare
CTX-1100	CTX (Telopeptide C-Terminale Collagene Di Tipo1)	Immunoenzimatica	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata
CYFRA1-7488	Cyfra 21-1	Trace	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	10	Separare e congelare
DD-3221	D-Dimero	Immunoturbidimetria	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo
ANDRO-7320	Delta 4 Androstenedione	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-637	No	4	
UDPD-6011	Desossipiridinolina Totale Urine 24h	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-6321	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
DHEA-7310	DHEA (Deidroepiandrosterone)	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6360	No	5	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
DHEA-S-7318	DHEA-S (Deidroepiandrosterone Solfato)	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min
DIFTE-3831	Difterite Anticorpi	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-13209	No	10	
DIGO-7420	Digossina	Immunoturbidimetria Kims	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
DHT-7302	Diidrotosterone (DHT)	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6210	No	5	
VALP-9012	Dipropilacetato (Valproato, Acido Valproico,DPA,Depakin)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
DNASI-3481	Dnasi B Abs	Nefelometria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1065	No	10	
DOPO-7890	Dopamina	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-7890	No	10	Separare congelare
UBJ-6052	Dosaggio Catene Leggere Kappa/Lambda Urine 24h	Immunonefelometria	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Syn-633	No	5	Mescolare e indicare la diuresi
ELAS-7206	Elastasi 1 Pancreatica (Feci)	Immunoenzimatico	Contenitore dedicato Feci	Feci Quantità Pari A Una Noce	Syn-520	No	20	
EP-835	Elettroforesi Delle Proteine Sieriche (Protidogramma)	Elettroforesi Capillare	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	4	
EPU-6053	Elettroforesi Proteine Urine 24h	Elettroforesi	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Syn-265	No	5	Mescolare e indicare la diuresi
EMA-4023	EMA (Anticorpi Antiendomisio IgA)	Immunofluorescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
EC-2520	Emocromo	Contaglobuli	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	Si	1	
EMOG-2522	Emogas Arterioso (Poct)	Emogasanalisi	Siringa dedicata Eparinata	Sangue Intero Eparinato	Int.	Si	1	In ghiaccio
EMOGASCO-2525	Emogas Da Cordone Ombelicale (Poct)	Emogasanalisi	Siringa dedicata Eparinata	Sangue Intero Eparinato	Int. (nido)	Si	1	In ghiaccio

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
EMOGV-2524	Emogas Venoso (Poct)	Emogasanalisi	Siringa dedicata Eparinata	Sangue Intero Eparinato	Int.	Si	1	In ghiaccio
HBG-515	Emoglobina Glicata (HbA1C)	Elettroforesi Capillare	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	2	
HBP1-2825	Emoglobine Patologiche (Fetale, A2)	Elettroforesi Capillare	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	8	
ENA-4022	ENA (Antigeni Nucleari Estraibili)	Immunoenzimatico	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
EMAG-4029	Endomisio IgG	Immunofluorescenza Indiretta	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1541	No	7	
HBEAG1-7511	Epatite B- Ac Anti-Hbe	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
ANHBE1-7516	Epatite B- Antigene Hbe	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
ANTHBS-7505	Epatite B AntiHBS Antic.Anti Ag Superf.	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	
HBS-7500	Epatite B HbsAG Antigene Superficie	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	
HBCM1-7519	Epatite B-AntiHBC IgM (Anticore-IgM)	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
HBCM1-7519	Epatite B-AntiHBC Totali (Anticore-IgM IgG)	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
HBVDNA-7527	Epatite B-Dna HBV-Dna Quantitativo	PCR Real Time	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-60091	No	7	Separare e congelare con provetta dedicata
ANHAM1-7538	Epatite-A Anticorpi IgM	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
ANHAV1-7531	Epatite-A Anticorpi Totali	Immunofluorescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
ERITRO-4050	Eritropoietina (EPO)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min
UCALC-6275	Esame Chimico Del Calcolo Renale (Ricerca Qualitativa)	Spettrometrico A Raggi Infrarossi	Contenitore Tappo Rosso	Calcolo	Syn-810	No	5	
E2-7019	Estradiolo (E2)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
E3-7015	Estriolo	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-611	No	7	
ETA-1675	Etanolo (Alcoemia)	Enzimatico Colorimetrico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-7341	No	3	Provetta dedicata
ETO-9008	Etosuccimide (ETS)	Hplc	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-672	No	7	
FATVW-387	Fattore Von Willebrand Attivita'	Immunoturbidimetrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-462	No	15	Separare e congelare
FAT2-330	Fattore II	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-441	No	8	Separare e congelare
FAT9-383	Fattore IX	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-740		8	Separare e congelare
RF1-3459	Fattore Reumatoide (RF)	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
FAT5-380	Fattore V	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-360		8	Separare e congelare
FAT7-381	Fattore VII	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-342	No	8	Separare e congelare
FAT8-382	Fattore VIII	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-7620	No	8	Separare e congelare
FAT10-384	Fattore X	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-440		8	Separare e congelare
FAT11-385	Fattore XI	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-741		8	Separare e congelare
FAT12-386	Fattore XII	Coagulometrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Syn-743	No	8	Separare e congelare
FECI-5000	Feci Potere Digestivo (Es. Chimico Fisico)	Microscopia	Contenitore Tappo Rosso Dedicato	Feci -Una Noce	Syn-517	No	5	
SO-5010	Feci Sangue Occulto	Test Rapido/ Qualitativo	Contenitore dedicato	Feci	Int.	No	1	Contattare il laboratorio
FEN-9007	Fenitoina Dph	Emit	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-675	No	3	
FENB-8999	Fenobarbital	Immunoenzimatico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Accordo	1	
UF-6181	Fenolo Urine Inizio Turno	Hplc	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-7082	No	7	Vedi istruzioni synlab

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
FERRI-7435	Ferritina	Immunoturbidimetria	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
FE-1580	Ferro (Sideremia)	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
FIBR-3140	Fibrinogeno	Secondo Clauss	Tappo AZZURO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Riempire la provetta fino al segno. Inviare entro 4 ore dal prelievo
FK-9018	Fk 506 Tacrolimus	Immunoenzimatico	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-685	No	8	
FLAC-999	Flecainide	Lc/Ms	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-403	No	8	Raccogliere il campione prima della dose successiva e sempre alla stessa ora del giorno
FOL-7438	Folati	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	
ACP-940	Fosfatasi Acida Totale	Colorimetrico Cinetico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-283	No	4	Separare e congelare
ISO-981	Fosfatasi Alcalina Ossea Specifica (Isoenz. Osseo Dell' ALP)	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-2820	No	3	
PAP-960	Fosfatasi Prostatica	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-2830	No	4	Separare e congelare
P-1520	Fosforo	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
UPE-6175	Fosforo Urine	Colorimetrico	Provetta urine 10 ml	Urine Estemporanee/Ii Minz.	Int.	No	1	Raccolta da seconda minzione
UP-6180	Fosforo Urine 24h	Colorimetrico	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Int.	No	1	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
FRUT-512	Fructosamine Test Fruttosamina	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-2050	No	3	
FSH-7244	FSH (Follitropina)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	
FSHC-7246	FSH (Follitropina) Curva	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
FT3-7105	FT3 (Triodotironina Libera)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
FT4-7115	FT4 (Tiroxina Libera)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
G6P-1310	G-6 PDH Eritrocitaria	Enzimatico Cinetico	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-044	No	7	
GALA-346	Galattomannano		Tappo BLU 3 ml	Siero	BT	No		Microbiologia (borgo trento) separare e congelare
GA-3962	Gastrina	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-655	No	3	Separare e congelare
GASTRO-7447	Gastroprofile (Gastropanel)	Eia	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6560	No	8	Separare e congelare
FATTII-9126	Gene Fattore II (Protrombina) Mutazione G2021	PCR Real Time	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-60542		6	
LEIDEN-9124	Gene Fattore V Mutazione G1691A (Leiden)	PCR Real Time	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-60540	No	6	Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista)
JAK2-6000	Gene Jak2: Identificazione Qualitativa Di V617F	PCR Real time	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-1262	No		
MTHFRA-9127	Gene MTHFR Mutazione A1298C	PCR Real Time	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-601240	No	6	Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista)
MTHFRC-9125	Gene MTHFR Mutazione C677T	PCR Real Time	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-60124	No	6	Inviare il consenso sanitario specifico per il test (inf_gen20 syn oppure consenso dello specialista)
GGT-1070	GGT (Gamma Glutamyl Transferasi)	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
HGH1-7199	GH (Ormone Somatotropo)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	
HGH6A-7196	GH Curva Da Carico (Arginina)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	Curva 6 punti segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
HGH6I-7197	GH Curva Da Carico (Insulina)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	3	Curva 6 punti segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo
TBG-7116	Globulina Legante La Tiroxina (TBG)	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6140	No	3	
GLUCA-9500	Glucagone	Ria	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Syn-6521	No	8	Separare e congelare
G-500	Glucosio (Glicemia)	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
GLUPOC-502	Glucosio Capillare (Poct)	Striscia Reattiva	Puntura		Rep. NIDO	Si		
CURVA-581	Glucosio Curva Da Carico Orale (OGTT) 3 Determinazioni	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo GRIGIO 2mL	Plasma Con Inibitore Della Glicolisi	Int.	No	1	Prelievo a 0, 60, 120 min dopo somministrazione 75g di glucosio
CURVA5-580	Glucosio Curva Da Carico Orale (OGTT) 5 Determinazioni	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo GRIGIO 2mL	Plasma Con Inibitore Della Glicolisi	Int.	No	1	Prelievo a 0, 30,60,90, 120 min dopo somministrazione 75g di glucosio
CURVA6-582	Glucosio Curva Da Carico Orale (OGTT) 6 Determinazioni	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo GRIGIO 2mL	Plasma Con Inibitore Della Glicolisi	Int.	No	1	Prelievo a 0, 30,60,90, 120, 150 min dopo somministrazione 75g di glucosio
GPP-501	Glucosio Post-Prandiale	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	1 h dopo il pranzo
UG-6030	Glucosio Urine	Enzimatico-Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
UG24h-6032	Glucosio Urine 24h	Enzimatico-Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine 24H	Int.	No	1	Mescolare, indicare diuresi e durata della raccolta
TIG-6290	Gonadotropina Corionica (hCG) Urine	Test Rapido/ Qualitativo	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
GRHN-3259	Gruppo Sanguigno AB0, Fenotipo Rh,Coombs Diretto (Neonati)	Ortho	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	2	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
GRH-3260	Gruppo Sanguigno AB0, Fenotipo Rh	Ortho	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	2	Due provette firmate
HCV-7522	HCV Anticorpi Virus Epatite C	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	
HCVC-7523	HCV Riba (Virus Epatite C) Abs Test Di Conferma	Imminoblotting	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6050	No	10	
HCVG-7526	HCV Rna Genotipo	Ibridazione	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-60091	No	15	Separare e congelare con provetta dedicata
HCVQ-7525	HCV Rna Qualitativo	Pcr Real Time	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-60510	No	10	Separare e congelare con provetta dedicata
HCVRNA-7524	HCV Rna Quantitativo	Pcr Real Time	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-60530	No	10	Separare e congelare con provetta dedicata
HE4-1681	He4 (Ovarian Cancer Marker)	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6323	No	5	
HEP-7660	Helicobacter Pylori Ab IgG	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-148	No	3	
VARIE-7650	Herpes Zooster IgA Varicella	Immunoenzimatica	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1269	No	5	
VARG-7651	Herpes Zooster IgG Varicella	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-164	No	5	
VARM-7652	Herpes Zooster IgM Varicella	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1640	No	5	
HIVC -7621	HIV 1-2 Test Di Conferma	Immunoblotting	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1672	No	10	Provetta dedicata
HIVE-7620	HIV Immunodef.Acquisita (Hiv 1-2 Ab)	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	1	Consenso informato
HLABT-316	HLA (Borgo Roma)		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	BR	No	30	
HLA -102	HLA Tipizzazione Completa (Loci A-B-C, Drb1-Dqb1)	Pcr Reverse Dot Blot	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-60114	No	10	
UIDRO-6010	Idrossiprolina Urine 24h	Hplc	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Syn-632	No	10	Mescolare e indicare la diuresi

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
IGES-7582	IgE Specifiche Allergologiche Screening	Immunoblotting	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
IGE1-7579	IgE Totali	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
FIS -3863	Immunofissazione, Tipizzazione	Immunofissazione Elettroforetica	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	8	
IgA1-3850	Immunoglobuline IgA	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
IgG1-3851	Immunoglobuline IgG	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
IgG4-3865	Immunoglobuline IgG 4	Immunonefelometria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6344	No	5	Separare e congelare
IgM1-3849	Immunoglobuline IgM	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
DANBAR-3870	Indici Di Sintesi Liquorale		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor (2-3 mL)	BR	No	30	Neuropatologia (Borgo Roma)
INSU -7400	Insulina	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
INSUC-7405	Insulina Curva	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo
ISTA-7448	Istamina	Eia	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-6659	No	10	Separare e congelare
337	JAK2, BCR-ABL		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	BR	No	30	
LAC1-3026	LAC (Lupus Anticoagulante)	Coagulativo	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	No	15	Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo
LAMO -7445	Lamotrigina	Hplc	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-680	No	7	
LAP-1190	LAP (Leucin Amino Peptidasi)	Pho	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1162	No	15	
LAT-1231	Lattato (Acido Lattico)	Enzimatico	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Syn-305	No	6	Separare e congelare
LDH-1229	LDH (Lattato Deidrogenasi)	Enzimatico-Colorimetrico (L--> P)	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
LEGIO-7670	Legionella Pneumophila Anticorpi totali	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1321	No	8	
LEVE-1617	Levetiracetam (Keppra)	Hplc	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6208	No	10	Centrifugare e separare. Non utilizzare gel separatore
HLH-7229	LH (Ormone Luteotropo, Luteotropina)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
LHc-7235	LH (Ormone Luteotropo, Luteotropina) Curva	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Segnare stimolo somministrato e tempi di prelievo
LPSD-1282	Lipasemia (Liquido Drenaggio)	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Campione Estemporaneo	Int.	No	1	
LPS-1290	Lipasi	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
LIPO1-7759	Lipoproteina A	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
LIP-734	Lipoproteine Profilo (Lipoprint)	Gel Elettroforesi	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1453	No	12	
LIQUOR-5510	Liquor Esame Chimico e Microscopico	Esame Chimico Fisico + Biol.Molecolare Perfilmarray	2 Provette sterili Tappo Rosso	Liquor	Int.	Si	1	2 Provette sterili Tappo Rosso
LISO-1670	Lisozima Sierico (Muramidasi)	Rid	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1132	No	18	
LISTE-7680	Listeria Ab Totali IgG	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-122	No	7	
LII-1461	Litio	Colorimetrico	Tappo BLU 4mL	Siero	Int.	Si	1	
HPRLM-7225	Macroprolattina	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6179	No	40	Separare e congelare
MG-1550	Magnesio Totale	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
UMG-6185	Magnesio Totale Urine 24h	Colorimetrico Conclorofosfonazo	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Int.	No	1	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
MANG-6199	Manganese	Assorbimento Atomico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Syn-718	No	10	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
UMANG-6198	Manganese Urine Inizio Turno	Assorbimento Atomico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-7180	No	10	
UMETAN-6012	Metanefrine Urine 24h	Hplc	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-6232	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
META-6182	Metanolo	Gas Cromatografia	Tappo VERDE 3mL	Sangue Intero	Syn-7530	No	10	
UMETA-6236	Metanolo Urine Inizio Turno	Gas Cromatografia	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-753	No	10	
MIO-1262	Mioglobina	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
MUSK-9516	Musk Ab	Immunoenzimatica	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6235	No	20	
MYCOG	Mycoplasma Pneumoniae Anticorpi IgG	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1600	No	5	
MYCOM	Mycoplasma Pneumoniae Anticorpi IgM	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1601	No	5	
NSE1-7458	NSE (Enolasi Neuronespecifica)	ElettroChemiluminescenza	Tappo GIALLO 4mL	Siero	Int.	No	1	
OMO1-7751	Omocisteina Plasmatica	Nefelometria	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	3	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare se non eseguito in giornata
UOSMO-6013	Osmolalita' Urinaria	Pressione Di Vapore	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-7842	No	10	
OSMO-1495	Osmolarita' Sierica	Pressione Di Vapore	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-7841	No	10	Provetta dedicata tappata
UO-6152	Ossalato Urine 24h	Enzimatico Colorimetrico	Provetta urine 10 ml+HCL	Urine 24h+Hcl	Syn-6253	No	10	Acidificare con Hcl dopo la prima minzione. Indicare diuresi
OSTEO-7120	Osteocalcina	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6411	No	4	Separare e congelare
P1INP-1268	P1NP (Propeptide Amino Terminale Del Procollagene Di Tipo 1)	Immunoenzimatico	Tappo GIALLO 3 mL	Siero	Int.	No	1	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
F PARA-5030	Parassiti Intestinali	Microscopia	Contenitore Tappo Rosso dedicato	Feci -Una Noce	Syn-514	No	5	
PAROG -7653	Parotite Ab IgG	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-162	No	4	
PAROM -7654	Parotite Ab IgM	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1620	No	4	
PARVO-7632	Parvovirus B19 Anticorpi IgG	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1571	No	5	Contattare il laboratorio
PCR-3440	PCR (Proteina C Reattiva)	Immunoturbidimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
PCRA-1500	PCR (Proteina C Reattiva) Ad Alta Sensibilità	Immunoturbidimetria	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1010	No	5	
PCT-3441	PCT (Procalcitonina)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
PERTA-3826	Pertosse Ab IgA	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1631	No	5	
PERTG-3827	Pertosse Ab IgG	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-163	No	5	
PERTM-3828	Pertosse Ab IgM	Elisa	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1630	No	5	
PLT-2940	Piastrine In Citrato (Conteggio Piastrinico In Sodio Citrato)	Contaglobuli	Tappo AZZURRO 3,6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Contattare il laboratorio.si associa sempre una richiesta per emocromo in EDTA (EC-2520)
PB-1670	Piombo	Assorbimento Atomico	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-700	No	10	
UPB-6190	Piombo Urine Inizio Turno	Assorbimento Atomico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Syn-701	No	7	
PK-1340	Piruvatochinasi Eritrocitaria	Cinetico	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-295	No	10	
UPORFI-6205	Porfirine Totali Urine 24h	Spettrofotometria	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h Al Buio	Syn-7052	No	5	Conservare a 2 – 8 °c al buio, indicare la diuresi
K-1400	Potassio	Potenziometria Indiretta	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
UKE-6125	Potassio Urine	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
UK-6120	Potassio Urine 24h	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
PREA1-842	Prealbumina	Nefelometria	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
PRI-1496	Primidone	Emit	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-673	No	5	No gel separatore
HPRL-7214	PRL (Prolattina)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
HPRL-7214 HPRL2-7216 HPRL3-7217	PRL (Prolattina) Curva 3 Punti	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	Prelievi 0-30-60 min mantenendo il soggetto a riposo
PROGE-7029	Progesterone	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
S-100-7492	Proteina S-100	ElettroChemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-439	No	5	Separare e congelare dopo le 24 ore
P1433-5022	Proteina 14-3-3 Su Liquor		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor (2-3 mL)	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
PROC-3015	Proteina C (Coagulazione, PC)	Cromogenico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	No	8	Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo
PROS-3020	Proteina S (Coagulazione, PS)	Immunoturbidimetrico	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	No	8	Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo
PTAU-5021	Proteina Tau Su Liquor		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
SHBG1-7331	Proteine Leganti Ormoni Sessuali (SHBG)	Chemiluminescenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
PROT-825	Proteine Totali (Proteinemia)	Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Accordo	1	
UPROT-6050	Proteine Urine 24h (Proteinuria)	Turbidimetria	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
UPROTE-6048 UCRE-6049	Proteine/Creatinina Urine	Calcolato	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	Si	1	Per il calcolo è necessario registrare UPROT-6048 e UCRE-6049
PROVE-3341	Prove Crociate		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	TRASF	No		Centro trasfusionale (Bussolengo), 2 campioni conferma
PSA-7440	PSA(Antigene Prostatico Specifico)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
PSAL-7441	PSA-Free (Antigene Prostatico Libero)	ElettroChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	Si esegue solo in associazione al PSA totale
PT-3000	PT (Tempo Di Protrombina, INR)	Coagulativo	Tappo AZZURRO 3.6mL	Plasma Citrato	Int.	Si	1	Riempire la provetta fino al segno. inviare entro 4 ore dal prelievo
PTH-7450	PTH (Paratormone)	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	Accordo	1	
QUAL-9021	Quantiferon Test (TB Gold Plus)	Chemiluminiscenza	4 Provette dedicate TB GOLD PLUS (Verde/viola /grigio /giallo)	Plasma	Int.	No	4	Riempire bene le 4 provette fino al segno e mescolare x 10 volte
CU-1640	Rame (Cupremia)	Colorimetrico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-248	No	5	
RAST-7581	Rast IgE Specifiche Allergologiche (Pannello Alimenti)	Immunoblotting	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
RAST1-7585	Rast IgE Specifiche Allergologiche (Pannello Inalanti)	Immunoblotting	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
FELIX-3663	Reazione Di Agglutinaz.Per Tifo Petecchiale (Weil-Felix) Richettsiosi Ab	Agglutinazione	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-166	No	5	
WR-3580	Reazione Di Waaler Rose	Emoagglutinazione Passiva	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	1	
RENE1-7426	Renina (Clinostatismo)	Chemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	5	Si esegue dopo 1 ora in clinostatismo
REN1-7427	Renina (Ortostatismo)	Chemiluminescenza	Tappo VIOLA 3mL	Plasma EDTA	Int.	No	5	Si esegue dopo 1 ora di deambulazione
ROG-2900	Resistenza Osmotica	Fotometria	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-024	No	5	No venerdì e prefestivi, spedire in giornata


Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
RET-2620	Reticolociti (Conteggio)	Contaglobuli	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Int.	Accordo	1	
BANDEL-5032	Ricerca Bande Monoclonali Liquor		Provetta sterile Tappo Rosso	Liquor	BR	No		Neuropatologia (Borgo Roma)
AVID2-7599	Rosolia Avidita' Abs	Immunoenzimatico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-411	No	5	
AVID2-7599	Rosolia IgG Avidita'	Western Blot	Tappo ROSSO 4mL	Specificare Tipo Avidità	Syn-411	No	4	
WW-3661	Salmonelle E Brucelle Anticorpi	Agglutinazione Diretta	Tappo ROSSO 4m	Siero	Int.	No	3	
SE-1673	Selenio	Assorbimento Atomico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Syn-757	No	10	
SERO-7499	Serotonina Sierica	Hplc	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6303	No	10	Separare e congelare
SERO-7499	Serotonina Sierica	Hplc	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6303	No	10	Separare e congelare
SIRO-9006	Sirolimus (Rapamicina)	Lc/Ms	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-499	No	10	
NA-1370	Sodio (Na, Natriemia)	Potenziometria Indiretta	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
UNAE-6115	Sodio Urine	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	
UNA-6110	Sodio Urine 24h	Potenziometria Indiretta	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
IGF1 -7202	Somatomedina C (IGF1)	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-642	No	3	Separare e congelare
SOLBR-311	Sottopopolazione Linfocitaria		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	BR	No		
STZ-3520	Streptozyme Test	Emoagglutinazione	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-106	No	5	
C19-9300 (SOLO PER USO INT)	Tampone Molecolare Per La Ricerca Di Sars-Cov2 (RAPIDO)	Biologia Molecolare (PCR) metodo RAPIDO	Contenitore Dedicato UTM Tappo ROSSO	Tampone Naso-Faringeo	Int.	Si	2h	Solo per uso interno

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
C19-9300	Tampone Molecolare Per La Ricerca Di Sars-Cov2 (STANDARD)	Biologia Molecolare (PCR) metodo STANDARD	Contenitore Dedicato Tappo ROSA	Tampone Naso-Faringeo	Int.	No	2	
TEO-9000	Teofillina	Emit	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-678	No	5	No gel separatore
AGCOV1-9310	Test Rapido I Generazione Per La Ricerca Dell'Antigene Sars-Cov2	Immunocromatografia a Flusso Laterale	Contenitore Dedicato UTM Tappo ROSSO	Tampone Naso-Faringeo	Int.	Si	30 min.	
AGCOV3-9311	Test Rapido III Generazione Per La Ricerca Dell'Antigene Sars-Cov2	Immunofluorescenza	Contenitore Dedicato UTM Tappo ROSSO	Tampone Naso-Faringeo	Int.	Si	30 min.	
AGCOV4-9315	Test Rapido IV Generazione Per La Ricerca Dell'Antigene Sars-Cov2	Chemiluminiscenza	Contenitore Dedicato UTM Tappo ROSSO	Tampone Naso-Faringeo	Int.	No	1	
TESTO1-7301	Testosterone	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
TESTL1-7306	Testosterone Libero	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
TILBR-312	Tipizzazione Linfocitaria (Br)		Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA	BR	No		
TLC-1655	Tipizzazione Linfocitaria Completa	Citofluorimetria	Tappo VIOLA 3mL	Sangue Intero In EDTA +4° C	Syn-0600	No	10	Tassativamente eseguito lo stesso giorno del prelievo. No venerdì e prefestivi
TIR1-7126	Tireoglobulina (TG)	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	3	
TOPI-7707	Topiramato	Lc/Ms	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-6967	No	10	Separare e congelare, no gel separatore
TOXOG1-7604	Toxoplasma Anticorpi IgG	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	1	
TOXOM1-7608	Toxoplasma Anticorpi IgM	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	1	
AVID1-7599	Toxoplasma Avidita' Abs IgG	Chemiluminiscenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-11805	No	5	
AVID1-7599	Toxoplasma IgG Avidita'	Western Blot	Tappo ROSSO 4mL	Specificare Tipo Avidità	Syn-11805	No	4	

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
TRAN-1610	Transferrina	Immunoturbidimetria	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
CDT-1611	Transferrina Carboidrato Carente Reflex	Elettroforesi Capillare	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1524	No	6	Provetta dedicata
	Transferrina Saturazione	Calcolato	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	Per il calcolo è necessario richiedere transferrina e ferro
VDRL-3700	Treponema Pallidum Ac Anti Cardiopina (VDRL,RPR)	Flocculazione Su Vetrino	Tappo ROSSO 4m	Siero	Int.	No	3	
TPHA-3740	Treponema Pallidum Anticorpi	Emoagglutinazione Passiva	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	No	3	
TG1-730	Trigliceridi	Enzimatico Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
TRIP-7446	Triptasi	Fia	Tappo ROSSO 4m	Siero	Syn- 6425	No	10	
TRIBT-324	Triptasi (Borgo Trento)		Tappo GIALLO 3mL	Siero	BT	No		
TROPO-1265	Troponina T	ElettoChemiluminescenza(Ultra sensibile)	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
TSH-7090	TSH (Tireotropina)	ElettoChemiluminescenza	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	No	1	
URIC-690	Urato (Uricemia)	Enzimatico-Colorimetrico Uricasi	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
UURIC-6100	Urato Urine 24h (Uricuria)	Enzimatico-Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
A-660	Urea (Azotemia)	Enzimatico-Colorimetrico	Tappo VERDE 3mL	Plasma Eparinato	Int.	Si	1	
UA-6069	Urea Urine 24h (Azoturia)	Enzimatico-Colorimetrico	Provetta urine da 10 ml	Urine 24h	Int.	No	1	Indicare diuresi e durata della raccolta
U-6001	Urine Esame Chimico Fisico	Citofluorimetrico e Morfologico	Provetta urine da 10 ml	Urine Estemporanee	Int.	No	1	Prima urina del mattino, mitto intermedio
VERS-5501	Versamento (Esame Chimico Fisico e Microscopico)		Contenitore Tappo Rosso dedicato	Versamento	Int.	No		Indicare il tipo di versamento

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
VES-2760	Ves (Velocità Di Eritrosedimentazione)	Microfotometro Capillare	Tappo VIOLA 3 MI	Sangue Intero In EDTA	Int.	No	1	
EBV1-7640	Virus Epstein Barr Ebna +Vca IgG IgM	Elisa	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
PBD-3630	Virus Epstein Barr (R.Paul Bunnel Davidson) Monotest	Test Rapido/ Qualitativo	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Int.	Accordo	1	
EBV2-7641	Virus Epstein Barr Ebv -Ab Ebna IgG	Elisa	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
EBV3-7642	Virus Epstein Barr Ebv -Ab Vca IgG-IgM	Elisa	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	15	
MORBG-7657	Virus Morbillo IgG	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-159	No	5	
MORBM-7658	Virus Morbillo IgM	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-1590	No	5	
ROSOG1-7622	Virus Rosolia Anticorpi IgG	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	2	
ROSOM1-7623	Virus Rosolia Anticorpi IgM	Chemiluminiscenza	Tappo GIALLO 3mL	Siero	Int.	No	2	
B12-7436	Vit. B12 (Cobalamina)	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
VITA-7443	Vitamina A (Liposolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-6617	No	10	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce
B1-7432	Vitamina B1 (Idrosolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero EDTA	Syn-396	No		Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero
B2-7449	Vitamina B2 (Idrosolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero EDTA	Syn-6614	No	10	Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero
B6-7433	Vitamina B6 (Idrosolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-66170	No	10	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce
VITC-7434	Vitamina C (Idrosolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-6612	No	10	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce

Cod. Acc. Int.	Esame	Metodo	Provette	Matrice	Lab.	URG.	TAT(gg)	Note
VITD 1,25-7437	Vitamina D (1,25 Diidrossi Liposolubile)	Chemiluminescenza	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-329	No	5	
VITD-7439	Vitamina D (25OH)	ElettroChemiluminescenza	Tappo BLU 3mL	Siero	Int.	No	2	
VITE-7444	Vitamina E (Liposolubile)	Hplc	Tappo VIOLA 3 mL	Plasma EDTA	Syn-6611	No	10	Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. Proteggere dalla luce
ZI-1672	Zinco	Colorimetrico	Tappo ROSSO 4mL	Siero	Syn-17160	No	5	
ZP-1678	Zincoprotoporfirina	Fluorimetria	Tappo VIOLA 3 mL	Sangue Intero In EDTA	Syn-703	No	8	

 PEDERZOLI	Laboratorio Analisi – Ospedale Pederzoli Manuale della qualità (MQ) ELENCO ESAMI/ PRONTUARIO BATTERIOLOGIA	Rev. Nr. 10 Marzo 2022
--	---	-------------------------------

Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
UBK-8051	Bk Urinario	Contenitore Sterile Urine Tappo Rosso/Giallo	BT	No	30gg	
TCLAEU-8030	Chlamydie Ricerca Diretta (T. Uretrale)	Tamp. Secco Tappo ARANCIONE	Int.	No	2 gg	
TCLAEV-8032	Chlamydie Ricerca Diretta (T.Vaginale)	Tamp. Secco Tappo BIANCO	Int.	No	2 gg	
TCLAEC-8031	Chlamydie Ricerca Diretta (T.Cervicale)	Tamp. Secco Tappo ARANCIONE	Int.	No	2 gg	
FCLOST-5003	Clostridium Difficile ricerca rapida (Feci)	Contenitore Sterile Feci Tappo Rosso	Int.	Si	3h	
SCOT-5031	Enterobius Vermicularis (Ossiuri) (Scotch-Test)	Richiedere Procedura Al Laboratorio	Int.	No	4 gg	Richiedere procedura al laboratorio
AL-9240	Esame Colturale Altra Localizzazione		Int.	No	7 gg	
BR-9150	Esame Colturale Bronco Aspirato	Contenitore Sterile Tappo Grigio	Int.	No	7 gg	
TNN-9066	Esame Colturale Cavita' Nasale	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TFR-9037	Esame Colturale Cavita' Oro-Faringea (Rapido)	Tamp. Secco Tappo BIANCO	Int.	No	1 gg	Ricerca <i>S. pyogenes</i>
TFN-9036	Esame Colturale Cavita' Oro-Faringea (Ricerca + Antibiogramma)	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	



Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
COPRO-9100	Esame Colturale Delle Feci (Coprocoltura)	Contenitore Sterile Feci Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
EMOPE-5512	Esame Colturale Emocoltura Pediatrica	Flacone Pediatrico Dedicato	Int.	Si	5 gg	
ESCRE-9056	Esame colturale Escreato	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DAD-9160	Esame colturale liquidi da Drenaggio Addominale/Ascitico	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DB-9165	Esame colturale liquidi da Drenaggio Biliare	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DPD-9170	Esame colturale liquidi da Drenaggio Pancreas Dx	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DPS-9175	Esame colturale liquidi da Drenaggio Pancreas Sx	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DPL-9180	Esame colturale liquidi da Drenaggio Pleurico	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DPO-9185	Esame colturale liquidi da Drenaggio Polmonare	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
DS-9190	Esame colturale liquidi da Drenaggio Sinoviale	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
LIQ-5029	Esame Colturale Liquor	Provetta Sterile T.Rosso	Int.	Si	3 h	
CAT-9155	Esame Colturale Punta Catetere	Contenitore Sterile Tappo Rosso	Int.	No	7 gg	
EMO-8100	Esame Colturale Sangue (Emocoltura)	Flacone Per Aerobi E Per Anaerobi	Int.	Si	10 gg	
TR-9225	Esame colturale Tampone Rettale	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TVN-9046	Esame Colturale Tampone Vaginale	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
UROC-9025	Esame Colturale Urina Catetere (Urinocoltura)	Contenitore Sterile Urine Tappo Rosso/Giallo	Int.	No	7 gg	



Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
URO-9020	Esame Colturale Urina Mitto Intermedio (Urinocoltura)	Contenitore Sterile Urine Tappo Rosso/Giallo	Int.	No	7 gg	
FHEP-8075	Helicobacter Pylori (Feci)	Contenitore Sterile Feci Tappo Rosso	Int.	No	1 gg	
MICETI-8320	Miceti (Lieviti) Identificazione Macro-Microscopica	Richiedere procedura al laboratorio	SYN-5900	No	28 gg	Richiedere procedura al laboratorio
BKDNA-370	Micobatteri Da Coltura Identificazione Mediante Ibridazione	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Da richiedere solo in associazione con le altre richieste per micobatteri
BKLASB-369	Micobatteri Esame Colturale (Met.Radiom. E Non) (Aspirato Bronchiale)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSABR-361 / BKLASB-364
BKLESP-367	Micobatteri Esame Colturale (Met.Radiom. E Non) (Espettorato)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSESP-363 / BKLESP-365
BKLBAL-368	Micobatteri Esame Colturale (Met.Radiom. E Non) (Lavaggio Bronchiale BAL)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSABR-361 / BKLASB-364
BKSESP-365	Micobatteri Esame Colturale In Terreno Solido (Espettorato)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSESP-363 / BKLESP-365
BKSABR-364	Micobatteri Esame Colturale In Terreno Solido (Aspirato Bronchiale)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSABR-361 / BKLASB-364



Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
BKSBAL-366	Micobatteri Esame Colturale In Terreno Solido (Lavaggio Bronchiale BAL)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSBAL-363 / BKLBAL-368
BKMABR-361	Micobatteri Ricerca Microscopica (Aspirato Bronchiale)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSABR-364 / BKLASB-369
BKMESP-362	Micobatteri Ricerca Microscopica (Espettorato)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSESP-365 / BKLESP-367
BKMBAL-363	Micobatteri Ricerca Microscopica (Lavaggio Bronchiale BAL)	contenitore sterile tappo grigio	BT	No	30gg	Peseguire l'esame e' necessario associare le richieste BKDNA-370 / BKSBAL-366 / BKLBAL-368
TMICOC-8034	Micoplasmi/Ureaplasma (T.Cervicale)	Tamp.Tappo ARANCIONE	Int.	No	3 gg	
TMICOU-8036	Micoplasmi/Ureaplasma (T.Uretrale)	Tamp.Tappo ARANCIONE	Int.	No	3 gg	
TMICOV-8035	Micoplasmi/Ureaplasma (T.Vaginale)	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	3 gg	
GIP-5513	Pannello Gastrointestinale	Tamp. Tappo VERDE	Int.	No	2 gg	
AGGIA-2001	Ricerca Antigene Giardia Lamblia (Feci)	Contenitore Sterile Feci Tappo Rosso	Int.	No	2gg	
ULEGIO-7671	Ricerca antigene urinario Legionella	Contenitore Sterile Urine Tappo Rosso/Giallo	Int.	Si	3h	
UPNEUM-7672	Ricerca antigene urinario S.Pneumoniae	Contenitore Sterile Urine Tappo Rosso/Giallo	Int.	Si	3h	
RESP2B-5514	Ricerca Sequenze Genomiche Pneumoniae Panel Plus (Basse Vie Respiratorie)	Tamp.T. ROSSO UTM 3 MI	Int.	Si	3h	Solo su richiesta dell'Infettivologo



Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
RESP2-5511	Ricerca Sequenze Genomiche Respiratory Panel 2.1 Plus (Alte Vie respiratorie)	Tamp.Tappo Rosso Utm 3 Ml	Int.	Si	3h	
FROT-8083	Rotavirus (Feci)	contenitore sterile feci tappo rosso	Int.	No	1 gg	
STVR-9047	Streptococco Agalactiae Tamp.Vagino-Rettale (Esame Colturale)	Brodo Tappo Giallo	Int.	No	7 gg	
TAC-9195	Tampone Ascesso Cutaneo	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TAO-9200	Tampone Ascesso Osseo	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TCE-9205	Tampone Cervicale	Tamp.Tappo ARANCIONE	Int.	No	7 gg	
TCU-9210	Tampone Cutaneo	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TFC-9215	Tampone Ferite Chirurgiche	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TFT-9220	Tampone Ferite Traumatiche	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TNS-9067	Tampone Nasale Screening Mrsa	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	Ricerca <i>S.aureus</i> meticillino-resistente
TRSPCR-9227	Tampone Rettale Multiplex (Real Time Pcr)	Tamp.Tappo VERDE	Int.	Si	2 gg	Ricerca meccanismi resistenza antibiotici
TUE-9245	Tampone Ulcera Extra Piede (Arto inferiore)	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TUP-9235	Tampone Ulcera Piede (Arto Inferiore)	Tamp.Tappo ROSA	Int.	No	7 gg	
TU-9230	Tampone Uretrale	Tamp.Tappo ARANCIONE	Int.	No	7 gg	
FPARA	Parassiti Intestinali (Elminti,Protozoi) Ricerca Microscopica	contenitore sterile feci tappo rosso	SYN-514	No	7 gg	

Cod.Acc.Int	Esame	Contenitore	Lab.	URG.	TAT	Note
EMOP	Pannello Emocolture (Bcid2)	Flacone Per Aerobi e Per Anaerobi		No		Solo su richiesta dell'Infettivologo